



Catálogo productos

Liquid Handling | Consumibles Life Sciences
Robot de pipeteado | Aparatos volumétricos
Material de laboratorio

BRAND. For lab. For life.®

Índice de marcas

accu-jet®, BIO-CERT®, BLAUBRAND®, BRAND®, BRAND.Forlab.Forlife®, BRANDplates®, cell-culture™, cellGrade™, Dispensette®, EASYCAL™, HandyStep®, hydroGrade™, immunoGrade™, inertGrade™, lipoGrade™, nano-cap™, pureGrade™, QuikSip™, SafetyPrime™, seripettor®, TipStack™, Titrette®, Transferpette® así como las marcas denominativas y figurativas reproducidas y la marca denominativa y figurativa BRAND son marcas o marcas registradas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.

El resto de las marcas citadas o reproducidas pertenecen a sus respectivos propietarios.



Se aplican nuestros términos y condiciones generales
(<https://www.brand.de/es/condiciones-generales-de-contratacion>).



Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Índice

PRODUCTOS NUEVOS	4
CAPÍTULO I Liquid Handling Dosificación Valoración Pipeteado	7
CAPÍTULO II Robot de pipeteado Liquid Handling Station Accesorios	49
CAPÍTULO III Consumibles Life Sciences Microtubos PCR Microplacas Cubetas, etc.	57
CAPÍTULO IV Aparatos volumétricos Pipetas aforadas Pipetas graduadas Matraces aforados Buretas, etc.	89
CAPÍTULO V Material de laboratorio Vasos Embudos Frascos Detergentes Medición de densidad, etc.	119
CAPÍTULO VI Accesorios y recambios Liquid Handling Consumibles Life Sciences Aparatos volumétrico Material de laboratorio	157

Nuevos productos



Pipeta de microlitro monocanal Transferpette® *pro*, variable, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706868	0,1 – 1 µl	1	pieza(s)
706869	0,1 – 2,5 µl	1	pieza(s)
706870	0,5 – 10 µl	1	pieza(s)
706871	2 – 20 µl gris	1	pieza(s)
706872	2 – 20 µl amarillo	1	pieza(s)
706873	5 – 50 µl	1	pieza(s)
706874	10 – 100 µl	1	pieza(s)
706878	20 – 200 µl	1	pieza(s)
706879	30 – 300 µl	1	pieza(s)
706880	100 – 1000 µl	1	pieza(s)
706881	250 – 2500 µl	1	pieza(s)
706882	500 – 5000 µl	1	pieza(s)
706884	1000 – 10000 µl	1	pieza(s)



Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® *pro* -8, variable, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706900	0,5 – 10 µl	1	pieza(s)
706906	5 – 50 µl	1	pieza(s)
706908	10 – 100 µl	1	pieza(s)
706910	20 – 200 µl	1	pieza(s)
706912	30 – 300 µl	1	pieza(s)
706916	50 – 1250 µl	1	pieza(s)



Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® *pro* -12, variable, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706920	0,5 – 10 µl	1	pieza(s)
706926	5 – 50 µl	1	pieza(s)
706928	10 – 100 µl	1	pieza(s)
706930	20 – 200 µl	1	pieza(s)
706932	30 – 300 µl	1	pieza(s)
706936	50 – 1250 µl	1	pieza(s)

Set de pipetas Transferpette® *pro*, variable, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706890	Kit básico micro, 3 pipetas: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
706891	Kit básico midi, 3 pipetas: D-20 (2-20µl) amarillo, D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
706892	Kit básico macro, 3 pipetas: D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl), D-10000 (1000-10000µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
706893	Kit básico estándar, 3 pipetas: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)



Puntas para pipetas, paletizadas, TipStack, BIO-CERT LIQUID HANDLING QUALITY

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
732244	0,5 – 20 µl 1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732248	2 – 200 µl 1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732252	50 - 1000 µl 1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est



Puntas para pipetas, paletizadas, TipStack, BIO-CERT LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
732264	0,5 – 20 µl 1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732268	2 – 200 µl 1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732272	50 - 1000 µl 1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est



Liquid Handling



Dosificador acoplable a frasco

página 24



Bureta acoplable a frasco

página 27



Aspiradores

página 28



Micropipetas

página 30



Aparato verificador de estanqueidad de pipetas

pág. 32



Puntas

página 35



Pipeta de émbolo

página 43



Dispensadores manuales

página 44



Puntas PD

página 45



Auxiliares de pipeteado

página 46

Dispensette® S

Las ventajas a simple vista

El dosificador acoplable a frasco Dispensette® S está equipado con todo lo necesario para que dosificar sea más seguro y fácil. Ideas innovadoras – técnica probada.



Caperuza a rosca giratoria
no interfiere en la dosificación

Fijación de volumen

mediante regleta dentada situada en el interior

Cánula de dosificación

con válvula de purga

Válvula de aspiración con oliva

para una mejor sujeción del tubo de aspiración

Tubo para dosificación inversa

para cánula de dosificación con válvula de purga



Fijación segura de volumen mediante regleta dentada situada en el interior



Sistema de válvulas, concebido sin juntas



Montaje sencillo de la cánula de dosificación



Dosificación de serie

Técnica Easy Calibration

Ajuste en segundos en el marco del control de los medios de análisis según ISO 9001 y BPL.

Cánula de dosificación

sin válvula de purga

Gran abertura de visualización

hace posible el control del medio

Dispensette® S Organic, Digital

Bloque de válvulas giratorio 360°

con rosca GL 45

Válvula de salida con bola de seguridad

se cierra con la cánula de dosificación no montada

Tubo de aspiración telescópico

Ajuste rápido



Dosificación de medios estériles



Dosificación de medios sensibles



Sistema de dosificación a distancia para bidones

Dispensette® S

La elección correcta para una gran variedad de aplicaciones



	Dispensette® S	Dispensette® S Organic
Ámbito de aplicación	reactivos agresivos: p. ej. álcalis y ácidos concentrados, como H_3PO_4 , H_2SO_4 (excepto p. ej. HCl , HNO_3 y HF), soluciones salinas y una gran cantidad de disolventes orgánicos.	disolventes orgánicos: por ej. hidrocarburos clorados y fluorados como triclorotrifluoroetano y diclorometano, o ácidos como HCl y HNO_3 concentrados (excepto HF), así como ácido trifluoroacético (TFA), tetrahydrofurano (THF) y peróxidos. (THF) und Peroxide.
Materiales en contacto con los medios	Vidrio borosilicato, cerámica de Al_2O_3 , platino-iridio, ETFE, FEP, PFA, PTFE y PP	Vidrio borosilicato, cerámica de Al_2O_3 , tántalo, ETFE, FEP, PFA, PTFE y PP
Presión de vapor	máxima 600 mbar	máxima 600 mbar
Viscosidad	máxima 500 mm ² /s	máxima 500 mm ² /s
Temperatura	máxima 40 °C	máxima 40 °C
Densidad	máxima 2,2 g/cm ³	máxima 2,2 g/cm ³



Para la dosificación de ácido fluorhídrico (HF) recomendamos el dosificador acoplable a frasco Dispensette® S Trace Analysis con válvula de resorte de platino-iridio. Encontrará más informaciónes en www.brand.de

Tabla de selección de dosificadores

Medio	Dispensette [®] S	Dispensette [®] Organic	Medio	Dispensette [®] S	Dispensette [®] Organic	Medio	Dispensette [®] S	Dispensette [®] Organic
Aceite combustible (Aceite Diesel), pto. de eb. 250-350 °C		+	Benzilamina	+	+	Etilo acetato	+	+
Aceite Diesel, pto. de eb. 250-350 °C		+	Benzina (Ligroína), pto. de eb. 70-180 °C		+	Feniletanol	+	+
Aceite esencial		+	Benzoato de metilo	+	+	Fenilhidracina	+	+
Aceite mineral (para motores)	+	+	Bromobenceno	+	+	Fenol	+	+
Acetaldehído	+	+	Bromonaftaleno	+	+	Fluoruro amónico	+	
Acetato de plata	+		Butanodiol	+	+	Formaldehído, ≤ 40%	+	
Acetato n-amílico	+	+	1-Butanol	+	+	Formamida	+	+
Acetato n-butílico	+	+	Butilamina	+	+	Glicerina	+	+
Acetilacetona	+	+	Carbonato de calcio	+		Glicol (Etilenglicol)	+	+
Acetofenona		+	Carbono tetracloruro		+	Heptano		+
Acetona	+	+	Ciclohexano		+	Hexano		+
Acetonitrilo	+	+	Ciclohexanona	+	+	Hexanol	+	+
Ácido acético (glacial), 100%	+	+	Ciclopentano		+	Hidróxido de calcio	+	
Ácido acético, ≤ 96%	+	+	Cloroacetaldehído, ≤ 45%	+	+	Hidróxido de potasio	+	
Ácido adípico	+		Cloroacetona	+	+	Hipoclorito de calcio	+	
Ácido bórico, ≤ 10%	+	+	Clorobenceno	+	+	Hipoclorito sódico	+	
Ácido bromhídrico		+	Clorobutano	+	+	Isobutanol	+	+
Ácido butírico	+	+	Cloroformo		+	Isooctano		+
Ácido clorhídrico, ≤ 20%	+	+	Cloronaftaleno	+	+	Isopropanol (2-Propanol)	+	+
Ácido clorhídrico, 20-37% **		+	Cloruro amílico (Cloropentano)		+	Líquido de centelleo	+	+
Ácido cloroacético	+	+	Cloruro de acetilo		+	Metanol	+	+
Ácido clorosulfónico		+	Cloruro de aluminio	+		Metilo formiato	+	+
Ácido crómico, ≤ 50%	+	+	Cloruro de amonio	+		Metilpropilcetona	+	+
Ácido dicloroacético		+	Cloruro de bario	+		Metil tert-butil éter (MTBE)	+	+
Ácido fluoroacético		+	Cloruro de bencilo	+	+	Metoxibenceno	+	+
Ácido fórmico, ≤ 100%		+	Cloruro de benzoilo	+	+	Mezcla crómica	+	
Ácido fosfórico, ≤ 85%	+	+	Cloruro de calcio	+		Nitrato de plata	+	
Ácido fosfórico, 85% + Ácido suflúrico, 98%, 1:1	+	+	Cloruro de etileno		+	Nitrobenzeno	+	+
Ácido glicólico, ≤ 50%	+		Cloruro de metileno		+	n-Pentano		+
Ácido hexanoico	+	+	Cloruro de potasio	+		Percloroetileno		+
Ácido láctico	+		Cloruro de zinc, ≤ 10%	+		Permanganato de potasio	+	
Ácido monocloroacético	+	+	Cresolo		+	Peróxido de hidrógeno, ≤ 35%		+
Ácido nítrico, ≤ 30%	+	+	Cumeno (Isopropilbenceno)	+	+	Petróleo, pto. de eb. 180-220 °C		+
Ácido nítrico, 30-70% */ **		+	Decano	+	+	Piperidina	+	+
Ácido oleico	+	+	1-Decanol	+	+	Piridina	+	+
Ácido oxálico	+		Diclorobenceno	+	+	Propilenglicol (Propanodiol)	+	+
Ácido peracético		+	Dicloroetano		+	Sodio acetato	+	
Ácido perclórico	+	+	Dicloroetileno		+	Sodio cloruro	+	
Ácido pirúvico	+	+	Diclorometano		+	Sodio dicromato	+	
Ácido propiónico	+	+	Dicromato de potasio	+		Sodio fluoruro	+	
Ácido sulfúrico, ≤ 98%	+	+	Dietanolamina	+	+	Sodio hidróxido, ≤ 30%	+	
Ácido tartárico	+		Dietilamina	+	+	Sulfato de amonio	+	
Ácido tricloroacético		+	1,2 Dietilbenceno	+	+	Sulfato de cobre	+	
Ácido trifluoroacético (TFA)		+	Dietilenglicol	+	+	Sulfato de zinc, ≤ 10%	+	
Ácido yodhídrico, ≤ 57% **	+	+	Difeniléter	+	+	Tetracloroetileno		+
Alcohol alílico	+	+	Dimetilnilina	+		Tetrahidrofurano (THF) */ **		+
Alcohol amílico (Pentanol)	+	+	Dimetilformamida (DMF)	+	+	Tetrametilamonio hidróxido	+	
Alcohol bencílico	+	+	Dimetilsulfóxido (DMSO)	+	+	Tolueno		+
Alcohol isoamílico	+	+	1,4 Dioxano		+	Trementina		+
Aldehído salicílico	+	+	Etanol	+	+	Triclorobenceno		+
Aminoácidos	+		Etanolamina	+	+	Tricloroetano		+
Amoníaco, ≤ 20%	+	+	Éter butilmetílico	+	+	Tricloroetileno		+
Amoníaco, 20-30%		+	Éter de petróleo, pto. de eb. 40-70 °C		+	Triclorotrifluoroetano		+
Anhídrido acético		+	Éter dibencílico	+	+	Trietanolamina	+	+
Anilina	+	+	Éter dietílico		+	Trietilenglicol	+	+
Benceno	+	+	Éter isopropílico	+	+	Trifluoroetano		+
Benzaldehído	+	+	Etilbenceno	+	+	Urea	+	
			Etilmetilcetona	+	+	Xileno		+

Esta tabla ha sido comprobada cuidadosamente y se basa en los conocimientos actuales. Observar siempre las instrucciones de manejo del aparato y las indicaciones del fabricante de los reactivos. Además de los productos químicos arriba mencionados pueden ser dosificados un gran número de soluciones salinas orgánicas e inorgánicas (por ej. reactivos tampón biológicos), detergentes biológicos, así como medios para el cultivo de células. Si Ud. necesita informaciones sobre productos químicos no mencionados en esta lista, puede comunicarse con BRAND. Edición: 0125-15

* utilizar adaptador para frasco en ETFE/PTFE

** utilizar junta en PTFE para bloque de válvulas

Las ventajas a simple vista

Los elementos de mando de la bureta acoplable a frascos Titrette® son muy claros. Teclas individuales para *Conectar/Desconectar*, tecla *Pausa* y tecla *Clear* para borrar lo que se muestra en la pantalla y seleccionar la función.

La rueda con buen agarre y el suave engranaje de precisión para una titulación rápida o por goteo posibilitan un uso especialmente sencillo y seguro.

Botón *Clear* de gran tamaño

Para borrar la visualización y comenzar una titulación nueva

Precisión

Cumplimiento de los límites de error de clase A para buretas de vidrio

Interfaz PC opcional

Para una transmisión directa de los datos

Pantalla digital

Para una lectura sencilla y precisa

Titulación sencilla con rueda

Rápido o gota a gota

Documentación en línea del producto MyProduct

Escanee el código QR para consultar en línea los certificados y documentos de su producto

Cánula de valoración

Regulable en sentido horizontal y vertical

Bloque de válvulas

Giratorio (rosca de frasco tamaño 45)

Tubo de aspiración telescópico

Altura regulable a distintos tamaños de frascos

Medios de titulación

Amplio ámbito de uso gracias a los materiales en contacto con los medios de calidad (vidrio borosilicato, platino-iridio, así como Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP y PTFE)



Funciones electrónicas adicionales para trabajar con eficiencia



Desmontaje y limpieza posibles en pocos minutos



Ventanilla protectora para medios sensibles a la luz



Certificados, accesorios y repuestos online
brand.de/myproduct

Comparación de límites de errores

Volumen ml	Volumen parcial ml	bureta acoplable a frascos Titrette®				buretas acoplables a frascos según DIN EN ISO 8655-3				bureta de vidrio clase A según DIN EN ISO 385 y ASTM 287	
		E*		CV*		E*		CV*		LE**	
		≤ ± %	μl	≤ %	μl	≤ ± %	μl	≤ %	μl	± μl	
10	10	0,10	10	0,05	5	0,3	30	0,1	10	20	
	5	0,20	10	0,10	5	0,6	30	0,2	10	20	
	1	1,00	10	0,50	5	3	30	1	10	20	
25	25	0,07	18	0,025	6	0,2	50	0,1	25	30	
	12,5	0,14	18	0,05	6	0,4	50	0,2	25	30	
	2,5	0,70	18	0,25	6	2	50	1	25	30	
50	50	0,06	30	0,02	10	0,2	100	0,1	50	50	
	25	0,12	30	0,04	10	0,4	100	0,2	50	50	
	5	0,60	30	0,20	10	2	100	1	50	50	

* Límites de errores se refieren al volumen nominal impreso en el aparato (= volumen máx.), a igual temperatura (20 °C) del aparato, del ambiente, y del agua destilada con manejo regular, sin sacudidas.

** Límite de error: LE = E + 2CV, según DIN EN ISO 8655-6 apartado B (E = Exactitud, CV = Coeficiente de variación, LE = Límite de error)

Nota: Si requiere un certificado oficial para demostrar que los límites de error especificados son significativamente menores en relación con la norma DIN ISO 8655-3, le recomendamos obtener un certificado de calibración de un laboratorio de calibración acreditado (p.ej. el laboratorio DAKKS, de BRAND).

El volumen valorado, en aparatos de 10 ml y 25 ml se indica en pasos de 1 μl, y en aparatos de 50 ml, en pasos de 2 μl. A partir de 20 ml de volumen valorado, se realiza una conmutación automática a pasos de 10 μl.

Material y medios

El aparato puede emplearse para los siguientes medios de valoración (concentración máx. 1 mol/l):

ácido acético	nitrito sódico en solución
ácido clorhídrico	permanganato de potasio en solución*
ácido clorhídrico en acetona	potasa cáustica
ácido nítrico	potasio hidróxido alcohólico en solución
ácido oxálico en solución	sodio cloruro en solución
ácido perclórico	sosa cáustica
ácido perclórico en ácido acético	sulfato cérico en solución
ácido sulfúrico	sulfato de zinc en solución
arsenita sódica en solución	sulfato ferroso amoníaco en solución
bromato potásico en solución	sulfato ferroso en solución
bromato-bromuro potásico en solución	tiocianato de amonio en solución
bromuro-bromato en solución	tiocianato potásico en solución
carbonato sódico en solución	tiosulfato sódico en solución
cloruro de bario en solución	trietanolamina en acetona*
dicromato de potasio en solución	yodato potásico en solución
EDTA en solución	yodo en solución*
hidróxido amónico tetra-n-butílico en solución	yoduro-yodato en solución*
nitrito de plata en solución*	* Utilizar el visor de inspección de protección contra la luz

Cuando el aparato se manipula correctamente, el líquido dosificado entra en contacto sólo con los siguientes materiales químicamente resistentes: vidrio de borosilicato, Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platina-iridio; PP (caperuza a rosca).

Limitaciones de uso

Hidrocarburos fluorados y clorados o compuestos que originan sedimentos pueden dificultar o imposibilitar el desplazamiento del émbolo.

El usuario tiene que comprobar la idoneidad del aparato para su caso concreto de aplicación (por ej. análisis de trazas). En caso de duda, dirigirse al fabricante.

El aparato no es autoclavable.

Limitaciones de empleo

El aparato se emplea para valoraciones teniendo en cuenta los siguientes límites físicos:

- + +15 °C a +40 °C (59 °F a 104 °F) del aparato y del reactivo
- + Presión de vapor hasta 500 mbar
- + Viscosidad hasta 500 mm²/s
- + Altitud: máx. 3000 m sobre el nivel del mar
- + Humedad relativa del aire: de 20 % a 90 %

HandyStep® touch

Las ventajas a simple vista

Individualizado

HandyStep® touch con los modos operativos predeterminados de dosificación múltiple, dosificación automática, pipeteado y favoritos

HandyStep® touch S con las funciones adicionales de dosificación secuencial, aspiración múltiple y valoración

Duradero

Muchas horas de funcionamiento constante con solo una carga de la batería

Robust

Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und einfache Reinigung / Desinfektion durch glatte Oberflächen

Effizient

Neben PD-Tips von BRAND können auch kompatible Dispensertips anderer Hersteller verwendet werden

Seguro

Detección automática del tamaño de las puntas PD II de BRAND

Sin complicaciones

Expulsar automáticamente las puntas por medio de un botón evita posibles contaminaciones

Conexión USB tipo C

Para una carga rápida con cable

Botón STEP

Botón STEP ubicado de manera ergonómica para aspirar y descargar el volumen sin esfuerzo

Cómodo

Posibilidad de carga inductiva con el soporte de carga opcional

Soporte de carga con HandyStep® touch S y punta PD II



Certificados, accesorios y repuestos online
brand.de/myproduct

Manejo intuitivo

Mantener la flexibilidad y disponer siempre de la solución adecuada para cada aplicación. Con las funciones ampliadas del HandyStep® touch S, incluso los procesos complicados pueden implementarse sin inconvenientes.



Modo		Función	HandyStep® touch	HandyStep® touch S
Dosificación múltiple (MULTI-DISP)		Dosificación por pasos del volumen ajustado	✓	✓
Dosificación automática (AUTO-DISP)		Dosificación automática mediante el dispositivo	✓	✓
Pipeteado (PIP)		Pipeteo de un volumen definido	✓	✓
Dosificación secuencial (SEQ-DISP)		Dosificación por pasos de volúmenes distintos	—	✓
Aspiración múltiple (MULTI-ASP)		Aspiración de volúmenes distintos	—	✓
Valoración		Descarga de líquido manual o por pasos para valoración	—	✓
Favoritos		Almacenamiento de favoritos para acceso rápido	✓	✓
Ajustes		Ajuste individualizado del dispositivo (por ej. brillo o nombre del dispositivo)	✓	✓

Cuestión de ajuste


¿Teclado o rueda selectora?

El ajuste de volumen variable de 1,0 µl a 50 ml permite un cambio rápido del volumen y la máxima flexibilidad.




Teclado

El teclado es la opción ideal cuando se deben ajustar diferentes valores rápidamente.




Rueda selectora


Mediante la rueda selectora, es posible cambiar determinadas cifras del volumen de forma fácil. Esto es útil, en especial, para grandes saltos.




Menú principal con todas las funciones para una selección rápida



Modo de trabajo con toda la información importante



Todas las opciones en un vistazo



Menús de ayuda internos directamente donde se necesitan

Las ventajas a simple vista

Con una sola mano escoja entre el vaciado libre o el soplado con ayuda del motor, regule la velocidad del motor de manera gradual y controle la velocidad de pipeteado mediante los botones de pipeteado.

Gracias a la distribución equilibrada del peso, el equipo resulta cómodo para manipular incluso en largas series de pipeteado.



Vaciado libre o soplado con ayuda del motor



Manejo eficiente con una sola mano



Los vapores son expulsados directamente



El filtro de membrana y la válvula antirretorno impiden el ingreso de líquidos

Almacenamiento cómodo

El nuevo diseño permite apoyar el accu-jet® S directamente sobre la parte trasera del mango con la pipeta colocada.

Con el soporte de pared es posible, además, ahorrar espacio sobre la superficie de trabajo, que queda así libremente accesible para los trabajos de desinfección y descontaminación.



Indicador de carga

Un diodo luminoso indica que la capacidad restante de la batería es de dos horas de funcionamiento.

Selector de modo

Vaciado libre o soplado con ayuda del motor

Toma de carga

La batería se recarga por completo en solo 4 horas; también es posible continuar trabajando durante el proceso de carga con el cable de carga conectado

Número de serie



Posición de reposo con la pipeta colocada



Soporte de pared para un almacenamiento que ahorra espacio



Indicador de carga mediante diodo luminoso de dos colores



Tecnología de carga inteligente que evita el efecto memoria

Transferpette® S / Transferpette® pro

Las ventajas a simple vista

Con las pipetas monocal canal podrá abarcar un amplio rango de volúmenes de 0,1 µl a 10 ml. Pipetear con un volumen nominal reducido ofrece una gran precisión para pequeños volúmenes en biología molecular, por ejemplo, en el pipeteado de

enzimas. Los volúmenes nominales grandes se emplean, entre otros, en los análisis de agua y medio ambiente donde se requiere durabilidad.

Manejo con una sola mano

Ajustar el volumen, pipetear, expulsar la punta, todo ello sin cambiar de mano

Protección contra cambio del volumen

Asegura el volumen configurado para evitar cambios no intencionados

MyProduct

Escanee el código QR y obtenga los certificados y documentos de su producto individual en línea

Vástago delgado

Extracción sencilla de recipientes estrechos

Conos universales para puntas

para una gran variedad de puntas de diferentes fabricantes

Protección del contador

mayor durabilidad gracias a la protección adicional del mecanismo

Barra de protección ajustable

fácil de ajustar sin herramientas



Ajuste del usuario (User Adjustment)

ajuste temporal para condiciones cambiantes

NUEVO!
con funciones
adicionales

Transferpette® S, Tipo Variable

Transferpette® pro, Tipo Variable

**CONSEJO
PARA USUARIOS**
en la pág. 11



Técnica Easy Calibration:
Ajuste sin herramientas



Protección contra el cambio de
volumen contra el ajuste
accidental



Certificados e información sobre
piezas de repuesto en línea



Ajuste del usuario (en la pág. 6)

Las pipetas multicanal Transferpette® -8 y -12

Con los modelos multicanal de Transferpette® S trabajará de forma eficaz en las microplacas, para placas PCR y Deep Well. Las pipetas de 8 y 12 canales abarcan un rango de volúmenes de 0,5 µl a 300 µl (Transferpette® S) o 1250 µl (Transferpette® pro).

Ofrecen todas las ventajas de los modelos monocanal y, de forma adicional, otras características que facilitan el trabajo y el mantenimiento.



Transferpette® pro -8 y -12



Transferpette® S-8

Marcas de canal

en 1/8 o 1/12

Aplicación mínima de fuerza

Colocación y expulsión sencilla de las puntas gracias a los anillos O

Individualidad en el trabajo

Unidad de pipeteo giratoria 360° que permite trabajar de forma individual

Fácil limpieza y mantenimiento

los ejes individuales y las juntas se pueden desenroscar fácilmente y se pueden limpiar o sustituir fácilmente.



Campo de rotulación personalizable



Pipeteo en tubos estrechos



Con Transferpette® pro, rangos de volumen ampliados: 300 µl, 2,5 ml y 1250 µl



Fácil mantenimiento y sustitución de piezas de repuesto

Puntas de pipeta y puntas con filtro

Las ventajas a simple vista

La elección de los materiales consumibles adecuados es muy importante para obtener resultados fiables y trabajar de forma eficiente durante el pipeteado. La calidad de las

puntas para pipetas y de las puntas con filtro de BRAND le permite aprovechar al máximo las posibilidades técnicas de las pipetas de microlitro de alta calidad.

Ajuste perfecto

en la pipeta de microlitro Transferpette® y en muchas otras pipetas

Calidad de sala blanca

libre de contaminación y aditivos

Respetuosas con el medioambiente

gracias a su diseño con paredes finas

Graduación

para un control rápido del volumen

Esterilizables en autoclave

a 121 °C (2 bares), según la norma DIN EN 285

Filtro de PE de alta calidad sin aditivos químicos

Evita la contaminación de las muestras y la aspiración de aerosoles

Punta de pipeta, 2 – 200 µl

Punta con filtro, 0,5 – 10 µl



Punta de pipeta 2 – 200 µl en un recipiente de reacción



Punta de pipeta 50 – 1000 µl en una placa Deep Well



Punta de pipeta 0,5 – 20 µl en recipientes para PCR



Punta con filtro 0,5 – 10 µl en placa para PCR

Formas de embalaje para un trabajo eficiente y sostenible

Para poder garantizar la alta calidad de los productos, desde su fabricación, pasando por el embalaje, hasta su llegada al laboratorio, BRAND ha optimizado las formas de embalaje en función de las necesidades. Incluso los embalajes primarios de los sistemas, como el embalaje exterior de PET de las TipRack (unidades de relleno), se fabrican en condiciones de salas blancas y garantizan la alta pureza de los productos.

Nuestras puntas de pipeta y filtro envasadas a granel, así como las puntas de 5 y 10 ml tienen el CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY. Todas las puntas de pipeta y puntas de filtro paletizadas de hasta 1000 µl cumplen el nivel de calidad BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY.



* Calidad BIO-CERT®; véase la página 62

Tapa abatible o ajustada

Basta con girar 180°.

Área de visibilidad clara


Para obtener un mejor control visual general.

Trabajar con pipetas multicanal cargadas parcialmente

El extremo sin borde de la placa soporte permite la toma sin dificultad de puntas para pipetas individualmente con aparatos multicanal.

Placas soporte coloridas con rótulo lateral

El contenido de la caja puede leerse claramente en todo momento. El número de lote impreso garantiza la trazabilidad.



TipBox

No se dobla durante la toma de la punta

La placa de soporte está fabricada en PP rígido.

Apertura y cierre con una sola mano

El mecanismo de fijación mantiene la placa soporte segura dentro de la caja.



Bolsa (puntas sueltas)



Sistema de relleno TipRack (puntas paletizadas)



TipStack para la reducción de residuos



TipBox 1250 µl con bastidor de soporte y 10 ml TipBox

Puntas de pipeta y puntas con filtro

La punta para pipeta adecuada para su Transferpette®

Gama de ajuste	Transferpette® monocanal Volumen nominal																Transferpette® multicanal Volumen nominal					
	1 µl	2,5 µl	10 µl	20 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	10 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1250 µl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puntas de pipetas																						
0,1 - 20 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0,5 - 20 µl		✓	✓	✓													✓					
1 - 50 µl		✓	✓	✓													✓					
2 - 200 µl ¹⁾					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 - 300 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 - 1000 µl ¹⁾											✓	✓										
50 - 1250 µl ³⁾												✓										✓
50 - 1250 µl XL ³⁾												✓										✓
0,5 - 5 ml													✓	✓	✓							
1 - 10 ml																✓						
Puntas con filtro																						
0,1 - 1 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0,5 - 10 µl		✓	✓	✓													✓					
1 - 20 µl			✓	✓													✓					
2 - 20 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓		
5 - 100 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 - 200 µl									✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 - 1000 µl											✓	✓										
50 - 1250 µl ³⁾												✓										✓
50 - 1250 µl XL ³⁾												✓										✓



- ✓ = punta de prueba para calibración de fábrica (si las puntas difieren, puede ser necesario un ajuste)
- ✓ = otras puntas compatibles
- ✓ = volumen de punta inferior al volumen nominal de la pipeta

- ¹⁾ Las puntas sueltas tienen una coloración amarilla o azul, las puntas paletizadas son incoloras y las plataformas son amarillas o azules
- ²⁾ 1250 µl = Longitud 86 mm, 1250 µl XL = Longitud 102 mm



Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S, digital, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4600310	0,1 ml - 1 ml	1	pieza(s)
4600311	0,1 ml - 1 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600320	0,2 ml - 2 ml	1	pieza(s)
4600321	0,2 ml - 2 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600330	0,5 ml - 5 ml	1	pieza(s)
4600331	0,5 ml - 5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600340	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4600341	1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600350	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)
4600351	2,5 ml - 25 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600360	5 ml - 50 ml	1	pieza(s)
4600361	5 ml - 50 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)



Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S, analógica, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4600100	0,1 ml - 1 ml	1	pieza(s)
4600101	0,1 ml - 1 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600120	0,2 ml - 2 ml	1	pieza(s)
4600121	0,2 ml - 2 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600130	0,5 ml - 5 ml	1	pieza(s)
4600131	0,5 ml - 5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600140	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4600141	1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600150	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)
4600151	2,5 ml - 25 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600160	5 ml - 50 ml	1	pieza(s)
4600161	5 ml - 50 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600170	10 ml - 100 ml	1	pieza(s)
4600171	10 ml - 100 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)


Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S, fija, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4600210	1 ml	1	pieza(s)
4600211	1 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600220	2 ml	1	pieza(s)
4600221	2 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600230	5 ml	1	pieza(s)
4600231	5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600240	10 ml	1	pieza(s)
4600241	10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600290	volumen fijo a elección: 0,5 ml - 100 ml	1	pieza(s)
4600291	volumen fijo a elección: 0,5 ml - 100 ml , con válvula de purga	1	pieza(s)


Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S Organic, digital, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4630330	0,5 ml - 5 ml	1	pieza(s)
4630331	0,5 ml - 5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630340	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4630341	1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630350	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)
4630351	2,5 ml - 25 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630360	5 ml - 50 ml	1	pieza(s)
4630361	5 ml - 50 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)


Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S Organic, analógica, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4630130	0,5 ml - 5 ml	1	pieza(s)
4630131	0,5 ml - 5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630140	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4630141	1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630150	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)
4630151	2,5 ml - 25 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630160	5 ml - 50 ml	1	pieza(s)
4630161	5 ml - 50 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630170	10 ml - 100 ml	1	pieza(s)
4630171	10 ml - 100 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)





Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S Organic, fija, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4630230	5 ml	1	pieza(s)
4630231	5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630240	10 ml	1	pieza(s)
4630241	10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630290	volumen fijo a elección: volumen fijo a elección: 2-100 ml	1	pieza(s)
4630291	volumen fijo a elección: volumen fijo a elección: 2-100 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)



Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S Trace Analysis, analógica, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4640040	PT/IR-muelle, 1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4640041	PT/IR-muelle 1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4640240	tántalo-muelle, 1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4640241	tántalo-muelle 1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)



Dosificadores acoplables a frascos seripettor®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4720120	0,2 ml - 2 ml	1	pieza(s)
4720140	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4720150	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)



Dosificadores acoplables a frascos seripettor® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4720420	0,2 ml - 2 ml	1	pieza(s)
4720440	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4720450	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)

**Buretas acoplables a frascos Titrette®**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4760141	10 ml, standard	1	pieza(s)
4760151	25 ml, standard	1	pieza(s)
4760161	50 ml, standard	1	pieza(s)
4760241	10 ml, con interfaz RS232	1	pieza(s)
4760251	25 ml, con interfaz RS232	1	pieza(s)
4760261	50 ml, con interfaz RS232	1	pieza(s)
4760451	según Soxhlet-Henkel (4 °SH = 1 ml)	1	pieza(s)





Sistema de aspiración de fluidos BVC basic, con VacuuHandControl VHCpro, botella recolectora 4 l, PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20727000	BVC basic	1	pieza(s)



Sistema de aspiración de fluidos BVC basic G, con VacuuHandControl VHCpro, botella recolectora 2 l, vitrio

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20727100	BVC basic G	1	pieza(s)



Sistema de aspiración de fluidos BVC control, con VacuuHandControl VHCpro, botella recolectora 4 l, PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20727200	cable de alimentación CEE, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727201	cable de alimentación CH, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727202	cable de alimentación UK/IN, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727203	cable de alimentación US/CA, 100-115V 50/60Hz, 120V 60Hz	1	pieza(s)
20727206	cable de alimentación CN, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)



Sistema de aspiración de fluidos BVC control G, con VacuuHandControl VHCpro, botella recolectora 2 l, vitrio

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20727300	cable de alimentación CEE, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727301	cable de alimentación CH/CN, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727302	cable de alimentación UK/IN, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727303	cable de alimentación US/CA, 100-115V 50/60Hz, 120V 60Hz	1	pieza(s)



Sistema de aspiración de fluidos BVC professional, con VacuuHandControl VHCpro, botella recolectora 4 l, PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20727400	cable de alimentación CEE, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727401	cable de alimentación CH/CN, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727402	cable de alimentación UK/IN, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727403	cable de alimentación US/CA, 100-115V 50/60Hz, 120V 60Hz	1	pieza(s)



Sistema de aspiración de fluidos BVC professional G, con VacuuHandControl VHCpro, botella recolectora 2 l, vitrio

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20727500	cable de alimentación CEE, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727501	cable de alimentación CH/CN, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727502	cable de alimentación UK/IN, 230 V / 50-60 Hz	1	pieza(s)
20727503	cable de alimentación US/CA, 100-115V 50/60Hz, 120V 60Hz	1	pieza(s)

Aspiradores acoplables a frascos aspirador BT QuikSip™

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4723180	aspirador BT QuikSip™	1	pieza(s)

**Unidad cell-culture™**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25950	Unidad cell-culture™ (auxiliar de aspiración)	1	pieza(s)





Pipeta de microlitro monocanal Transferpette® pro, variable, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706868	0,1 - 1 µl, D-1	1	pieza(s)
706869	0,1 - 2,5 µl, D-2,5	1	pieza(s)
706870	0,5 - 10 µl, D-10	1	pieza(s)
706871	2 - 20 µl, D-20 gris	1	pieza(s)
706872	2 - 20 µl, D-20 amarillo	1	pieza(s)
706873	5 - 50 µl, D-50	1	pieza(s)
706874	10 - 100 µl, D-100	1	pieza(s)
706878	20 - 200 µl, D-200	1	pieza(s)
706879	30 - 300 µl, D-300	1	pieza(s)
706880	100 - 1.000 µl, D-1000	1	pieza(s)
706881	250 - 2.500 µl, D-2500	1	pieza(s)
706882	500 - 5.000 µl, D-5000	1	pieza(s)
706884	1.000 - 10.000 µl, D-10000	1	pieza(s)



Set de pipetas Transferpette® pro, variable, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706890	Kit básico micro, 3 pipetas: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
706891	Kit básico midi, 3 pipetas: D-20 (2-20µl) amarillo, D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
706892	Kit básico macro, 3 pipetas: D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl), D-10000 (1000-10000µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
706893	Kit básico estándar, 3 pipetas: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)



Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® pro-8, variable, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706900	0,5 - 10 µl, M8-10	1	pieza(s)
706906	5 - 50 µl, M8-50	1	pieza(s)
706908	10 - 100 µl, M8-100	1	pieza(s)
706910	20 - 200 µl, M8-200	1	pieza(s)
706912	30 - 300 µl, M8-300	1	pieza(s)
706916	50 - 1.250 µl, M8-1250	1	pieza(s)


Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® pro-12, variable, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706920	0,5 - 10 µl, M12-10	1	pieza(s)
706926	5 - 50 µl, M12-50	1	pieza(s)
706928	10 - 100 µl, M12-100	1	pieza(s)
706930	20 - 200 µl, M12-200	1	pieza(s)
706932	30 - 300 µl, M12-300	1	pieza(s)
706936	50 - 1.250 µl, M12-1250	1	pieza(s)


Pipeta de microlitro monocal Transferpette® S, variable, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705868	0,1 - 1 µl, D-1	1	pieza(s)
705869	0,1 - 2,5 µl, D-2,5	1	pieza(s)
705870	0,5 - 10 µl, D-10	1	pieza(s)
705872	2 - 20 µl, D-20	1	pieza(s)
705873	5 - 50 µl, D-50	1	pieza(s)
705874	10 - 100 µl, D-100	1	pieza(s)
705878	20 - 200 µl, D-200	1	pieza(s)
705880	100 - 1.000 µl, D-1000	1	pieza(s)
705882	500 - 5.000 µl, D-5000	1	pieza(s)
705884	1.000 - 10.000 µl, D-10000	1	pieza(s)


Pipeta de microlitro monocal Transferpette® S, fija, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705808	10 µl, F-10	1	pieza(s)
705816	20 µl, F-20	1	pieza(s)
705820	25 µl, F-25	1	pieza(s)
705828	50 µl, F-50	1	pieza(s)
705838	100 µl, F-100	1	pieza(s)
705844	200 µl, F-200	1	pieza(s)
705854	500 µl, F-500	1	pieza(s)
705862	1.000 µl, F-1000	1	pieza(s)
705864	2.000 µl, F-2000	1	pieza(s)





Set de pipetas Transferpette® S, variable, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705890	Kit básico micro, 3 pipetas: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
705891	Kit básico midi, 3 pipetas: D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
705892	Kit básico macro, 3 pipetas: D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl), D-10000 (1000-10000µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
705893	Kit básico estándar, 3 pipetas: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
705896	Paquete de pipetas 1, 5 pipetas: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl) 3 x puntas para pipetas TipBox, soporte de mesa (redondo para 6 unidades)	1	pieza(s)
705897	Paquete de pipetas 2, 5 pipetas: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl) 4 x puntas para pipetas TipBox, soporte de mesa (redondo para 6 unidades)	1	pieza(s)



Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® S -8, variable, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705900	0,5 - 10 µl, M8-10	1	pieza(s)
705906	5 - 50 µl, M8-50	1	pieza(s)
705908	10 - 100 µl, M8-100	1	pieza(s)
705910	20 - 200 µl, M8-200	1	pieza(s)
705912	30 - 300 µl, M8-300	1	pieza(s)



Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® S -12, variable, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705920	0,5 - 10 µl, M12-10	1	pieza(s)
705926	5 - 50 µl, M12-50	1	pieza(s)
705928	10 - 100 µl, M12-100	1	pieza(s)
705930	20 - 200 µl, M12-200	1	pieza(s)
705932	30 - 300 µl, M12-300	1	pieza(s)



Aparato verificador de estanqueidad de pipetas PLT unit



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703970	PLT unit, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)

Software PLTconnect para PLT unit



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703980	Software PLTconnect	1	pieza(s)

Pipeta de microlitro monocal Transferpette® electronic, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705299	0,5 - 10 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705300	2 - 20 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705303	10 - 200 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705306	50 - 1.000 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705307	250 - 5.000 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705309	0,5 - 10 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705310	2 - 20 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705313	10 - 200 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705316	50 - 1.000 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705317	250 - 5.000 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705319	0,5 - 10 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705320	2 - 20 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705323	10 - 200 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705326	50 - 1.000 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705327	250 - 5.000 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705329	0,5 - 10 µl, Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705333	10 - 200 µl, Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705336	50 - 1.000 µl, Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705337	250 - 5.000 µl, Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705339	0,5 - 10 µl, sin Fuente de alimentación	1	pieza(s)
705340	2 - 20 µl, sin Fuente de alimentación	1	pieza(s)
705343	10 - 200 µl, sin Fuente de alimentación	1	pieza(s)
705346	50 - 1.000 µl, sin Fuente de alimentación	1	pieza(s)
705347	250 - 5.000 µl, sin Fuente de alimentación	1	pieza(s)



Pipeta de microlitro multicanal Transferpette®-8 electronic, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705398	50 - 1.250 µl, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705399	0,5 - 10 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705400	1 - 20 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705403	5 - 100 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705404	10 - 200 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705406	15 - 300 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705409	0,5 - 10 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705410	1 - 20 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705413	5 - 100 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705414	10 - 200 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705416	15 - 300 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705419	0,5 - 10 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705420	1 - 20 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705423	5 - 100 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705424	10 - 200 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705426	15 - 300 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705433	5 - 100 µl, Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705434	10 - 200 µl, Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705436	15 - 300 µl, Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)



Pipeta de microlitro multicanal Transferpette®-12 electronic, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705448	50 - 1.250 µl, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705449	0,5 - 10 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705450	1 - 20 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705453	5 - 100 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705454	10 - 200 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705456	15 - 300 µl, Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705459	0,5 - 10 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705460	1 - 20 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705463	5 - 100 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705464	10 - 200 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705466	15 - 300 µl, Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705469	0,5 - 10 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705470	1 - 20 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705473	5 - 100 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705474	10 - 200 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705476	15 - 300 µl, Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705480	1 - 20 µl, Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705484	10 - 200 µl, Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)

Pipeta de microlitro multicanal, incl. soporte individual, Transferpette® -8/12 electronic, 50 - 1.250 µl, DE-M


Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705397	8 canal, 50 - 1.250 µl, incl. soporte individual, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705447	12 canal, 50 - 1.250 µl, incl. soporte individual, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)

Puntas para pipetas, 0,1 - 20 µl, PP, incoloras


Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
732002	sueltas, en bolsa, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	2000 pieza(s) = 2 bolsas x 1000 piezas	2000 pieza(s)
732022	sueltas, en bolsa, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	10000 pieza(s) = 10 bolsas x 1000 piezas	10000 pieza(s)
732102	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1 emb est
732122	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1 emb est
732182	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1 emb est
732202	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1 emb est
732222	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1 emb est

Puntas para pipetas, 0,5 - 20 µl, PP, incoloras


Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
732004	sueltas, en bolsa, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	2000 pieza(s) = 2 bolsas x 1000 piezas	2000 pieza(s)
732024	sueltas, en bolsa, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	10000 pieza(s) = 10 bolsas x 1000 piezas	10000 pieza(s)
732104	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1 emb est
732124	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1 emb est
732184	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1 emb est
732204	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1 emb est
732224	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1 emb est
732244	paletizadas, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1 emb est
732264	paletizadas, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1 emb est



Puntas para pipetas, 1 - 50 µl, PP, incoloras



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732006	sueltas, en bolsa, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	2000 pieza(s) = 2 bolsas x 1000 piezas	2000	pieza(s)
732026	sueltas, en bolsa, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	10000 pieza(s) = 10 bolsas x 1000 piezas	10000	pieza(s)
732106	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732126	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732186	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732206	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732226	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est



Puntas para pipetas, 2 - 200 µl, PP



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732008	sueltas, en bolsa, amarillo, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1000 pieza(s) = 1 bolsa x 1000 piezas	1000	pieza(s)
732028	sueltas, en bolsa, XXL, amarillo, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	10000 pieza(s) = 10 bolsas x 1000 piezas	10000	pieza(s)
732108	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732128	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732188	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732208	paletizadas, TipBox, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732228	paletizadas, TipBox, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732248	paletizadas, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732268	paletizadas, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est



Puntas para pipetas, 5 - 300 µl, PP, incoloras



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732010	sueltas, en bolsa, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1000 pieza(s) = 1 bolsa x 1000 piezas	1000	pieza(s)
732030	sueltas, en bolsa, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	10000 pieza(s) = 10 bolsas x 1000 piezas	10000	pieza(s)
732110	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732130	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732190	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732210	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732230	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est



Puntas para pipetas, 50 - 1.000 µl, PP



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732012	sueltas, en bolsa, azul, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1000 pieza(s) = 2 bolsas x 500 piezas	1000	pieza(s)
732032	sueltas, en bolsa, XXL, azul, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	5000 pieza(s) = 10 bolsas x 500 piezas	5000	pieza(s)
732112	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732132	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732192	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732212	paletizadas, TipBox, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732232	paletizadas, TipBox, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732252	paletizadas, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732272	paletizadas, TipStack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est



Puntas para pipetas, 50 - 1.250 µl, 86 mm, PP, incoloras

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732014	sueatas, en bolsa, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1000 pieza(s) = 2 bolsas x 500 piezas	1000	pieza(s)
732034	sueatas, en bolsa, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	3000 pieza(s) = 6 bolsas x 500 piezas	3000	pieza(s)
732114	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s) (5 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732134	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 480 pieza(s) (5 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732214	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732234	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est



Puntas para pipetas, 50 - 1.250 µl XL, 102 mm, PP, incoloras

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732016	sueatas, en bolsa, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1000 pieza(s) = 2 bolsas x 500 piezas	1000	pieza(s)
732036	sueatas, en bolsa, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	3000 pieza(s) = 6 bolsas x 500 piezas	3000	pieza(s)
732116	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY		1	emb est
732136	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas		1	emb est
732217	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY		1	emb est
732236	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas		1	emb est



Puntas para pipetas, 500 - 5.000 µl, PP, incoloras, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
702595	sueatas, en bolsa	200 pieza(s) = 1 bolsa x 200 piezas	200	pieza(s)
702600	sueatas, en bolsa, XXL	1000 pieza(s) = 5 bolsas x 200 piezas	1000	pieza(s)
702605	paletizadas, TipBox	1 emb est = 28 pieza(s) (1 caja x 28 piezas)	1	emb est



Puntas para pipetas, 1.000 - 10.000 µl, PP, incoloras, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
702603	sueatas, en bolsa	200 pieza(s) = 2 bolsas x 100 piezas	200	pieza(s)
702604	sueatas, en bolsa, XXL	1000 pieza(s) = 10 bolsas x 100 piezas	1000	pieza(s)
702608	paletizadas, TipBox	1 emb est = 18 pieza(s) (1 caja x 18 piezas)	1	emb est


Puntas con filtro, 0,1 - 1 µl, PP, filtro PE, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732602	paletizadas, TipRack (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732622	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732682	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732702	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732722	paletizadas, TipBox, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est


Puntas con filtro, 0,5 - 10 µl, PP, filtro PE, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732604	paletizadas, TipRack (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732624	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732684	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732704	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732724	paletizadas, TipBox, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est


Puntas con filtro, 1 - 20 µl, PP, filtro PE, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732606	paletizadas, TipRack (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732626	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732686	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732706	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732726	paletizadas, TipBox, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est





Puntas con filtro, 2 - 20 µl, PP, filtro PE, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732608	paletizadas, TipRack (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732628	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732688	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732708	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732728	paletizadas, TipBox, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est



Puntas con filtro, 5 - 100 µl, PP, filtro PE, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732610	paletizadas, TipRack (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732630	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732690	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732710	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732730	paletizadas, TipBox, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est



Puntas con filtro, 5 - 200 µl, PP, filtro PE, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732612	paletizadas, TipRack (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732632	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732692	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732712	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732732	paletizadas, TipBox, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est

Puntas con filtro, 50 - 1.000 µl, PP, filtro PE, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732614	paletizadas, TipRack (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732634	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732694	paletizadas, TipRack Eco (paquete de recambio)	1 emb est = 960 pieza(s) (10 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732714	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732734	paletizadas, TipBox, esterilizadas	1 emb est = 960 pieza(s) (10 cajas x 96 piezas)	1	emb est



Puntas con filtro, 50 - 1.250 µl, 86 mm, PP, filtro PE, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732616	paletizadas, TipRack (paquete de recambio)	1 emb est = 480 pieza(s) (5 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732636	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), esterilizadas	1 emb est = 480 pieza(s) (5 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732716	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732736	paletizadas, TipBox, esterilizadas	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est



Puntas con filtro, 50 - 1.250 µl, 102 mm, PP, filtro PE, incoloras, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732618	paletizadas, TipRack (paquete de recambio)	1 emb est = 480 pieza(s) (5 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732638	paletizadas, TipRack (paquete de recambio), esterilizadas	1 emb est = 480 pieza(s) (5 TipRacks x 96 piezas)	1	emb est
732718	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est
732738	paletizadas, TipBox, esterilizadas	1 emb est = 480 pieza(s) (5 cajas x 96 piezas)	1	emb est



TipBox, vacía, con placa portante, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732990	gris, puntas de hasta 50 µl		1	pieza(s)
732992	amarillo, puntas de hasta 200 µl		1	pieza(s)
732994	verde, puntas de hasta 300 µl		1	pieza(s)
732996	azul claro, puntas de hasta 1.000 µl		1	pieza(s)
732997	lila, Puntas de 1.250 µl		1	pieza(s)





Bastidor de soporte para TipBox de 1.250 µl, PC/PBT



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
732988	Bastidor de soporte para TipBox de 1.250 µl	1	pieza(s)



Depósito para reactivos, PP, para pipetas de microlitro multicanal, 60 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703409	esterilizadas	1 emb est = 200 pieza(s) (40 bolsas x 5 piezas)	1 emb est
703411	esterilizadas	1 emb est = 100 pieza(s) (embalado indiv.)	1 emb est
703459	con tapa	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est

Pipeta de émbolo Transferpettor, digital



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701807	2,5 - 10 µl, con tubos capilares de vidrio	1	pieza(s)
701812	5 - 25 µl, con tubos capilares de vidrio	1	pieza(s)
701817	10 - 50 µl, con tubos capilares de vidrio	1	pieza(s)
701822	20 - 100 µl, con tubos capilares de vidrio	1	pieza(s)
702804	100 - 500 µl, con cap de PP	1	pieza(s)
702806	200 - 1.000 µl, con cap de PP	1	pieza(s)
702810	1.000 - 5.000 µl, con cap de PP	1	pieza(s)
702812	2.000 - 10.000 µl, con cap de PP	1	pieza(s)



Pipeta de émbolo Transferpettor, fija, con tubos capilares de vidrio



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701842	1 µl	1	pieza(s)
701844	2 µl	1	pieza(s)
701853	5 µl	1	pieza(s)
701858	10 µl	1	pieza(s)
701863	20 µl	1	pieza(s)
701864	25 µl	1	pieza(s)
701868	50 µl	1	pieza(s)
701873	100 µl	1	pieza(s)
701878	200 µl	1	pieza(s)



Capilares, vidrio, Transferpettor



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701900	1-5 µl, código de color blanco	100	pieza(s)
701902	10 µl, código de color naranja	100	pieza(s)
701904	20 µl, código de color negro	100	pieza(s)
701906	25 µl, código de color 2x blanco	100	pieza(s)
701908	50 µl, código de color verde	100	pieza(s)
701910	100/200 µl, código de color azul claro	50	pieza(s)





Tapas, PP, Transferpettor



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
702852	100-500 µl, código de color verde	10	pieza(s)
702854	200-1.000 µl, código de color amarillo	10	pieza(s)
702858	1.000-5.000 µl, código de color rojo	10	pieza(s)
702860	2.000-10.000 µl, código de color naranja	10	pieza(s)



Cierres Transferpettor



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701920	PTFE, 20/25 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
701922	PTFE, 50 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
701924	PTFE, 100/200 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
702864	PE, 100-500 µl	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est
702866	PE, 200-1.000 µl	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est
702870	PE, 1.000-5.000 µl	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est
702872	PE, 2.000-10.000 µl	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est



Paquetes combinados de tapas y cierres Transferpettor, PP/PE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
702883	100-500 µl	1 emb est = (2 Caps + 1 Seal)	1 emb est
702884	200-1.000 µl	1 emb est = (2 Caps + 1 Seal)	1 emb est
702885	1.000-5.000 µl	1 emb est = (2 Caps + 1 Seal)	1 emb est
702886	2.000-10.000 µl	1 emb est = (2 Caps + 1 Seal)	1 emb est



Dispensadores manuales HandyStep® touch, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705200	HandyStep® touch, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705201	HandyStep® touch incl. soporte de carga, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705210	HandyStep® touch S, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705211	HandyStep® touch S incl. soporte de carga, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)

Dispensadores manuales HandyStep® S, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705110	Dispensadores manuales HandyStep® S	1	pieza(s)



Puntas PD II, sueltas, con codificación de tipo, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705700	0,1 ml, PP/LCP	100	pieza(s)
705702	0,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705704	1 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705706	1,25 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705708	2,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705710	5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705712	10 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705714	12,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705716	25 ml, PP/PE-HD	50	pieza(s)
705718	50 ml, PP/PE-HD	25	pieza(s)



Puntas PD II, embalaje individual, con codificación de tipo, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705730	0,1 ml, PP/LCP	100	pieza(s)
705732	0,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705734	1 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705736	1,25 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705738	2,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705740	5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705742	10 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705744	12,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705746	25 ml, PP/PE-HD	25	pieza(s)
705748	50 ml, PP/PE-HD	25	pieza(s)





Puntas PD II, Set 0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 ml, con codificación de tipo, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705720	Set 0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 ml, 20 unidades de cada uno de los tamaños 0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml	1 emb est = 140 pieza(s) (20 unidades de cada uno de los tamaños 0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml)	1 emb est



Adaptador para puntas PD II 25 / 50 ml, PP, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
702398	Adaptador para puntas PD II 25 / 50 ml	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est
702399	Adaptador para puntas PD II 25 / 50 ml, esterilizadas	5	pieza(s)



Auxiliar de pipeteado accu-jet® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26350	anthracite, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26351	berry, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26352	Petróleo, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26353	Amatista, Fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26360	anthracite, sin Fuente de alimentación	1	pieza(s)
26361	berry, sin Fuente de alimentación	1	pieza(s)
26362	Petróleo, sin Fuente de alimentación	1	pieza(s)
26363	Amatista, sin Fuente de alimentación	1	pieza(s)



Auxiliar de pipeteado macro, 0,1 ml - 200 ml, incl. filtro de membrana de recambio 3 µm



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26200	gris	1	pieza(s)
26201	verde	1	pieza(s)
26202	azul	1	pieza(s)
26203	magenta	1	pieza(s)



Auxiliar de pipeteado micro-classic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25900	micro-classic, completo	1	pieza(s)




Peras de goma, caucho natural

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25300	3 válvulas, modelo standard	1	pieza(s)
25315	3 válvulas, modelo universal	1	pieza(s)
25400	2 válvulas, modelo Flip	1	pieza(s)



Robot de pipeteado



Liquid Handling Station

página 54



Liquid Handling Station flow

página 54



Accesorios

página 54

Liquid Handling Station

Las ventajas a simple vista

Mientras el robot realiza sus tareas de pipeteo según el esquema predeterminado, usted tendrá tiempo para otras actividades. La estación de manipulación de líquidos trabaja de manera silenciosa y se puede ajustar con flexibilidad a todos los pasos de trabajo correspondientes. A través del software incluido usted podrá definir sus métodos rápida e intuitivamente y sin necesidad de tener conocimientos de programación. Si los datos ya se encuentran en un programa

de hoja de cálculo, la función de importación también simplificará la creación del método.

En especial con muestras pequeñas y medianas, el robot, que funciona según el reconocido principio de colchón de aire, facilitará notablemente el trabajo de todos los días y le proporciona un acceso económico a la automatización del laboratorio. El programa reconoce errores automáticamente ya desde el momento en que se crea el método.



1 Puerta delantera

La puerta delantera, construida para ahorrar espacio, se puede abrir con facilidad y, al cerrarse, se frena mecánicamente.

2 Módulos de pipeteo (Liquid Ends)

La base de los módulos de pipeteo son los componentes reconocidos Transferpette® S. Cuenta con tres Liquid Ends de 1 canal (SC) y tres Liquid Ends de 8 canales (MC). El cambio es manual, muy simple y tarda solo unos pocos segundos. No requiere ninguna herramienta.

3 Superficie de trabajo (Work table)

La Work Table dispone de 8 estaciones de trabajo, de las cuales 7 corresponden al formato ANSI / SLAS y son de libre asignación.

4 Adaptador

Diferentes adaptadores de altura, adaptadores de puntas y racks ayudan a que las placas y los recipientes utilizados estén sujetos de forma segura y a la misma altura de trabajo. Esto significa un ahorro tiempo durante el pipeteo.

El software de la Liquid Handling Station

Con el software de manejo intuitivo de la estación de manipulación de líquidos, ya no tendrá que pasar días definiendo sus métodos. La superficie gráfica muestra el área de trabajo del robot de pipeteado para que pueda orientarse rápidamente. Las indicaciones y mensajes de ayuda integrados le guiarán de manera eficiente durante la creación de los métodos más complejos.

De este modo, la estación de manipulación de líquidos puede cumplir mejor el objetivo para el cual fue creada: automatizar tareas de pipeteo recurrentes de forma rápida y cómoda para que usted pueda concentrarse en lo importante.

Proceso estándar de trabajo:

1. Establecer el nombre de la tarea de pipeteo (método)
2. Configurar superficie de trabajo (Work Table)
3. Definir comandos de transferencia (Commands)
4. Ejecutar (Execute)
5. ¡Listo!

Funciones:

- Administración profesional del usuario
- Propiedades predefinidas del líquido (Liquid Types), que se pueden cambiar o complementaren en cualquier momento
- Base de datos de artículos desechables (Labware) que puede completarse según las necesidades del cliente
- Verificación de inconsistencias a través del software
- Protocolización automática de los procesos (informes personalizables)
- Función de ayuda según el contexto
- Importación / exportación de datos
- Notificaciones sonoras y por correo electrónico
- Línea de tiempo
- Simulación en 3D de los métodos programados
- Localización / idioma del sistema seleccionable: alemán, inglés, chino, español, francés

Cuatro comandos principales



Transfer:

Define casi todas las tareas de pipeteo, p. ej., dispensación múltiple, creación de series de dilución, pooling, etc.



Wait:

Define los tiempos de espera, p. ej., para incubar.



Mix:

Para mezclar muestras con eficiencia.



Break:

Interrumpe el proceso del programa, p. ej., para incubar las muestras externamente.



Device Commands:

Aquí podrá iniciar y controlar el FlowBox y también el módulo de calentamiento y agitación de forma sencilla y clara.




Liquid Handling Station flow

Pequeña sala blanca en su laboratorio

¿Debe mantener sus muestras libres de partículas y microorganismos? Entonces la estación de manipulación de líquidos flow es el robot perfecto para usted. Su FlowBox está especialmente diseñada para guiar el aire filtrado en forma de corriente laminar y horizontal sobre el área de trabajo y así evitar la contaminación. Su área de uso principal es la aplicación en líquidos que deban pipetearse libres de partículas y microorganismos¹⁾. El aire del ambiente de la estación de manipulación de líquidos flow se cambia más de cuatro veces por minuto. El aire de escape sale por las aberturas de la puerta delantera. Esta tecnología cumple con los requisitos de la ISO 14644-1 (clase 5) y de las GMP anexo 1 (clase A). En menos de 5 minutos tendrá un espacio libre de partículas.


¹⁾ El funcionamiento mediante la FlowBox encendida no es apropiado para muestras que constituyen riesgos para la salud si son transportadas por la corriente de aire laminar (p. ej. agentes biológicos a partir del grupo de riesgo 2).



Libre de partículas al instante

4 minutos después de encender la FlowBox, ya no se podrán medir partículas de 0,5 μm, 0,7 μm, 1 μm, 3 μm ni 5 μm de tamaño²⁾.

²⁾ Proceso de medición: contador de partículas láser para partículas transportadas por aire LIGHTHOUSE Handheld 5016, volumen de prueba de 0,1 cf/min (2,83 l/min)



Proteja sus muestras

Una corriente de aire basada en un microprocesador limpia toda el área de trabajo de la estación de manipulación de líquidos flow. El aire suministrado se filtra a través de un filtro HEPA H14 con una eficiencia de 99,995 %. De esta forma, se asegurará de proteger sus muestras de la contaminación.





Robots de pipeteado Liquid Handling Station



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
709400	Liquid Handling Station		1	pieza(s)
709402	Liquid Handling Station flow, con FlowBox		1	pieza(s)



Puntas para robot, PP, paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
733146	1 - 50 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734148	10 - 200 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734150	10 - 300 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734152	40 - 1.000 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est



Puntas para robot, PP, paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
733166	1 - 50 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734168	10 - 200 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734170	10 - 300 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734172	40 - 1.000 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est



Puntas con filtro para robot, PP, paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
733646	1 - 20 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734650	10 - 100 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734652	10 - 200 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734654	40 - 1.000 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est



Puntas con filtro para robot, PP, paletizadas, TipRack (paquete de recambio), BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
733666	1 - 20 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734670	10 - 100 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734672	10 - 200 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
734674	40 - 1.000 µl	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

Soporte para Liquid Ends (monocanal y multicanal), POM



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
709463	para 3 Liquid Ends	1	pieza(s)
709465	para 5 Liquid Ends	1	pieza(s)



Liquid Ends para Liquid Handling Station



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
709410	monocanal, 1 - 50 µl	1	pieza(s)
709413	monocanal, 10 - 200 µl	1	pieza(s)
709416	monocanal, 40 - 1.000 µl	1	pieza(s)
709420	8 canal, 1 - 50 µl	1	pieza(s)
709423	8 canal, 20 - 300 µl	1	pieza(s)
709426	8 canal, 40 - 1.000 µl	1	pieza(s)



Adaptador para Liquid Handling Station



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
709436	Gradilla adaptado, para 16 cubetas (BRAND), POM	1	pieza(s)
709438	Gradilla adaptado, para 48 HPLC-/GC-viales, POM	1	pieza(s)
709443	Gradilla adaptado, para 4 recipientes de reacción de 40 ml (701460/62/64), aluminio	1	pieza(s)
709446	PCR Adaptador, 96 pocillos, POM	1	pieza(s)
709448	PCR Adaptador, 384 pocillos, optimizado para placas BRAND (781345, 781347 y 781358), POM	1	pieza(s)
709449	PCR Adaptador, 384 pocillos, universal, POM	1	pieza(s)
709450	Gradilla adaptado, para 24 recipientes, 1,5 ml, POM	1	pieza(s)
709451	Gradilla adaptado, para 16 recipientes, 1,5 ml, POM	1	pieza(s)
709452	Gradilla adaptado, para 24 recipientes, 0,5 ml, POM	1	pieza(s)
709453	Gradilla adaptado, para 9 recipientes, 5 ml, POM	1	pieza(s)
709455	Gradilla adaptado, para 24 tubos de ensayo 12 x 75 mm, POM	1	pieza(s)
709456	Gradilla refrigeradora, 96 pocillos	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est



Adaptador de altura para Liquid Handling Station, aluminio



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
709430	Adaptador de altura, 60 mm	1	pieza(s)
709432	Adaptador de altura, 30 mm	1	pieza(s)





Recipiente para desechos para Liquid Handling Station



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
709458	Recipiente para desechos, PET	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est



Agitador y atemperador Teleshake 95 para Liquid Handling Station




Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
709470	Agitador y atemperador Teleshake 95		1	pieza(s)



Controlador para Teleshake 95



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
709472	Single TEC Control + 1 black slot module		1	pieza(s)
709474	Multi TEC Control + 2 black slot modules		1	pieza(s)



Adaptador para Teleshake 95, aluminio



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
709476	universal, para placas, F		1	pieza(s)
709477	universal, para placas PCR, perfil bajo, 96 pocillos		1	pieza(s)
709478	universal, para placas PCR, estándar, 96 pocillos		1	pieza(s)
709479	universal, para placas PCR, 384 pocillos		1	pieza(s)
709480	para placas BRAND, fondo F y C, 96 pocillos		1	pieza(s)
709481	para placas BRAND, fondo V, 96 pocillos		1	pieza(s)
709482	para placas BRAND, fondo U, 96 pocillos		1	pieza(s)



Depósito para reactivos, PP, forma fondo piramidal, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701440	1 cámara, 150 ml, 96 pocillos	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
701442	12 cámaras, 12 ml	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est



Depósito para reactivos con tapa, PP, graduados, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701460	40 ml	1 emb est = 24 pieza(s) {6 x 4 piezas/blister}	1	emb est
701462	40 ml, esterilizadas	1 emb est = 24 pieza(s) {6 x 4 piezas/blister}	1	emb est
701464	40 ml, sueltas, en bolsa	1 emb est = 24 pieza(s)	1	emb est



Bloque de enfriamiento, enfriadores pasivos, PP/aluminio

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
709510	ideal para recipientes de reacción de 0,5 ml		1	pieza(s)
709511	ideal para recipientes de reacción de 1,5 ml		1	pieza(s)
709512	ideal para recipientes de reacción de 5 ml		1	pieza(s)
709513	ideal para Placas para PCR de 96 pocillos		1	pieza(s)
709514	ideal para Placas para PCR de 384 pocillos		1	pieza(s)



Software para Liquid Handling Station

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
709490	Software licencia		1	pieza(s)
709492	Actualización de software		1	pieza(s)



USB 3.2 hub para Liquid Handling Station

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
709489	USB 3.2 hub con 4 puertos		1	pieza(s)




SmartExtraction LHS-Kit, Kit de extracción de ADN

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
709427	SmartExtraction LHS-Kit 1 para 8 muestras		1	pieza(s)
709428	SmartExtraction LHS-Kit 2 para 16 muestras		1	pieza(s)
709429	SmartExtraction LHS-Kit 3 para 32 muestras		1	pieza(s)



Consumibles Life Sciences



Consumibles PCR

página 68




Láminas de cierre de Life Science

página 70



Microtubos

página 71




Almacenamiento de muestras

página 74



Insertos para cultivos celulares

página 78



Microplacas y placas multipocillo

página 81



Frasco para média

página 85



Cubetas

página 85


Consumibles Life Sciences de BRAND



Calidad de sala blanca

Los productos desechables de BRAND para el ámbito de las ciencias biológicas se fabrican bajo condiciones controladas en Alemania en una de las salas blancas más grandes del mundo para productos desechables de laboratorio (ISO 14644-1 clase 5, 7 y 8). El constante monitoreo de la sala blanca, acompañado de una regulación precisa de las condiciones ambientales, genera una alta estabilidad de la temperatura en toda el área de producción.

Gracias a esta estabilidad y a los controles independientes de los lotes de la materia prima utilizada y de los productos finales, los productos para ciencias biológicas de BRAND mantienen siempre un alto nivel de calidad.





Calidad de la materia prima


Las aplicaciones sensibles, p. ej., pruebas de enzimas, PCR o purificación de ácidos nucleicos y proteínas, requieren productos desechables de plástico de la mayor calidad. Para la fabricación de puntas de pipeta y productos de PCR, BRAND utiliza tipos de PP especialmente seleccionados que no contienen los aditivos di (2-hidroxietil) metildodecilamonio (DiHMDA) ni 9-octadecenamida (oleamida). A menudo, estos aditivos están contenidos en los granulados de PP, por lo que pueden interferir en los ensayos

biológicos y dar lugar a resultados falsos. BRAND selecciona los materiales de partida para productos de ciencias biológicas de manera tal que las sustancias que se liberan de las materias primas (Leachables) y que podrían influir los ensayos biológicos sean reducidas al mínimo necesario para el procesamiento. En el proceso de producción, no se utilizan agentes de desmoldeo, como estearatos y amida de ácido erúico.


Trabaje de manera sencilla, eficiente y sin complicaciones, algunos ejemplos:



Flexibilidad ilimitada con los insertos de cultivo celular BRAND Insert 2in1



Mayor sensibilidad en las reacciones de qPCR con placas de PCR BRAND 384-well



Proliferación de células CHO en la superficie de BRANDplates® cellGrade™



Recipientes de reacción con cubierta y cierre de seguridad

Nivel de calidad para Life Science-Consumables

Los insumos para ciencias biológicas de BRAND cumplen con los más elevados estándares de calidad y ofrecen el nivel de calidad adaptado para cada aplicación.

Todos los productos con el nivel de calidad CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY y las etiquetas de calidad BIO-CERT® se fabrican en materias primas puras de alta calidad, y su funcionamiento y calidad se someten a pruebas de forma continua.

Además de la etiqueta general de BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY, existen niveles de calidad especiales para la PCR, el cultivo celular y la manipulación de líquidos. De este modo, encontrará de forma simple y rápida el producto BIO-CERT® adecuado para su aplicación.

Encuentre el nivel de calidad ideal para su aplicación	BIO-CERT®				
					
	CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY	BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY	BIO-CERT® PCR QUALITY	BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Materias primas puras	✓	✓	✓	✓	✓
Fabricación en condiciones ambientales controladas	✓	✓	✓	✓	✓
Controles durante el proceso de fabricación continuos	✓	✓	✓	✓	✓
Inspecciones ópticas	✓	✓	✓	✓	✓
Gestión de lotes	✓	✓	✓	✓	✓
Inspección final antes del envío	✓	✓	✓	✓	✓
Funcionalidad comprobada	✓	✓	✓	✓	✓
Libre de ADN		✓	✓	✓	✓
Libre de ARNasa		✓	✓	✓	✓
Libre de DNasa		✓	✓	✓	✓
Libre de pirógenos		✓	✓	✓	✓
Libre de sustancias citotóxicas			✓		
Libre de inhibidores de PCR				✓	✓
Libre de ATP					✓

Los niveles de calidad BIO-CERT® son estándares propios de BRAND GMBH + CO KG. Demuestran el cumplimiento de nuestros altos requisitos internos de producto.

Placas PCR

Compatibilidad con termocicladores

Mirando la tabla podrá determinar que placas PCR BRAND son compatibles con su termociclador. Mediante las informaciones recibidas de los fabricantes de equipos y de nuestros clientes actualizamos las tablas continuamente. Para asegurar la compatibilidad de su equipo, solicite muestras gratis de nuestras placas PCR sin compromiso (www.brand.de).

	sin borde										medio borde				m. b. e.*		borde entero								
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358	
Disponible set con láminas					x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾							
Color blanco		x		x		x		x		x		x	x		x		x		x		x			x	
Cantidad de pocillos	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384	384	384
Pocillo estándar	x		x				x		x		x					x									
Pocillo Low Profile					x								x		x			x		x					
Cut corner**					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1		A24+ P24	A24	A24+ P24
Agilent Technologies																									
AriaMx					●															●					
Analytik Jena																									
Flex Cycler ² 96 Series							●		●		●					●									
Flex Cycler ² Twin 48			●						●																
Flex Cycler 384 Series																							●		
Speed Cycler ² SPR							●		●		●					●									
qTower 2.0 und 2.2								●		●		●	●				●								
qTower ³ /qTower ³ touch	●		●		●		●		●		●		●		●		●			●					
qTower ³ 84	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					●	
APPLIED BIOSYSTEMS®																									
2700/2720	●		●				●		●		●					●						●		●	
3100	●		●				●		●							●							●		
3130	●		●				●		●							●							●		
3500							●		●							●									
3700	●		●				●		●							●						●		●	
3730/ 3730xl	●		●				●		●							●							●		
9600	●		●				●		●		●					●							●		
9700	●		●				●		●		●					●						●		●	
9800 Fast																		●							
5700	●		●				●		●							●									
7000	●		●				●		●						●		●								
7300	●		●				●		●						-		-								
7500	●		●		●		●		●									●							
7700	●		●				●		●						●		●								
7900 HT							●								●			●					●		
7500 Fast																		●							
Quant Studio™ 6 384-well																						●			
Quant Studio™ 96-well																	●								
Quant Studio™ 96-well fast					●													●							
Step One Plus																		●					●		
Veriti 0.2 ml																●							●		
Veriti 0.1 ml																		●					●		
ViiA™ 7					●													●					●		
AMERSHAM® Bioscience																									
MegaBace® 500																				●					
MegaBace® 1000																				●					
MegaBace® 4000																				●		●		●	
BECKMAN®																									
CEQ							●													●					
MegaBace® 4000																				●		●			

* m. b. e. = medio borde elevado, ** cut corner: esquina cortada

• = apto

- = no apto

□ = aún sin info

Set de placas PCR con láminas de cierre 781391: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	sin borde										medio borde						m. b. e.*		borde entero						
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358	
Disponible set con láminas					x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾							
Color blanco		x		x		x		x		x		x	x		x		x		x		x				x
Cantidad de pocillos	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384		384
Pocillo estándar	x		x				x		x		x					x									
Pocillo Low Profile					x								x		x			x		x					
Cut corner**					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1		A24 + P24		A24
Ericomp																									
Single Block	●		●		●		●		●							●									
Twin Block	●		●		●		●		●							●									
Power Block					●		●							●		●									
Delta Cyclor	●		●		●		●		●					●		●									
Esco																									
Swift							●																	●	
Flexi																									
Gene							●													●				●	
Genius							●													●					
G-Storm																									
GS1/ GS4/ GSX					●		●							●		●									
Labnet																									
MultiGene™ OptiMax							●									●									
Thermo Hybaid																									
Multi Block System	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●		●	
Omnigene	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●		●	
Omn-E	●		●		●		●		●		●			●		●				●				●	
PCR-Express	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●			
PCR-Sprint	—		—		●		●		—		—			●		●				●					
pxe	●		●		●		●		●					●		●				●				●	
px2	●		●		●		●		●					●		●				●		●		●	
Touchdown	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●		●	
MWG®																									
Primus 96	●		●		●		●		●		●			●		●				●					
Primus 384																						●		●	
The Q LifeCycler					●		●																	●	
PCRmax																									
Alpha Cyclor 1					●		●									●		—		●					
Alpha Cyclor 2					●		●									●		—		●					
Alpha Cyclor 4					●		●									●		—		●					
PEQLAB®																									
PeqStar 96	●		●				●		●		●					●				●					
peqSar 96X Universal	●		●		●		●		●		●		●	●		●		●		●					
peqSar 96X Univ. Gradient	●		●		●		●		●		●		●	●		●		●		●					
peqStar 96X HPL	●		●		●		●		●		●		●	●		●		●		●					
peqStar 96X HPLGradient	●		●		●		●		●		●		●	●		●		●		●					
peqStar 384X HPL																						●		●	
Roche®																									
LightCycler® 480												●												●	
STRATAGENE®																									
Robocycler	●		●				●		●		—					●				●		●			
Robocycler Gradient					●									●		●				●					
Mx 3000	●		●						●																
Mx 3000 P					●		●							●		●									
Mx 3005 P					●		●							●		●									
Mx 4000	●		●		●		●		●																
TaKaRa®																									
TP2400																				●		●			
TP3000	●		●		●		●		●					●		●				●		●			

* m. b. e. = medio borde elevado, ** cut corner: esquina cortada

● = apto

— = no apto

□ = aún sin info

Set de placas PCR con láminas de cierre 781391: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	sin borde										medio borde						m. b. e.*		borde entero					
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358
Disponible set con láminas					x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾						
Color blanco		x		x		x		x		x		x	x		x		x		x		x			x
Cantidad de pocillos	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96	384	384	384
Pocillo estándar	x		x				x		x		x					x								
Pocillo Low Profile					x								x		x			x		x				
Cut corner**					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1	A24+ P24	A24	A24+ P24
TECHNE®																								
TC-412	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●		
Flexigene	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●		●
Genius	●		●						●		●											●		
Genius Quad					●		●							●		●				●		●		
TC-512	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●		●
Touchgene Gradient							●				●			●							●		●	
Touchgene X					●											●				●			●	
Prime																							●	
Prime Elite																							●	
Prime Elite Satellite																							●	
PrimeG																							●	
TC-3000X	●		●						●		-											-		
Quantica																								
Cyclogene					●		●							●		●				●				
TRANSGENOMIC®																								
Wave System																				●				●
VWR																								
XT ⁹⁶	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		-			
UNO ⁹⁶	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
UNO ⁹⁶ Gradient	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
UNO ⁹⁶ HPL	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
UN ⁰⁹⁶ HPL Gradient	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
UNO ³⁸⁴ HPL																						●		

* m. b. e. = medio borde elevado, ** cut corner: esquina cortada

● = apto

- = no apto

□ = aún sin info

Edición: 0123

Set de placas PCR con láminas de cierre 781391: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

BRAND® así como el símbolo ilustrado como el logo de palabra e imagen BRAND® son marcas de la empresa BRAND GMBH + CO KG, Alemania.

Las marcas ajenas mencionadas en esta tabla se incluyen solo como referencia y pertenecen a los propietarios indicados a continuación:

Otras marcas mencionadas Propietario

Agilent® Agilent Technologies, Inc., EE.UU.
 AMERSHAM® GE HEALTHCARE LIMITED, Gran Bretaña
 APPLIED BIOSYSTEMS® Applied Biosystems LLC, EE.UU.
 AriaMx® Agilent Technologies, Inc., EE.UU.
 BECKMAN® Beckman Coulter, Inc., EE.UU.
 BIOMETRA® Biometra Biomedizinische Analytik GmbH, Alemania
 BIORAD® BIO-RAD LABORATORIES GMBH, Alemania
 Eppendorf® Eppendorf AG, Alemania
 LightCycler® Roche Diagnostics GmbH, Alemania
 Mastercycler® Eppendorf AG, Alemania

Otras marcas mencionadas Propietario

MegaBace® GE Healthcare Bio-Sciences AB, Gran Bretaña
 MJ RESEARCH® BIO-RAD LABORATORIES, INC., EE.UU.
 MWG® MWG BIOTECH AG, Alemania
 PEQLAB® PEQLAB Biotechnologie GmbH, Alemania
 Roche® F. Hoffmann-La Roche AG, Suiza
 STRATAGENE® Agilent Technologies, Inc., EE.UU.
 TaKaRa® TAKARA SHUZO CO., LTD., Japón
 TECHNE® TECHNE INCORPORATED, EE.UU.
 TRANSGENOMIC® Transgenomic, Inc., EE.UU.

Cubetas

Las ventajas de un vistazo

Las cubetas desechables de plástico para las gamas de radiación UV/VIS sustituyen en muchos ámbitos a las caras y delicadas cubetas de vidrio o de vidrio de cuarzo. Los costosos y laboriosos procedimientos de limpieza pasan a ser cosa del pasado y se reduce al mínimo el peligro de arrastre de muestras y contaminaciones.



Tipo de cubeta	Volumen de llenado mín.	Volumen de llenado máx.	Dimensiones ventana (An x Al)	Ámbito de empleo	Desviaciones estándar en unidades de extinción
UV-Cubeta, micro, z = 8,5	70 µl	850 µl	2 x 3,5 mm (min.)	de 230 a 900 nm	240 nm $\pm$ 0,007 300 nm $\pm$ 0,005
UV-Cubeta, micro, z = 15	70 µl	550 µl	2 x 3,5 mm (min.)		
UV-Cubeta, macro	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35 mm		
UV-Cubeta, semimicro	1,5 ml	3,0 ml	4,5 x 23 mm		
Cubeta, macro (PMMA)	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35 mm	de 300 a 900 nm	320 nm $\pm$ 0,004
Cubeta, semimicro (PMMA)	1,5 ml	3,0 ml	4,5 x 23 mm		
Cubeta, macro (PS)	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35 mm	de 340 a 900 nm	360 nm $\pm$ 0,005
Cubeta, semimicro (PS)	1,5 ml	3,0 ml	4,5 x 23 mm		
Cubeta, 4 ventanas ópticas, (PS) macro	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35 mm	de 340 a 900 nm	360 nm $\pm$ 0,005
Cubeta UV, 4 ventanas ópticas, macro	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35 mm	de 230 a 900 nm	240 nm $\pm$ 0,007 300 nm $\pm$ 0,005


Vista general de la resistencia química y las propiedades de transmisión

Resistencia química* de cubetas de plástico

Medio	PS	PMMA	UV-Cubetas
Acetato de etilo	-	-	+
Acetona	-	-	+
Ácido acético, 100 %	-	-	+
Ácido clorhídrico, 36 %	+	-	+
Ácido fluorhídrico, 10 %	+	+	+
Ácido nítrico, 65 %	-	-	+
Amoniaco	+	+	+
Benzaldehído	-	-	+
Butanona	-	-	+
Cloroformo	-	-	-
Dimetilformamida	-	-	+
Dioxano	-	-	+
Hexano	-	+	-
Isopropanol	+	+	+
Sosa cáustica	+	+	+

* Resistencia a corto plazo, 30 min. El usuario debe comprobar el almacenamiento en estos productos químicos. Solicite muestras gratuitas.

Curva de transmisión de distintas cubetas



En el caso de las cubetas, para lograr resultados reproducibles, antes de la medición en sí debe determinarse siempre el valor en blanco, así como el área de medición lineal mediante la creación de una cubra de calibración.



Tubos individuales para PCR, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
781300	0,2 ml, transparente, con tapa bombeada acoplada	1000	pieza(s)
781301	0,2 ml, rosa, con tapa plana acoplada	1000	pieza(s)
781302	0,2 ml, amarillo, con tapa plana acoplada	1000	pieza(s)
781303	0,2 ml, verde, con tapa plana acoplada	1000	pieza(s)
781304	0,2 ml, azul, con tapa plana acoplada	1000	pieza(s)
781305	0,2 ml, transparente, con tapa plana acoplada	1000	pieza(s)
781310	0,5 ml, transparente, con tapa plana acoplada	1000	pieza(s)
781311	0,5 ml, rosa, con tapa plana acoplada	1000	pieza(s)
781312	0,5 ml, amarillo, con tapa plana acoplada	1000	pieza(s)
781313	0,5 ml, verde, con tapa plana acoplada	1000	pieza(s)
781314	0,5 ml, azul, con tapa plana acoplada	1000	pieza(s)



Tiras para PCR, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
781280	tiras de 12, 0,2 ml, transparente, sin tapa	1 emb est = 80 pieza(s)	1 emb est
781315	tiras de 8, 0,2 ml, transparente, con tapas individuales planas acopladas	1 emb est = 120 pieza(s)	1 emb est
781316	tiras de 8, 0,2 ml, blanco, con tapas individuales planas acopladas, 3 uniones, estándar	1 emb est = 120 pieza(s)	1 emb est
781317	tiras de 8, 0,15 ml, blanco, con tapas individuales planas acopladas, perfil bajo	1 emb est = 120 pieza(s)	1 emb est
781318	tiras de 8, 0,15 ml, transparente, con tapas individuales planas acopladas, 3 uniones, perfil bajo	1 emb est = 120 pieza(s)	1 emb est
781320	tiras de 8, 0,2 ml, transparente, sin tapa	1 emb est = 125 pieza(s)	1 emb est
781321	tiras de 8, 0,2 ml, rosa, sin tapa	1 emb est = 125 pieza(s)	1 emb est
781322	tiras de 8, 0,2 ml, amarillo, sin tapa	1 emb est = 125 pieza(s)	1 emb est
781323	tiras de 8, 0,2 ml, verde, sin tapa	1 emb est = 125 pieza(s)	1 emb est
781324	tiras de 8, 0,2 ml, azul, sin tapa	1 emb est = 125 pieza(s)	1 emb est
781325	tiras de 8, 0,2 ml, blanco, sin tapa	1 emb est = 125 pieza(s)	1 emb est
781326	tiras de 8, 0,2 ml, transparente, con tira de tapas plana no unida	1 emb est = 250 pieza(s)	1 emb est
781327	tiras de 8, 0,2 ml, transparente, con tira de tapas bombeada no unida	1 emb est = 250 pieza(s)	1 emb est
781330	tiras de 8, 0,2 ml, transparente, con tiras de tapas unida	1 emb est = 125 pieza(s)	1 emb est
781332	tiras de 8, 0,2 ml, transparente, con tapas individuales planas acopladas	1 emb est = 120 pieza(s)	1 emb est
781333	tiras de 8, 0,15 ml, transparente, con tapas individuales planas acopladas	1 emb est = 120 pieza(s)	1 emb est



Tiras de tapas, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781290	tiras de 12, transparente, con tapa bombeada	1 emb est = 80 pieza(s)	1	emb est
781334	tiras de 8, transparente, con tapa plana	1 emb est = 125 pieza(s)	1	emb est
781340	tiras de 8, transparente, con tapa bombeada	1 emb est = 125 pieza(s)	1	emb est
781341	tiras de 8, rosa, con tapa bombeada	1 emb est = 125 pieza(s)	1	emb est
781342	tiras de 8, amarillo, con tapa bombeada	1 emb est = 125 pieza(s)	1	emb est
781343	tiras de 8, verde, con tapa bombeada	1 emb est = 125 pieza(s)	1	emb est
781344	tiras de 8, azul, con tapa bombeada	1 emb est = 125 pieza(s)	1	emb est



Placa para PCR 24 pocillos, PP, 0,2 ml, sin borde, BIO-CERT® PCR QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781411	transparente	1 emb est = 40 pieza(s)	1	emb est
781412	blanco	1 emb est = 40 pieza(s)	1	emb est



Placa para PCR 48 pocillos, PP, 0,2 ml, sin borde, BIO-CERT® PCR QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781415	transparente	1 emb est = 20 pieza(s)	1	emb est
781416	blanco	1 emb est = 20 pieza(s)	1	emb est



Placa para PCR 96 pocillos, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781350	sin borde, estándar, borde de pocillo elevado, 0,2 ml, transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781354	sin borde, estándar, borde de pocillo elevado, 0,2 ml, blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781357	medio borde, estándar, borde de pocillo elevado, 0,2 ml, blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781364	medio borde, perfil bajo, 0,15 ml, blanco, ideal para Roche® Lightcycler®	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781366	sin borde, perfil bajo, 0,15 ml, transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781367	sin borde, perfil bajo, 0,15 ml, blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781368	sin borde, estándar, 0,2 ml, transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781369	sin borde, estándar, 0,2 ml, blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781371	medio borde, perfil bajo, 0,15 ml, transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781372	medio borde, perfil bajo, 0,15 ml, blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781373	borde medio, elevado, perfil bajo, 0,15 ml, transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781374	borde medio, elevado, perfil bajo, 0,15 ml, blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781375	medio borde, estándar, 0,2 ml, transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781376	medio borde, estándar, 0,2 ml, blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781377	borde completo, perfil bajo, 0,15 ml, transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781378	borde completo, perfil bajo, 0,15 ml, blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781400	medio borde, estándar, 0,2 ml, transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est



Juegos PCR Placas de 96 pocillos y láminas, PP, borde de pocillo no elevado, incluido 50 láminas de sellado para qPCR, poliéster, BIO-CERT® PCR QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781230	sin borde, perfil bajo, transparente, 0,15 ml	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781231	sin borde, estándar, transparente, 0,2 ml	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781232	medio borde, perfil bajo, transparente, 0,15 ml	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781233	borde medio, elevado, perfil bajo, transparente, 0,15 ml	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781234	medio borde, estándar, transparente, 0,2 ml	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781365	medio borde, perfil bajo, blanco, 0,15 ml, ideal para Roche® Lightcycler®	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est



Placa para PCR 384 pocillos, PP, 0,03 ml, borde completo, perfil bajo, BIO-CERT® PCR QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781345	transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781346	transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781358	blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est



Láminas de sellado para ciencias biológicas para PCR y qPCR



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781383	autoadhesivo, para PCR/Real-time PCR/almacenamiento, poliéster	1 emb est = 50 hojas (tiras de 8 x 8)	1	emb est
781390	autoadhesivo, para PCR/ELISA, poliéster	1 emb est = 100 hojas	1	emb est
781391	Sensible a la presión, para qPCR, poliéster	1 emb est = 100 hojas	1	emb est



Láminas de sellado para ciencias biológicas, Lámina termosellable



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701430	aluminio/adhesivo lacquer, perforable, for PCR, almacenamiento y transporte	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
701431	transparente, for qPCR, PCR, almacenamiento y eliminación de materiales peligrosos	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
701432	aluminio/adhesivo lacquer, extraíble, for almacenamiento de muestras, almacenamiento a largo plazo y transporte a bajas temperaturas	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est



Láminas de sellado para ciencias biológicas para PCR y almacenamiento



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701367	PP	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
701376	PET, extraíble	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
701377	aluminio, extraíble	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est

Láminas de sellado para ciencias biológicas para almacenamiento y automatización, aluminio, autoadhesivo



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781381	para almacenamiento en frío/almacenamiento	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781382	para PCR/almacenamiento	1 emb est = 50 pieza(s) (6 tiras cada uno)	1	emb est



Láminas de sellado para ciencias biológicas para procesos de automatización



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701370	PP/PE-HD, temperatura de uso -40 to 90 °C, con zona sin adhesivo	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
701374	vinilo, temperatura de uso -40 to 90 °C, con zona troquelada	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est



Láminas de sellado para ciencias biológicas para cultivo de células y tejidos, Ráyon, permeable al gas/ autoadhesivo




Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701364	sin esterilizar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
701365	esterilizadas	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est



Láminas de sellado para ciencias biológicas para luminiscencia y medición de fluorescencia, vinilo



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701371	para fluorescencia, negro	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
701372	para luminiscencia, blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est



Microtubos, PP, 0,5 ml, con tapa unida, transparente, BIO-CERT® PCR QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
780507	FCR máx 10.000 G		1000	pieza(s)
780536	con válvula, FCR máx 30.000 G		500	pieza(s)





Microtubos, PP, 1,5 ml, con tapa unida, BIO-CERT® PCR QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780420	transparente, FCR máx 20.000 G	500	pieza(s)
780421	amarillo, FCR máx 20.000 G	500	pieza(s)
780422	azul, FCR máx 20.000 G	500	pieza(s)
780423	verde, FCR máx 20.000 G	500	pieza(s)
780424	naranja, FCR máx 20.000 G	500	pieza(s)
780425	topacio, FCR máx 20.000 G	500	pieza(s)
780540	transparente, con válvula, FCR máx 30.000 G	1000	pieza(s)



Microtubos, 2 ml, PP, con tapa unida, transparente, BIO-CERT® PCR QUALITY




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780546	FCR máx 20.000 G, con válvula	500	pieza(s)
780550	FCR máx 20.000 G	500	pieza(s)



Microtubos, PP, 5 ml, con tapa unida, transparente, BIO-CERT® PCR QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780555	FCR máx 25.000 G	250	pieza(s)



Microtubos con tapa no unida, PP, transparente, con tapa a rosca, sueltas, BIO-CERT® PCR QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780750	0,5 ml, con base para soporte, sin Graduación	500	pieza(s)
780751	1,5 ml, con base para soporte, Graduación a 1,0 ml	500	pieza(s)
780752	1,5 ml, sin base para soporte, Graduación a 1,0 ml	500	pieza(s)
780753	2 ml, con base para soporte, Graduación a 1,2 ml	500	pieza(s)
780754	2 ml, sin base para soporte, Graduación a 1,2 ml	500	pieza(s)
780755	0,5 ml, con base para soporte, sin Graduación	500	pieza(s)
780756	1,5 ml, con base para soporte, con cierre de tapa, Graduación a 1,0 ml	500	pieza(s)
780757	1,5 ml, sin base para soporte, con cierre de tapa, Graduación a 1,0 ml	500	pieza(s)
780758	2 ml, con base para soporte, con cierre de tapa, Graduación a 1,2 ml	500	pieza(s)
780759	2 ml, sin base para soporte, con cierre de tapa, Graduación a 1,2 ml	500	pieza(s)




Microtubos, PP, Con tapa roscada unida PE, transparente, BIO-CERT® PCR QUALITY

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780710	0,5 ml, con base para soporte, sin Graduación	1000	pieza(s)
780711	1,5 ml, con base para soporte, Graduación a 1,0 ml	1000	pieza(s)
780712	1,5 ml, sin base para soporte, Graduación a 1,0 ml	1000	pieza(s)
780713	2 ml, con base para soporte, Graduación a 1,2 ml	1000	pieza(s)
780714	2 ml, sin base para soporte, Graduación a 1,2 ml	1000	pieza(s)



Microtubos, PP, Con tapa roscada unida PE, no graduados, BIO-CERT® PCR QUALITY

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780700	0,5 ml, con base para soporte	1000	pieza(s)
780701	1,5 ml, con base para soporte	1000	pieza(s)
780702	1,5 ml, sin base para soporte	1000	pieza(s)
780703	2 ml, con base para soporte	1000	pieza(s)
780704	2 ml, sin base para soporte	1000	pieza(s)



Microtubos, PP, sin tapa, ideal para tapa roscada suelta, PP, transparente, BIO-CERT® PCR QUALITY

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780730	0,5 ml, con base para soporte, sin Graduación	1000	pieza(s)
780731	1,5 ml, con base para soporte, Graduación a 1,0 ml	1000	pieza(s)
780732	1,5 ml, sin base para soporte, Graduación a 1,0 ml	1000	pieza(s)
780733	2 ml, con base para soporte, Graduación a 1,2 ml	1000	pieza(s)
780734	2 ml, sin base para soporte, Graduación a 1,2 ml	1000	pieza(s)



Microtubos, PP, sin tapa, ideal para tapa con precinto, PP, transparente, no graduados, BIO-CERT® PCR QUALITY

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780760	0,5 ml, con base para soporte	1000	pieza(s)
780761	1,5 ml, con base para soporte	1000	pieza(s)
780762	1,5 ml, sin base para soporte	1000	pieza(s)
780763	2 ml, con base para soporte	1000	pieza(s)
780764	2 ml, sin base para soporte	1000	pieza(s)





Tapas, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780720	blanco	500	pieza(s)
780721	azul	500	pieza(s)
780722	rojo	500	pieza(s)
780723	verde	500	pieza(s)
780724	amarillo	500	pieza(s)



Tapa roscada, PP, con junta de silicona, BIO-CERT® PCR QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780740	blanco	1000	pieza(s)
780741	azul	1000	pieza(s)
780742	rojo	1000	pieza(s)
780743	verde	1000	pieza(s)
780744	amarillo	1000	pieza(s)



Tapa roscada, PP, con cierre de seguridad desechable, BIO-CERT® PCR QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780770	transparente	1000	pieza(s)
780771	azul	1000	pieza(s)
780772	verde	1000	pieza(s)
780773	lila	1000	pieza(s)
780774	rojo	1000	pieza(s)
780775	amarillo	1000	pieza(s)



Placa microtituladora, 96 pocillos, fondo U, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701330	0,3 ml	100	pieza(s)



Placa Deep Well, 96 pocillos, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701340	forma pocillo redonda, fondo U, perfil bajo, 1,1 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1 emb est = 50 pieza(s)	1 emb est
701342	forma pocillo redonda, fondo U, reborde elevado, 1,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY	1 emb est = 32 pieza(s)	1 emb est
701346	forma pocillo redonda, fondo U, estándar, 0,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY	1 emb est = 48 pieza(s)	1 emb est
701347	forma pocillo angular, fondo U, perfil bajo, 1 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1 emb est = 50 pieza(s)	1 emb est
701348	forma pocillo angular, fondo V, ideal para KingFisher™, 2,2 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1 emb est = 50 pieza(s)	1 emb est
701350	forma pocillo redonda, fondo U, estándar, 1,1 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY	1 emb est = 24 pieza(s)	1 emb est
701353	forma pocillo angular, fondo V, estándar, 2,2 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	1 emb est = 30 pieza(s)	1 emb est
701354	forma pocillo angular, fondo U, estándar, 2,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY	1 emb est = 24 pieza(s)	1 emb est



Placa Deep Well, 96 pocillos, fondo U, PS, BIO-CERT® PCR QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701352	estándar, 1,1 ml	1 emb est = 32 pieza(s)	1 emb est



Placa Deep Well, 384 pocillos, fondo V, PP, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701355	0,3 ml	1 emb est = 48 pieza(s)	1 emb est



Esterillas de cierre para placas Deep Well



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701357	384 pocillos, silicona, para placas Deep Well 0,3 ml	1 emb est = 50 pieza(s)	1 emb est
701358	96 pocillos, TPE, para placas Deep Well 0,5 ml	1 emb est = 50 pieza(s)	1 emb est
701360	96 pocillos, PE, para placas Deep Well 1,1 / 1,2 ml, borde de pocillo elevado	1 emb est = 24 pieza(s)	1 emb est
701362	96 pocillos, EVA, para placas Deep Well 2,2 ml	1 emb est = 24 pieza(s)	1 emb est
701368	96 pocillos, TPE, para placas Deep Well 1,2 ml, perfil bajo	1 emb est = 50 pieza(s)	1 emb est



Gradillas para tubos



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781500	Con 96 tubos (individuale)	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
781510	Con 96 tubos (12 x tiras de 8)	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est



Gradillas para tubos



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781565	0,65 ml, no disponible en EE. UU.	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781566	1,2 ml, no disponible en EE. UU.	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est



Tubos individuales sin codificación, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781520	1,2 ml, PP, sueltas	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est



Tubos, tiras de 8, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781525	1,2 ml, PP, sueltas	1 emb est = 120 pieza(s)	1	emb est



Tapas individuales para tubos 1,2 ml, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781530	PE, sueltas	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est



Tiras de tapas tiras de 8, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY




Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781535	para tubos 1,2 ml, PE, sueltas	1 emb est = 120 pieza(s)	1	emb est

Gradilla para tubos, vacía, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
781540	con rejilla, PP	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est

Tubos criogénicos, PP, con rosca exterior, tapa roscada con junta de silicona, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
114830	1,2 ml, 12,5 mm x 41 mm, con base para soporte	1000	pieza(s)
114831	2 ml, 12,5 mm x 47 mm, sin base para soporte	1000	pieza(s)
114832	2 ml, 12,5 mm x 49 mm, con base para soporte	1000	pieza(s)
114833	3 ml, 12,5 mm x 70 mm, con base para soporte	1000	pieza(s)
114834	4 ml, 12,5 mm x 76 mm, con base para soporte	1000	pieza(s)
114835	5 ml, 12,5 mm x 92 mm, con base para soporte	1000	pieza(s)

Tubos criogénicos, PP, con rosca interior, tapa roscada con junta de silicona, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
114840	1,2 ml, 12,5 mm x 41 mm, con base para soporte	1000	pieza(s)
114841	2 ml, 12,5 mm x 49 mm, con base para soporte	1000	pieza(s)
114842	2 ml, 12,5 mm x 48 mm, sin base para soporte	1000	pieza(s)
114843	4 ml, 12,5 mm x 70 mm, sin base para soporte	1000	pieza(s)
114844	4 ml, 12,5 mm x 71 mm, con base para soporte	1000	pieza(s)
114845	5 ml, 12,5 mm x 92 mm, sin base para soporte	1000	pieza(s)

Inserto para tapas para tubos criogénicos, PP, para codificación con colores



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
114850	blanco	500	pieza(s)
114851	azul	500	pieza(s)
114852	rojo	500	pieza(s)
114853	verde	500	pieza(s)
114854	amarillo	500	pieza(s)



Insertos para cultivos celulares, Insert 2in1 de BRAND, para placas de 6 pocillos, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782740	PC-membrana, tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 24 pieza(s) (24 x 1)	1	emb est
782741	PC-membrana, tamaño de poro 0,4 µm, multipack	1 emb est = 24 pieza(s) (4 x 6)	1	emb est
782746	PC-membrana, tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 24 pieza(s) (24 x 1)	1	emb est
782747	PC-membrana, tamaño de poro 8 µm, multipack	1 emb est = 24 pieza(s) (4 x 6)	1	emb est
782750	PET-membrana, tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 24 pieza(s) (24 x 1)	1	emb est
782751	PET-membrana, tamaño de poro 0,4 µm, multipack	1 emb est = 24 pieza(s) (4 x 6)	1	emb est
782752	PET-membrana, tamaño de poro 1 µm	1 emb est = 24 pieza(s) (24 x 1)	1	emb est
782753	PET-membrana, tamaño de poro 1 µm, multipack	1 emb est = 24 pieza(s) (4 x 6)	1	emb est
782754	PET-membrana, tamaño de poro 3 µm	1 emb est = 24 pieza(s) (24 x 1)	1	emb est
782755	PET-membrana, tamaño de poro 3 µm, multipack	1 emb est = 24 pieza(s) (4 x 6)	1	emb est
782756	PET-membrana, tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 24 pieza(s) (24 x 1)	1	emb est
782757	PET-membrana, tamaño de poro 8 µm, multipack	1 emb est = 24 pieza(s) (4 x 6)	1	emb est



Insertos para cultivos celulares, Insert 2in1 de BRAND, para placas de 12 pocillos, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782720	PC-membrana, tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782721	PC-membrana, tamaño de poro 0,4 µm, multipack	1 emb est = 36 pieza(s) (4 x 9)	1	emb est
782726	PC-membrana, tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782727	PC-membrana, tamaño de poro 8 µm, multipack	1 emb est = 36 pieza(s) (4 x 9)	1	emb est
782730	PET-membrana, tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782731	PET-membrana, tamaño de poro 0,4 µm, multipack	1 emb est = 36 pieza(s) (4 x 9)	1	emb est
782732	PET-membrana, tamaño de poro 1 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782733	PET-membrana, tamaño de poro 1 µm, multipack	1 emb est = 36 pieza(s) (4 x 9)	1	emb est
782734	PET-membrana, tamaño de poro 3 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782735	PET-membrana, tamaño de poro 3 µm, multipack	1 emb est = 36 pieza(s) (4 x 9)	1	emb est
782736	PET-membrana, tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782737	PET-membrana, tamaño de poro 8 µm, multipack	1 emb est = 36 pieza(s) (4 x 9)	1	emb est

Insertos para cultivos celulares, Insert 2in1 de BRAND, para placas de 24 pocillos, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782700	PC-membrana, tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782701	PC-membrana, tamaño de poro 0,4 µm, multipack	1 emb est = 48 pieza(s) (4 x 12)	1	emb est
782706	PC-membrana, tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782707	PC-membrana, tamaño de poro 8 µm, multipack	1 emb est = 48 pieza(s) (4 x 12)	1	emb est
782710	PET-membrana, tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782711	PET-membrana, tamaño de poro 0,4 µm, multipack	1 emb est = 48 pieza(s) (4 x 12)	1	emb est
782712	PET-membrana, tamaño de poro 1 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782713	PET-membrana, tamaño de poro 1 µm, multipack	1 emb est = 48 pieza(s) (4 x 12)	1	emb est
782714	PET-membrana, tamaño de poro 3 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782715	PET-membrana, tamaño de poro 3 µm, multipack	1 emb est = 48 pieza(s) (4 x 12)	1	emb est
782716	PET-membrana, tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 48 pieza(s) (48 x 1)	1	emb est
782717	PET-membrana, tamaño de poro 8 µm, multipack	1 emb est = 48 pieza(s) (4 x 12)	1	emb est

Tiras de insertos, de pared lisa, PC-membrana, tiras de 4, para BRANDplates® 24/6 pocillos, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782800	13 mm, tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est
782820	13 mm, tamaño de poro 1 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est
782840	13 mm, tamaño de poro 3 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est
782860	13 mm, tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est
782900	9 mm, tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est

Tiras de insertos, de pared lisa, 13 mm, PET-membrana, tiras de 4, para BRANDplates® 24/6 pocillos, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782810	tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est
782870	tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est



Tiras de insertos, con canales de entrada (Inlet Opening System), PC-membrana, tiras de 4, para BRANDplates® 24/6 pocillos, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782801	13 mm, tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est
782821	13 mm, tamaño de poro 1 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est
782841	13 mm, tamaño de poro 3 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est
782861	13 mm, tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est
782901	9 mm, tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est



Tiras de insertos, con canales de entrada (Inlet Opening System), PET-membrana, tiras de 4, para BRANDplates® 24/6 pocillos, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782811	tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est
782871	tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 12 pieza(s)	1	emb est



Insertos individuales, de pared lisa, 13 mm, PC-membrana, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782806	tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 48 pieza(s)	1	emb est
782826	tamaño de poro 1 µm	1 emb est = 48 pieza(s)	1	emb est
782846	tamaño de poro 3 µm	1 emb est = 48 pieza(s)	1	emb est
782866	tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 48 pieza(s)	1	emb est



Insertos individuales, de pared lisa, 13 mm, PET-membrana, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782816	tamaño de poro 0,4 µm	1 emb est = 48 pieza(s)	1	emb est
782876	tamaño de poro 8 µm	1 emb est = 48 pieza(s)	1	emb est

Placa multipocillo BRANDplates® para insertos, pureGrade™ S, con tapa, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782880	ideal para Insertos de 24 pocillos	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
782881	ideal para Insertos de 6 pocillos	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est

Placa multipocillo BRANDplates® para insertos, cellGrade™ plus, con tapa, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas




Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782890	ideal para Insertos de 24 pocillos	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
782891	ideal para Insertos de 6 pocillos	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est

Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781600	transparente, fondo U, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781601	transparente, fondo V, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781602	transparente, fondo F, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781603	transparente, fondo C, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781604	blanco, fondo U, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781605	blanco, fondo F, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781607	negro, fondo U, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781608	negro, fondo F, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781610	blanco, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781611	negro, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781614	transparente, fondo F, fondo transparente al UV	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781615	negro, fondo F, fondo transparente al UV	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est

Placa microtituladoras BRANDplates®, 384 pocillos, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781620	transparente, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781621	blanco, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781622	negro, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781626	blanco, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781627	negro, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est



Placa microtituladoras BRANDplates®, 1536 pocillos, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781640	transparente, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781641	blanco, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781642	negro, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est



Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, pureGrade™ S, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781660	transparente, fondo U, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781661	transparente, fondo V, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781662	transparente, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781663	transparente, fondo C, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781665	blanco, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781668	negro, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781670	blanco, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781671	negro, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est



Placa microtituladoras BRANDplates®, 384 pocillos, pureGrade™ S, PS, fondo F, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781680	transparente, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781681	blanco, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781682	negro, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781686	blanco, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781687	negro, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est



Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, immunoGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781720	transparente, fondo U, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781721	transparente, fondo V, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781722	transparente, fondo F, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781724	blanco, fondo U, estándar	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781731	negro, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781732	negro, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est

Placa microtituladoras BRANDplates®, 384 pocillos, immunoGrade™, PS, fondo F, estándar, BIO-CERT®
CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781740	transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781741	blanco	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781742	negro	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est

Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, lipoGrade™, PS, transparente, estándar, BIO-CERT®
CERTIFIED QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781840	fondo U	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781842	fondo F	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est

Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, hydroGrade™, PS, transparente, estándar, BIO-CERT®
CERTIFIED QUALITY




Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781780	fondo U	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
781782	fondo F	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est

Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, cellGrade™, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY,
esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781960	transparente, fondo U, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781961	transparente, fondo V, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781962	transparente, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781965	blanco, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781968	negro, fondo F, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781970	blanco, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781971	negro, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781974	blanco, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est
781975	negro, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est



Placa microtituladoras BRANDplates®, 384 pocillos, cellGrade™, PS, fondo F, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781980	transparente, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781981	blanco, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781982	negro, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781986	blanco, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781987	negro, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
781988	blanco, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est
781989	negro, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est



Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, cellGrade™ plus, PS, fondo F, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782022	transparente, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
782030	blanco, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
782031	negro, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
782034	blanco, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est
782035	negro, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est



Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, cellGrade™ premium, PS, fondo F, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782082	transparente, estándar	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
782090	blanco, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
782091	negro, fondo transparente	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
782094	blanco, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est
782095	negro, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est



Placa microtituladoras BRANDplates®, 96 pocillos, inertGrade™, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, esterilizadas



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781900	transparente, fondo U, estándar	1 emb est = 40 pieza(s)	1	emb est
781902	transparente, fondo F, estándar	1 emb est = 40 pieza(s)	1	emb est
781910	blanco, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 40 pieza(s)	1	emb est
781911	negro, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 40 pieza(s)	1	emb est
781912	blanco, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est
781913	negro, fondo F, fondo transparente	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est



Tapa para BRAND®plates, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782150	para BRAND®plates, 96 pocillos, con anillos de condensación	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
782151	para BRAND®plates, 96 pocillos, sin anillo de condensación	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
782152	para BRAND®plates, 384 pocillos, sin anillo de condensación	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
782153	para BRAND®plates, 1536 pocillos, sin anillo de condensación	1 emb est = 50 pieza(s)	1	emb est
782155	para BRAND®plates con fondo transparente, 96 pocillos, con anillos de condensación	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est



Placa de tiras 96 pocillos (12 x F8), PS, pureGrade™, medium binding, transparente, fondo F, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782300	no separable	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
782301	con rejilla, separable	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est



Placa de tiras 96 pocillos (12 x F8), PS, immunoGrade™, high binding, transparente, fondo F, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
782305	no separable	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
782306	con rejilla, separable	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est



Frasco para medios, 500 ml, Boro 3.3

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
122710	GL 56, con tapa roscada de PP		4	pieza(s)



Cubetas, 4 ventanas ópticas, macro, 2,5 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
759030	PS		100	pieza(s)
759035	PS		500	pieza(s)
759125	UV-transparente		100	pieza(s)
759128	UV-transparente		500	pieza(s)





Cubetas, macro y semimicro, PS, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759005	macro, 2,5 ml	100	pieza(s)
759015	semimicro, 1,5 ml	100	pieza(s)



Cubetas, macro y semimicro, PMMA, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759105	macro, 2,5 ml	100	pieza(s)
759115	semimicro, 1,5 ml	100	pieza(s)



UV-Cubetas, macro, UV-transparente, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759170	2,5 ml	100	pieza(s)



UV-Cubetas, semimicro, UV-transparente, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759150	1,5 ml	100	pieza(s)



UV-Cubetas, micro, UV-transparente, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759200	70 - 850 µl, altura de centro 8,5 mm	100	pieza(s)
759210	70 - 850 µl, altura de centro 8,5 mm	500 piezas/paquete	pieza(s)
759215	70 - 850 µl, altura de centro 8,5 mm, embalaje individual	100	pieza(s)
759220	70 - 550 µl, altura de centro 15 mm	100	pieza(s)
759230	70 - 550 µl, altura de centro 15 mm	500 piezas/paquete	pieza(s)
759235	70 - 550 µl, altura de centro 15 mm, embalaje individual	100	pieza(s)

Tapa, PE, redondo, para cubeta UV micro, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759240	azul	100	pieza(s)
759241	amarillo	100	pieza(s)
759242	verde	100	pieza(s)
759243	naranja	100	pieza(s)

Aparatos volumétricos



Pipetas aforadas

página 93



Pipetas graduadas

página 95



Buretas

página 98



Buretas de cero automático

página 100



Matraces aforados

página 103



Probetas graduadas

página 115



Probetas de mezcla

página 118

BLAUBRAND® aparatos volumétricos

Seguridad para sus análisis

Los aparatos volumétricos BLAUBRAND® cumplen con las crecientes exigencias de calidad al dispensar líquidos (pipetas aforadas sin graduación y pipetas graduadas), realizar pruebas estandarizadas y diluciones en serie (matraz aforado, probeta graduada y de mezcla) o valorar y analizar muestras (buretas).

Larga vida útil

Antes del ajuste se eliminan tensiones térmicas de los cuerpos base. Después del ajuste se marcan a temperaturas de aprox. 500 °C colores de impresión de calidad desarrollados especialmente.

Gracias a este proceso, los aparatos volumétricos de BLAUBRAND® son robustos y alcanzan una larga vida útil. Asimismo, este proceso garantiza que los aparatos volumétricos de BLAUBRAND® puedan tolerar temperaturas de hasta 250 °C en la estufa de secado o el esterilizador sin riesgo a una variación en el volumen.

Ajuste y rotulado

Cada aparato volumétrico de vidrio es ajustado individualmente. Para aparatos de medición con graduación, tales como pipetas de medición, buretas y probetas graduadas, se utilizan plantillas de serigrafía extensibles. Mediante extensión, las plantillas coinciden exactamente con las marcas de ajuste y por tanto también los volúmenes intermedios tienen máxima la precisión.

En el caso de la producción totalmente automatizada se garantiza la mayor precisión posible.

Límites de error | Gestión de calidad

BRAND fabrica aparatos volumétricos de vidrio conforme a las normas DIN EN ISO actuales. Los márgenes de error estipulados se cumplen con una seguridad mínima del 99,6 % (AQL $\leq 0,4$). BRAND constata la calidad mediante certificados de lotes, los certificados individuales o los certificados de calibración acreditados por el DAkkS (DAkkS por sus siglas en alemán) y demuestra que en nuestros artículos los límites de error son, con frecuencia, mejores que los que establece la norma.

Temperatura de referencia

La temperatura de referencia de nuestros aparatos volumétricos producidos según normas DIN EN ISO es de 20 °C. Si se utiliza un artículo volumétrico calibrado a 20 °C a 27 °C, se ocasionará un error adicional en la medición debido a la dilatación de dicho artículo. No obstante, la desviación será del 0,007% (vidrio borosilicato 3.3) o 0,02, % (vidrio de soda) valor claramente menor que los límites de error del aparato volumétrico. De esto se deduce que la temperatura de referencia resulta de menor relevancia en el marco de la aplicación práctica. En el caso de que el ajuste o la calibración se realicen a una temperatura diferente, los valores medidos deberán corregirse correspondientemente (véase DIN EN ISO 4787).

- + Ajuste mediante el uso de líneas de producción controladas por ordenador.
- + Aparatos volumétricos ajustados individualmente, también volúmenes parciales de máxima precisión.
- + AQL $< 0,4$, es decir, los límites de error preestablecidos se respetan con un 99,6 % exactitud como mínimo.
- + Larga vida útil, gracias de la materia prima robusta (blanks) y de la impresión de la más alta calidad.
- + Ninguna variación en el volumen después de calentar hasta los 250 °C.
- + Se suministra con certificado de lote y bajo pedido con certificado individual o certificado de calibración acreditado por el DAkkS.



Distintivo de aparatos volumétricos **BLAUBRAND®**

Fabricante

Marca registrada de BRAND
para los aparatos volumétricos de la más alta calidad

Volumen nominal

Unidad de volumen



Esmerilado

Clase 'A' | Ajuste (In) | Temperatura de referencia (20 °C)

País de origen

Norma

Tipo de vidrio

Límite de error

Marcaje DE-M con certificado de lote

Matraces aforados BLAUBRAND®, clase A



En serie con certificado de lote



Matraces aforados con revestimiento PUR para reducir los peligros del efecto de astillado y fugas del medio



BLAUBRAND® ETERNA con pintura de difusión color marrón para utilizar en condiciones de limpieza agresivas




Protección UV en el laboratorio con el matraz aforado de vidrio topacio

BLAUBRAND® aparatos volumétricos

Material volumétrico de clase A/AS con certificado

Un certificado de lote por unidad de embalaje

Todo el material volumétrico reutilizable BLAUBRAND® se suministra de serie con un certificado de lote por unidad de embalaje. Sobre demanda, también se pueden suministrar con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración acreditado por el DAkkS.



Certificados, accesorios y repuestos online

Podrá encontrar certificados de calidad, documentación técnica y accesorios para sus instrumentos de medición de volumen BLAUBRAND® en nuestro servicio gratuito en línea MyProduct. Más información: <https://www.brand.de/myproduct>
Todos los certificados individuales y de lote se archivan por un mínimo de 10 años y pueden descargarse en www.brand.de.

Control de medios de análisis

El control de los aparatos volumétricos se realiza con métodos gravimétricos conforme a DIN EN ISO 4787. Para que la calibración pueda realizarse de forma rápida y sencilla y evitar fuentes de errores, BRAND pone a disposición sin coste adicional instrucciones de calibrado detalladas (SOP) para todos los aparatos volumétricos.



DE-M

Todos los aparatos volumétricos BLAUBRAND® disponibles y utilizados en áreas con regulaciones legales están identificados con DE-M. Con este símbolo, el fabricante BRAND certifica la conformidad de los aparatos con el Reglamento Alemán de Medición y Calibración (reemplaza al Reglamento Alemán de Calibración).

En cada lote y en cada certificado individual, BRAND enumera todos los medios de control utilizados.

Certificado de lote

En el certificado se documentarán el valor medio y la desviación estándar del lote y la fecha de su emisión (número de lote: año de producción/lote).

Certificado individual

En el certificado se documentarán el volumen medido, la incertidumbre de medición y la fecha de su emisión (número de serie individual: año de producción/año de mes/número de serie del artículo).

Certificado de calibración acreditado por el DAkkS

Este certificado se expide por el laboratorio de calibrado acreditado por DAkkS de BRAND. Debido a la amplia cooperación internacional (convenio EA, ILAC-MRA) del DAkkS como sucesor del DKD, el certificado de calibración acreditado por el DAkkS se reconoce internacionalmente. El aparato de medición y el certificado de calibrado están provistos de un número de serie individual y el nombre del laboratorio, así como del año y mes de expedición, para identificación.


Pipetas aforadas, BLAUBRAND®, clase AS, 1 aforo, graduación azul, vidrio AR-GLAS®, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
29701	0,5 ml	12	pieza(s)
29702	1 ml	12	pieza(s)
29703	2 ml	12	pieza(s)
29704	2,5 ml	6	pieza(s)
29705	3 ml	6	pieza(s)
29706	4 ml	6	pieza(s)
29707	5 ml	6	pieza(s)
29708	6 ml	6	pieza(s)
29709	7 ml	6	pieza(s)
29710	8 ml	6	pieza(s)
29711	9 ml	6	pieza(s)
29712	10 ml	6	pieza(s)
29713	15 ml	6	pieza(s)
29714	20 ml	6	pieza(s)
29715	25 ml	6	pieza(s)
29716	30 ml	6	pieza(s)
29717	40 ml	6	pieza(s)
29718	50 ml	6	pieza(s)
29719	100 ml	6	pieza(s)


Pipetas aforadas, BLAUBRAND®, clase AS, 2 aforos, graduación azul, vidrio AR-GLAS®, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
29721	0,5 ml	12	pieza(s)
29722	1 ml	12	pieza(s)
29723	2 ml	12	pieza(s)
29725	3 ml	6	pieza(s)
29727	5 ml	6	pieza(s)
29732	10 ml	6	pieza(s)
29733	15 ml	6	pieza(s)
29734	20 ml	6	pieza(s)
29735	25 ml	6	pieza(s)
29738	50 ml	6	pieza(s)





Pipetas aforadas USP, BLAUBRAND®, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS®, graduación azul, DE-M, Certificado de lote USP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
30601	0,5 ml	12	pieza(s)
30602	1 ml	12	pieza(s)
30603	2 ml	12	pieza(s)
30605	3 ml	6	pieza(s)
30606	4 ml	6	pieza(s)
30607	5 ml	6	pieza(s)
30608	6 ml	6	pieza(s)
30609	7 ml	6	pieza(s)
30610	8 ml	6	pieza(s)
30611	9 ml	6	pieza(s)
30612	10 ml	6	pieza(s)
30613	15 ml	6	pieza(s)
30614	20 ml	6	pieza(s)
30615	25 ml	6	pieza(s)
30616	30 ml	6	pieza(s)
30617	40 ml	6	pieza(s)
30618	50 ml	6	pieza(s)
30619	100 ml	6	pieza(s)




Pipetas aforadas, BLAUBRAND® ETERNA, clase AS, 1 aforo, vidrio AR-GLAS®, DE-M




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
30502	1 ml	12	pieza(s)
30503	2 ml	12	pieza(s)
30507	5 ml	6	pieza(s)
30512	10 ml	6	pieza(s)
30514	20 ml	6	pieza(s)
30515	25 ml	6	pieza(s)
30518	50 ml	6	pieza(s)


Pipetas graduadas, BLAUBRAND® ETERNA, clase AS, tipo 3, vaciado total, tc, ex, vidrio AR-GLAS®, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
27316	1 ml : 0,01 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27319	2 ml : 0,02 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
28405	0,5 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
28406	1 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
28409	2 ml : 0,02 ml	12	pieza(s)
28411	5 ml : 0,05 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
28412	5 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
28413	10 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
28414	20 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)
28415	25 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)



Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, clase A, tipo graduadas 'In', tc, in, vidrio AR-GLAS®, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
27702	0,1 ml : 0,001 ml	12	pieza(s)
27704	0,2 ml : 0,002 ml	12	pieza(s)


Pipetas graduadas, SILBERBRAND ETERNA, clase B, tipo 2, vaciado total, tc, ex, vidrio AR-GLAS®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
27002	1 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27005	2 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27006	2 ml : 0,02 ml	12	pieza(s)
27009	5 ml : 0,05 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27010	5 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27011	10 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27013	25 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)





Pipetas graduadas, SILBERBRAND ETERNA, clase B, tipo 3, vaciado total, tc, ex, vidrio AR-GLAS®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
27070	1 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27072	2 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27073	2 ml : 0,02 ml	12	pieza(s)
27075	5 ml : 0,05 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27076	5 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27077	10 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27078	20 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)
27079	25 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)



Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, clase AS, tipo 1, descarga parcial, tc, ex, vidrio AR-GLAS®, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
27721	0,5 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27722	1 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27724	2 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27725	2 ml : 0,02 ml	12	pieza(s)
27727	5 ml : 0,05 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27729	10 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27731	25 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)



Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, clase AS, tipo 2, vaciado total, tc, ex, vidrio AR-GLAS®, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
27816	0,5 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27817	1 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27818	1 ml : 0,1 ml	12	pieza(s)
27819	2 ml : 0,02 ml	12	pieza(s)
27820	2 ml : 0,1 ml	12	pieza(s)
27821	5 ml : 0,05 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27822	5 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27823	10 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27824	20 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)
27825	25 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)
27826	50 ml : 0,5 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)
27827	1 ml : 0,01 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27828	2 ml : 0,02 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27829	2 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)

Pipetas graduadas USP, BLAUBRAND®, clase AS, tipo 2, vaciado total, tc, ex, vidrio AR-GLAS®, DE-M, Certificado de lote USP




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
27506	1 ml : 0,01 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27509	2 ml : 0,02 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27511	5 ml : 0,05 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27513	10 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)



Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, clase AS, tipo 3, vaciado total, tc, ex, vidrio AR-GLAS®, DE-M




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
27306	1 ml : 0,01 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27309	2 ml : 0,02 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27705	0,5 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27706	1 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27707	1 ml : 0,1 ml	12	pieza(s)
27708	2 ml : 0,01 ml	12	pieza(s)
27709	2 ml : 0,02 ml	12	pieza(s)
27710	2 ml : 0,1 ml	12	pieza(s)
27711	5 ml : 0,05 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27712	5 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27713	10 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27714	20 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)
27715	25 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)
27716	50 ml : 0,5 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)



Pipetas graduadas, serología, SILBERBRAND ETERNA, tc, ex, vaciado total, vidrio AR-GLAS®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
27107	1 ml : 0,01 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27109	2 ml : 0,02 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27112	5 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27113	10 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	12	pieza(s)
27115	25 ml : 0,1 ml, con extremo para tapón de algodón	6	pieza(s)





Dosificadores basculantes sin frasco, Boro 3.3, NS 29/32



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
43055	5 ml	1	pieza(s)
43058	10 ml	1	pieza(s)
43066	20 ml	1	pieza(s)
43070	25 ml	1	pieza(s)
43078	50 ml	1	pieza(s)
43088	100 ml	1	pieza(s)



Buretas, BLAUBRAND®, clase AS, Boro 3.3, DE-M, llave de válvula lateral, tira Schellbach azul



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13844	10 ml : 0,02 ml	2	pieza(s)
13847	25 ml : 0,05 ml	2	pieza(s)
13848	50 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)



Buretas, BLAUBRAND®, clase AS, Boro 3.3, DE-M, llave de válvula recta, tira Schellbach azul



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
12484	10 ml : 0,02 ml	2	pieza(s)
12487	25 ml : 0,05 ml	2	pieza(s)
12488	50 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)



Microburetas tipo Bang, BLAUBRAND®, clase AS, Boro 3.3, DE-M, llave de válvula lateral, tira Schellbach azul



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
24596	2 ml : 0,01 ml	2	pieza(s)
24600	10 ml : 0,02 ml	2	pieza(s)



Microburetas tipo Bang, BLAUBRAND®, clase AS, Boro 3.3, DE-M, llave de válvula recta, tira Schellbach azul



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
24265	2 ml : 0,01 ml	2	pieza(s)
24269	10 ml : 0,02 ml	2	pieza(s)


Buretas, SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, llave de válvula lateral, tira Schellbach negra

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13563	10 ml : 0,02 ml	2	pieza(s)
13566	25 ml : 0,05 ml	2	pieza(s)
13568	50 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)


Buretas, SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, topacio, llave recta, PTFE punzón

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13536	25 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)
13538	50 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)


compactas-Buretas, BLAUBRAND®, clase AS, Boro 3.3, DE-M, con llave PTFE, tira Schellbach azul

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13913	10 ml : 0,02 ml	1	pieza(s)
13916	25 ml : 0,05 ml	1	pieza(s)
13918	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)


compactas-Buretas, BLAUBRAND®, clase AS, Boro 3.3, DE-M, topacio, con llave PTFE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13963	10 ml : 0,02 ml	1	pieza(s)
13966	25 ml : 0,05 ml	1	pieza(s)
13968	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)


compactas-Buretas, SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, con llave PTFE, tira Schellbach negra

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13903	10 ml : 0,05 ml	1	pieza(s)
13906	25 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)
13908	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)





compactas-Buretas, SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, topacio, con llave PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13926	25 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)
13928	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)



compactas-Buretas de cero automático, BLAUBRAND®, clase AS, Boro 3.3, DE-M, tira Schellbach azul



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23923	10 ml : 0,02 ml	1	pieza(s)
23924	25 ml : 0,05 ml	1	pieza(s)
23925	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)



compactas-Buretas de cero automático, BLAUBRAND®, clase AS, Boro 3.3, DE-M, tira Schellbach azul, PE-frasco




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23819	10 ml : 0,02 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)
23820	25 ml : 0,05 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)
23821	50 ml : 0,1 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)



compactas-Buretas de cero automático, BLAUBRAND®, topacio, clase AS, Boro 3.3, DE-M, Graduación blanca



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23939	10 ml : 0,02 ml	1	pieza(s)
23940	25 ml : 0,05 ml	1	pieza(s)
23941	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)



compactas-Buretas de cero automático, BLAUBRAND®, topacio, clase AS, Boro 3.3, DE-M, Graduación blanca, PE-frasco



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23870	10 ml : 0,02 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)
23871	25 ml : 0,05 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)
23872	50 ml : 0,1 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)




compactas-Buretas de cero automático, SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, tira Schellbach negra, PE-frasco

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23809	10 ml : 0,05 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)
23810	25 ml : 0,1 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)
23811	50 ml : 0,1 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)



compactas-Buretas de cero automático, SILBERBRAND, topacio, clase B, Boro 3.3, Graduación blanca, PE-frasco

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23829	25 ml : 0,1 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)
23830	50 ml : 0,1 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)



Buretas de cero automático según Schilling, SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, tira Schellbach negra, PE-LD-frasco

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23753	10 ml : 0,05 ml, Frasco de 500 ml	1	pieza(s)
23755	15 ml : 0,1 ml, Frasco de 500 ml	1	pieza(s)
23756	25 ml : 0,1 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)
23758	50 ml : 0,1 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)



Buretas de cero automático según Schilling, SILBERBRAND, topacio, clase B, Boro 3.3, PE-frasco

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23766	25 ml : 0,1 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)
23768	50 ml : 0,1 ml, Frasco de 1.000 ml	1	pieza(s)



Buretas de cero automático según Pellet, BLAUBRAND®, clase AS, DE-M, con llave intermedia, PTFE punzón, llave de válvula lateral, tira Schellbach azul

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
22761	10 ml : 0,02 ml	1	pieza(s)
22762	25 ml : 0,05 ml	1	pieza(s)
22763	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)





Buretas de cero automático según Pellet, BLAUBRAND®, clase AS, DE-M, sin llave intermedia, llave de válvula lateral, tira Schellbach azul



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
22521	10 ml : 0,02 ml	1	pieza(s)
22522	25 ml : 0,05 ml	1	pieza(s)
22523	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)



Buretas de cero automático según Pellet, SILBERBRAND, clase B, sin llave intermedia, llave de válvula lateral, tira Schellbach negra



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
21911	10 ml : 0,02 ml	1	pieza(s)
21912	25 ml : 0,05 ml	1	pieza(s)
21913	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)



Buretas de cero automático según Pellet, SILBERBRAND, clase B, topacio, con llave intermedia, llave lateral, PTFE punzón



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
22336	25 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)
22338	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)



Buretas de cero automático según Pellet, SILBERBRAND, clase B, topacio, llave lateral, PTFE punzón



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
22316	25 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)
22318	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)



Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP/PE, Certificado de lote ISO



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
37233	150 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37234	1.000 ml, NS 29/32, cuello ancho	1	pieza(s)
37236	10.000 ml, NS 45/40	1	pieza(s)
37238	5 ml, NS 10/19, cuello ancho	2	pieza(s)
37241	10 ml, NS 7/16	2	pieza(s)
37243	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	2	pieza(s)
37245	20 ml, NS 12/21, cuello ancho	2	pieza(s)
37246	20 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37247	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37248	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
37249	100 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
37250	200 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37251	250 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37252	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
37253	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
37254	2.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)
37255	5.000 ml, NS 34/35	1	pieza(s)
37290	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	2	pieza(s)
37291	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37293	25 ml, NS 12/21, cuello ancho	2	pieza(s)



Matraces aforados USP, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, Certificado de lote USP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
36938	5 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36943	10 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36945	20 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36947	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36948	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
36949	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36950	200 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36951	250 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36952	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
36953	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
36954	2.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)



Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP/PE, certificado individual ISO

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
937233	150 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937234	1.000 ml, NS 29/32, cuello ancho	1	pieza(s)
937236	10.000 ml, NS 45/40	1	pieza(s)
937238	5 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
937241	10 ml, NS 7/16	1	pieza(s)
937243	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
937245	20 ml, NS 12/21, cuello ancho	1	pieza(s)
937246	20 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
937247	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
937248	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
937249	100 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
937250	200 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937251	250 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937252	500 ml, NS 19/26	1	pieza(s)
937253	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
937254	2.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)
937255	5.000 ml, NS 34/35	1	pieza(s)
937290	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	1	pieza(s)
937291	100 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937293	25 ml, NS 12/21, cuello ancho	1	pieza(s)



Matracas aforados USP, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, certificado individual USP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
956938	5 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
956943	10 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
956945	20 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
956947	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
956948	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
956949	100 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
956950	200 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
956951	250 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
956952	500 ml, NS 19/26	1	pieza(s)
956953	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
956954	2.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)



Matracas aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, PURprotect, Certificado de lote ISO

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
36548	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	2	pieza(s)
36549	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36550	200 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36551	250 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36552	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
36553	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)





Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón vidrio, Certificado de lote ISO

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
37256	5 ml, NS 10/19, cuello ancho	2	pieza(s)
37257	20 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37258	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37259	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
37260	100 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
37261	200 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37262	250 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37263	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
37264	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
37265	2.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)
37266	5.000 ml, NS 34/35	1	pieza(s)
37267	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	2	pieza(s)
37268	20 ml, NS 12/21, cuello ancho	2	pieza(s)
37288	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	2	pieza(s)
37289	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37294	25 ml, NS 12/21, cuello ancho	2	pieza(s)



Matraces aforados USP, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón vidrio, Certificado de lote USP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
36968	5 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36973	10 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36975	20 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36977	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36978	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
36979	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36980	200 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36981	250 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36982	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
36983	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
36984	2.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)


Matracas aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón vidrio, certificado individual ISO

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
937256	5 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
937257	20 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
937258	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
937259	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
937260	100 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
937261	200 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937262	250 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937263	500 ml, NS 19/26	1	pieza(s)
937264	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
937265	2.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)
937266	5.000 ml, NS 34/35	1	pieza(s)
937267	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
937268	20 ml, NS 12/21, cuello ancho	1	pieza(s)
937288	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	1	pieza(s)
937289	100 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937294	25 ml, NS 12/21, cuello ancho	1	pieza(s)


Matracas aforados USP, BLAUBRAND®, clase A, Boro 3.3, DE-M, con tapón vidrio, certificado individual USP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
956968	5 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
956973	10 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
956975	20 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
956977	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
956978	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
956979	100 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
956980	200 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
956981	250 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
956982	500 ml, NS 19/26	1	pieza(s)
956983	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
956984	2.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)





Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, reborde, Certificado de lote ISO



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
37045	10 ml, cuello ancho	2	pieza(s)
37046	20 ml	2	pieza(s)
37047	25 ml	2	pieza(s)
37048	50 ml	2	pieza(s)
37049	100 ml	2	pieza(s)
37050	200 ml	2	pieza(s)
37051	250 ml	2	pieza(s)
37052	500 ml	2	pieza(s)
37053	1.000 ml	1	pieza(s)



Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, reborde, certificado individual ISO



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
937045	10 ml, , cuello ancho	1	pieza(s)
937046	20 ml	1	pieza(s)
937047	25 ml	1	pieza(s)
937048	50 ml	1	pieza(s)
937049	100 ml	1	pieza(s)
937050	200 ml	1	pieza(s)
937051	250 ml	1	pieza(s)
937052	500 ml	1	pieza(s)
937053	1.000 ml	1	pieza(s)



Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, forma trapezoidal, Certificado de lote ISO



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
36401	1 ml, NS 7/16	2	pieza(s)
36402	2 ml, NS 7/16	2	pieza(s)
36403	5 ml, NS 7/16	2	pieza(s)
36404	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	2	pieza(s)
36406	20 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36407	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36408	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)

Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, forma trapezoidal, certificado individual ISO



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
936401	1 ml, NS 7/16	1	pieza(s)
936402	2 ml, NS 7/16	1	pieza(s)
936403	5 ml, NS 7/16	1	pieza(s)
936404	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
936406	20 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
936407	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
936408	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)



Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, topacio, Certificado de lote ISO



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
37401	5 ml, NS 10/19, cuello ancho	2	pieza(s)
37402	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	2	pieza(s)
37403	20 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37404	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37405	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
37406	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	2	pieza(s)
37407	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37408	200 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37409	250 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37410	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
37411	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
37412	20 ml, NS 12/21, cuello ancho	2	pieza(s)
37413	25 ml, NS 12/21, cuello ancho	2	pieza(s)



Matraces aforados USP, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, topacio, Certificado de lote USP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
37481	5 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37482	10 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37483	20 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37484	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37485	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
37487	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37488	200 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37489	250 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37490	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
37491	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)





Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, topacio, certificado individual ISO



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
937401	5 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
937402	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
937403	20 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
937404	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
937405	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
937406	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	1	pieza(s)
937407	100 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937408	200 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937409	250 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937410	500 ml, NS 19/26	1	pieza(s)
937411	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
937412	20 ml, NS 12/21, cuello ancho	1	pieza(s)
937413	25 ml, NS 12/21, cuello ancho	1	pieza(s)



Matraces aforados USP, BLAUBRAND®, clase A, Boro 3.3, DE-M, con tapón en PP, topacio, certificado individual USP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
957481	5 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
957482	10 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
957483	20 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
957484	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
957485	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
957487	100 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
957488	200 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
957489	250 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
957490	500 ml, NS 19/26	1	pieza(s)
957491	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)


Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón vidrio, topacio, Certificado de lote ISO

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
37438	5 ml, NS 10/19, cuello ancho	2	pieza(s)
37443	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	2	pieza(s)
37445	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	2	pieza(s)
37446	20 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37447	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37448	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
37449	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37450	200 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37451	250 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37452	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
37453	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)


Matraces aforados USP, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón vidrio, topacio, Certificado de lote USP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
37461	5 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37462	10 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37463	20 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37464	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
37465	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
37467	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37468	200 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37469	250 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
37470	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
37471	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)





Matraces aforados, BLAUBRAND®, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón vidrio, topacio, certificado individual ISO



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
937438	5 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
937443	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
937445	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	1	pieza(s)
937446	20 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
937447	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
937448	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
937449	100 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937450	200 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937451	250 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
937452	500 ml, NS 19/26	1	pieza(s)
937453	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)



Matraces aforados USP, BLAUBRAND®, clase A, Boro 3.3, DE-M, con tapón vidrio, topacio, certificado individual USP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
957461	5 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
957462	10 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
957463	20 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
957464	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
957465	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
957467	100 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
957468	200 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
957469	250 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
957470	500 ml, NS 19/26	1	pieza(s)
957471	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)


Matraces aforados, BLAUBRAND® ETERNA, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, Certificado de lote ISO

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
36838	5 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36841	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36842	25 ml, NS 12/21, cuello ancho	2	pieza(s)
36843	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	2	pieza(s)
36845	20 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36846	20 ml, NS 12/21, cuello ancho	2	pieza(s)
36847	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
36848	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	2	pieza(s)
36849	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36850	200 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36851	250 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36852	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
36853	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
36854	2.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)


Matraces aforados, BLAUBRAND® ETERNA, clase A, DE-M, Boro 3.3, con tapón en PP, certificado individual ISO

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
936838	5 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
936841	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
936842	25 ml, NS 12/21, cuello ancho	1	pieza(s)
936843	10 ml, NS 10/19, cuello ancho	1	pieza(s)
936845	20 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
936846	20 ml, NS 12/21, cuello ancho	1	pieza(s)
936847	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
936848	50 ml, NS 14/23, cuello ancho	1	pieza(s)
936849	100 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
936850	200 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
936851	250 ml, NS 14/23	1	pieza(s)
936852	500 ml, NS 19/26	1	pieza(s)
936853	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)
936854	2.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)





Matraces aforados, 3 aforos, BLAUBRAND®, clase A, Boro 3.3, DE-M, Certificado DAkkS



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
38204	10 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
38206	25 ml, NS 10/19	1	pieza(s)
38208	50 ml, NS 12/21	1	pieza(s)
38210	100 ml, NS 14/23	1	pieza(s)



Matraces aforados, PFA, clase A, DE-M, con tapa a rosca



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
36208	10 ml, GL 18	1	pieza(s)
36220	25 ml, GL 18	1	pieza(s)
36228	50 ml, GL 18	1	pieza(s)
36238	100 ml, GL 18	1	pieza(s)
36248	250 ml, GL 25	1	pieza(s)
36254	500 ml, GL 25	1	pieza(s)



Matraces aforados, PMP, clase A, DE-M, transparente, con tapón en PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
36170	10 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36172	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36174	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
36176	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36178	250 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
36180	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
36182	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)



Matraces aforados, PMP, clase B, transparente, con tapón en PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
36108	10 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36120	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36128	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
36138	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36148	250 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
36154	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
36162	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)




Matraces aforados, PP, clase B, transparente, con tapón en PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
36008	10 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36020	25 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
36028	50 ml, NS 12/21	2	pieza(s)
36038	100 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
36048	250 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
36054	500 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
36062	1.000 ml, NS 24/29	1	pieza(s)



Matraces aforados para análisis de azúcar, Kohlrausch, SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
402038	100 ml	2	pieza(s)
402046	200 ml	2	pieza(s)



Matraces aforados para determinar el contenido de aceite, SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, con tapón vidrio

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
365538	100 ml, NS 19/26	1	pieza(s)



Probetas graduadas, forma alta, BLAUBRAND®, clase A, Boro 3.3, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
32105	5 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)
32108	10 ml : 0,2 ml	2	pieza(s)
32120	25 ml : 0,5 ml	2	pieza(s)
32128	50 ml : 1 ml	2	pieza(s)
32138	100 ml : 1 ml	2	pieza(s)
32148	250 ml : 2 ml	2	pieza(s)
32154	500 ml : 5 ml	2	pieza(s)
32162	1.000 ml : 10 ml	1	pieza(s)
32164	2.000 ml : 20 ml	1	pieza(s)





Probetas graduadas USP, forma alta, BLAUBRAND®, clase A, Boro 3.3, DE-M, Certificado de lote USP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
32805	5 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)
32808	10 ml : 0,2 ml	2	pieza(s)
32820	25 ml : 0,5 ml	2	pieza(s)
32828	50 ml : 1 ml	2	pieza(s)
32838	100 ml : 1 ml	2	pieza(s)
32848	250 ml : 2 ml	2	pieza(s)
32854	500 ml : 5 ml	2	pieza(s)
32862	1.000 ml : 10 ml	1	pieza(s)
32864	2.000 ml : 20 ml	1	pieza(s)


Probetas graduadas, forma alta, BLAUBRAND® ETERNA, clase A, Boro 3.3, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
32705	5 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)
32708	10 ml : 0,2 ml	2	pieza(s)
32720	25 ml : 0,5 ml	2	pieza(s)
32728	50 ml : 1 ml	2	pieza(s)
32738	100 ml : 1 ml	2	pieza(s)
32748	250 ml : 2 ml	2	pieza(s)
32754	500 ml : 5 ml	2	pieza(s)
32762	1.000 ml : 10 ml	1	pieza(s)
32764	2.000 ml : 20 ml	1	pieza(s)


Probetas graduadas, forma alta, SILBERBRAND ETERNA, clase B, Boro 3.3

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
31905	5 ml : 0,1 ml	2	pieza(s)
31908	10 ml : 0,2 ml	2	pieza(s)
31920	25 ml : 0,5 ml	2	pieza(s)
31928	50 ml : 1 ml	2	pieza(s)
31938	100 ml : 1 ml	2	pieza(s)
31948	250 ml : 2 ml	2	pieza(s)
31954	500 ml : 5 ml	2	pieza(s)
31962	1.000 ml : 10 ml	1	pieza(s)
31964	2.000 ml : 20 ml	1	pieza(s)


Probetas graduadas, forma baja, SILBERBRAND ETERNA, clase B, Boro 3.3

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
42008	10 ml : 1 ml	2	pieza(s)
42020	25 ml : 1 ml	2	pieza(s)
42028	50 ml : 2 ml	2	pieza(s)
42038	100 ml : 2 ml	2	pieza(s)
42048	250 ml : 5 ml	2	pieza(s)
42054	500 ml : 10 ml	2	pieza(s)
42062	1.000 ml : 20 ml	1	pieza(s)
42064	2.000 ml : 50 ml	1	pieza(s)





Probetas de mezcla, forma alta, BLAUBRAND®, clase A, Boro 3.3, DE-M, con tapón en PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
32408	10 ml : 0,2 ml, NS 10/19	2	pieza(s)
32420	25 ml : 0,5 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
32428	50 ml : 1 ml, NS 19/26	2	pieza(s)
32438	100 ml : 1 ml, NS 24/29	2	pieza(s)
32448	250 ml : 2 ml, NS 29/32	2	pieza(s)
32454	500 ml : 5 ml, NS 34/35	2	pieza(s)
32462	1.000 ml : 10 ml, NS 45/40	1	pieza(s)



Probetas de mezcla, forma alta, SILBERBRAND ETERNA, clase B, Boro 3.3, con tapón en PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
33908	10 ml : 0,2 ml	2	pieza(s)
33920	25 ml : 0,5 ml	2	pieza(s)
33928	50 ml : 1 ml	2	pieza(s)
33938	100 ml : 1 ml	2	pieza(s)
33948	250 ml : 2 ml	2	pieza(s)
33954	500 ml : 5 ml	2	pieza(s)
33962	1.000 ml : 10 ml	1	pieza(s)



Probetas graduadas, forma alta, PMP, clase A, DE-M, graduación azul



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
35108	10 ml : 0,2 ml	2	pieza(s)
35120	25 ml : 0,5 ml	2	pieza(s)
35128	50 ml : 1 ml	2	pieza(s)
35138	100 ml : 1 ml	2	pieza(s)
35148	250 ml : 2 ml	2	pieza(s)
35154	500 ml : 5 ml	2	pieza(s)
35162	1.000 ml : 10 ml	1	pieza(s)
35164	2.000 ml : 20 ml	1	pieza(s)


Probetas graduadas, forma alta, clase B, PP, escala en relieve

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
35008	10 ml : 0,2 ml	10	pieza(s)
35020	25 ml : 0,5 ml	10	pieza(s)
35028	50 ml : 1 ml	10	pieza(s)
35038	100 ml : 1 ml	10	pieza(s)
35048	250 ml : 2 ml	5	pieza(s)
35054	500 ml : 5 ml	5	pieza(s)
35062	1.000 ml : 10 ml	5	pieza(s)
35064	2.000 ml : 20 ml	1	pieza(s)


Probetas graduadas, forma baja, PP, escala en relieve

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
41620	25 ml : 0,5 ml	10	pieza(s)
41628	50 ml : 1 ml	10	pieza(s)
41638	100 ml : 2 ml	10	pieza(s)
41648	250 ml : 5 ml	5	pieza(s)
41654	500 ml : 10 ml	5	pieza(s)
41662	1.000 ml : 20 ml	5	pieza(s)


Probetas graduadas, forma alta, clase B, PP, graduación azul

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
34808	10 ml : 0,2 ml	10	pieza(s)
34820	25 ml : 0,5 ml	10	pieza(s)
34828	50 ml : 1 ml	10	pieza(s)
34838	100 ml : 1 ml	10	pieza(s)
34848	250 ml : 2 ml	5	pieza(s)
34854	500 ml : 5 ml	5	pieza(s)
34862	1.000 ml : 10 ml	5	pieza(s)
34864	2.000 ml : 20 ml	1	pieza(s)




Material de laboratorio



Lámina de cierre

página 122



Matraces Erlenmeyer

página 122



Vasos

página 123



Embudos y embudos filtrantes pág. 125



Desecadores

página 128



Trompa de vacío por agua página 129



Mangueras, llaves, etc.

página 129



Varillas agitadoras

página 131



Almacenamiento de equipos

p. 134



Toma de muestras

página 135



Almacenamiento de muestras

p. 138



Detergentes

página 143



Medición de densidad

página 145



Pipetas

página 148



Microscopia

página 149



Lámina de sellado Seal-R-film®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701620	longitud 38 m, anchura 100 mm	12	pieza(s)
701621	longitud 38 m, anchura 100 mm, Rollo individual	1	pieza(s)
701622	longitud 75 m, anchura 50 mm	24	pieza(s)
701623	longitud 75 m, anchura 50 mm, Rollo individual	1	pieza(s)
701624	longitud 75 m, anchura 100 mm	12	pieza(s)
701625	longitud 75 m, anchura 100 mm, Rollo individual	1	pieza(s)
701626	longitud 15 m, anchura 500 mm	6	pieza(s)
701627	longitud 15 m, anchura 500 mm, Rollo individual	1	pieza(s)



Cúter para lámina de sellado



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701650	para lámina de sellado rollos de 50/100 mm	1	pieza(s)



Matraces Erlenmeyer, cuello ancho, Boro 3.3, reborde, graduados



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
92814	25 ml	10	pieza(s)
92817	50 ml	10	pieza(s)
92824	100 ml	10	pieza(s)
92836	250 ml	10	pieza(s)
92839	300 ml	10	pieza(s)
92844	500 ml	10	pieza(s)
92854	1.000 ml	10	pieza(s)
92863	2.000 ml	10	pieza(s)



Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho, Boro 3.3, reborde, graduados



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
92717	50 ml	10	pieza(s)
92724	100 ml	10	pieza(s)
92736	250 ml	10	pieza(s)
92739	300 ml	10	pieza(s)
92744	500 ml	10	pieza(s)
92754	1.000 ml	10	pieza(s)
92763	2.000 ml	10	pieza(s)
92768	3.000 ml	2	pieza(s)
92773	5.000 ml	1	pieza(s)



Matraces Erlenmeyer, cuello ancho, PP, graduados, con tapa a rosca GL 45

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
93170	50 ml	6	pieza(s)
93172	100 ml	6	pieza(s)
93175	250 ml	6	pieza(s)
93180	500 ml	6	pieza(s)
93185	1.000 ml	4	pieza(s)



Vasos de precipitado, forma alta, Boro 3.3, graduados, con pico

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
90617	50 ml	10	pieza(s)
90624	100 ml	10	pieza(s)
90629	150 ml	10	pieza(s)
90636	250 ml	10	pieza(s)
90641	400 ml	10	pieza(s)
90648	600 ml	10	pieza(s)
90654	1.000 ml	10	pieza(s)
90663	2.000 ml	10	pieza(s)
90668	3.000 ml	2	pieza(s)



Vasos de precipitado, forma baja, Boro 3.3, graduados, con pico

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
91214	25 ml	10	pieza(s)
91217	50 ml	10	pieza(s)
91224	100 ml	10	pieza(s)
91229	150 ml	10	pieza(s)
91236	250 ml	10	pieza(s)
91241	400 ml	10	pieza(s)
91248	600 ml	10	pieza(s)
91253	800 ml	10	pieza(s)
91254	1.000 ml	10	pieza(s)
91263	2.000 ml	10	pieza(s)
91268	3.000 ml	4	pieza(s)
91273	5.000 ml	1	pieza(s)





Vasos de precipitado, forma baja, Boro 3.3, no graduados, con pico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
91210	5 ml	10	pieza(s)
91212	10 ml	10	pieza(s)



Vasos de precipitado, forma baja, PP, graduación azul, con pico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
87602	10 ml : 2 ml	12	pieza(s)
87604	25 ml : 5 ml	12	pieza(s)
87606	50 ml : 10 ml	12	pieza(s)
87608	100 ml : 10 ml	12	pieza(s)
87610	150 ml : 20 ml	12	pieza(s)
87612	250 ml : 25 ml	6	pieza(s)
87614	400 ml : 50 ml	6	pieza(s)
87616	500 ml : 50 ml	6	pieza(s)
87618	600 ml : 50 ml	6	pieza(s)
87620	1.000 ml : 100 ml	6	pieza(s)
87622	2.000 ml : 200 ml	6	pieza(s)
87624	3.000 ml : 250 ml	4	pieza(s)
87626	5.000 ml : 500 ml	4	pieza(s)



Vasos de precipitado, forma baja, ETFE, graduación azul, con pico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
90224	25 ml : 5 ml	1	pieza(s)
90228	50 ml : 10 ml	1	pieza(s)
90238	100 ml : 20 ml	1	pieza(s)
90248	250 ml : 50 ml	1	pieza(s)
90252	400 ml : 50 ml	1	pieza(s)
90254	500 ml : 100 ml	1	pieza(s)
90256	600 ml : 100 ml	1	pieza(s)
90262	1.000 ml : 100 ml	1	pieza(s)



Vasos de precipitado, forma baja, PTFE, no graduados, con pico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
90320	25 ml	1	pieza(s)
90328	50 ml	1	pieza(s)
90338	100 ml	1	pieza(s)
90344	150 ml	1	pieza(s)
90348	250 ml	1	pieza(s)
90352	400 ml	1	pieza(s)
90354	500 ml	1	pieza(s)
90362	1.000 ml	1	pieza(s)
90364	2.000 ml	1	pieza(s)



Embudos, canuto corto, superficie interior estriada, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
145611	diámetro exterior 70 mm, diámetro exterior rama 8 mm, longitud rama 70 mm	10	pieza(s)
145616	diámetro exterior 80 mm, diámetro exterior rama 10 mm, longitud rama 80 mm	10	pieza(s)
145619	diámetro exterior 100 mm, diámetro exterior rama 10 mm, longitud rama 100 mm	10	pieza(s)
145631	diámetro exterior 150 mm, diámetro exterior rama 16 mm, longitud rama 150 mm	10	pieza(s)
145638	diámetro exterior 200 mm, diámetro exterior rama 26 mm, longitud rama 175 mm	1	pieza(s)



Embudos, canuto corto, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
145505	diámetro exterior 35 mm, diámetro exterior rama 6 mm, longitud rama 35 mm	1	pieza(s)
145507	diámetro exterior 40 mm, diámetro exterior rama 6 mm, longitud rama 40 mm	1	pieza(s)
145515	diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 7 mm, longitud rama 50 mm	1	pieza(s)
145520	diámetro exterior 55 mm, diámetro exterior rama 8 mm, longitud rama 55 mm	1	pieza(s)
145525	diámetro exterior 60 mm, diámetro exterior rama 8 mm, longitud rama 60 mm	1	pieza(s)
145530	diámetro exterior 70 mm, diámetro exterior rama 8 mm, longitud rama 70 mm	1	pieza(s)
145535	diámetro exterior 80 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 80 mm	1	pieza(s)
145540	diámetro exterior 100 mm, diámetro exterior rama 10 mm, longitud rama 100 mm	1	pieza(s)
145545	diámetro exterior 120 mm, diámetro exterior rama 16 mm, longitud rama 120 mm	1	pieza(s)
145550	diámetro exterior 150 mm, diámetro exterior rama 16 mm, longitud rama 150 mm	1	pieza(s)
145560	diámetro exterior 200 mm, diámetro exterior rama 26 mm, longitud rama 175 mm	1	pieza(s)



Embudo para polvo, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
146506	diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 20 mm	1	pieza(s)
146508	diámetro exterior 60 mm, diámetro exterior rama 20 mm	1	pieza(s)
146511	diámetro exterior 70 mm, diámetro exterior rama 20 mm	1	pieza(s)
146516	diámetro exterior 80 mm, diámetro exterior rama 26 mm	1	pieza(s)
146519	diámetro exterior 100 mm, diámetro exterior rama 26 mm	1	pieza(s)
146523	diámetro exterior 120 mm, diámetro exterior rama 30 mm	1	pieza(s)



Embudo con esmerilado cónico, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
94905	anchura 40 mm, tallo NS 14/23	10	pieza(s)
94910	anchura 50 mm, tallo NS 19/26	10	pieza(s)
94915	anchura 80 mm, tallo NS 29/32	5	pieza(s)



Embudo de decantación, PP, con tapa roscada de PP, con llave PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
140004	125 ml	1	pieza(s)
140005	250 ml	1	pieza(s)
140006	500 ml	1	pieza(s)
140007	1.000 ml	1	pieza(s)



Embudos, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
147010	diámetro exterior 40 mm, diámetro exterior rama 5 mm, longitud rama 35 mm	24	pieza(s)
147015	diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm	24	pieza(s)
147020	diámetro exterior 75 mm, diámetro exterior rama 10 mm, longitud rama 55 mm	12	pieza(s)
147025	diámetro exterior 100 mm, diámetro exterior rama 13 mm, longitud rama 77 mm	12	pieza(s)
147030	diámetro exterior 120 mm, diámetro exterior rama 14 mm, longitud rama 90 mm	12	pieza(s)
147035	diámetro exterior 150 mm, diámetro exterior rama 17 mm, longitud rama 95 mm	12	pieza(s)



Embudos, superficie interior estriada, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
148215	diámetro exterior 45 mm, diámetro exterior rama 5 mm, longitud rama 44 mm	20	pieza(s)
148220	diámetro exterior 65 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 63 mm	20	pieza(s)
148225	diámetro exterior 80 mm, diámetro exterior rama 10 mm, longitud rama 69 mm	20	pieza(s)
148235	diámetro exterior 100 mm, diámetro exterior rama 11 mm, longitud rama 82 mm	1	pieza(s)
148237	diámetro exterior 120 mm, diámetro exterior rama 11 mm, longitud rama 85 mm	1	pieza(s)
148240	diámetro exterior 150 mm, diámetro exterior rama 14 mm, longitud rama 115 mm	1	pieza(s)
148245	diámetro exterior 180 mm, diámetro exterior rama 14 mm, longitud rama 143 mm	1	pieza(s)



Embudo para polvo, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
148020	diámetro exterior 65 mm, diámetro exterior rama 18 mm, longitud rama 26 mm	10	pieza(s)
148025	diámetro exterior 80 mm, diámetro exterior rama 23 mm, longitud rama 26 mm	10	pieza(s)
148030	diámetro exterior 100 mm, diámetro exterior rama 26 mm, longitud rama 25 mm	10	pieza(s)
148035	diámetro exterior 120 mm, diámetro exterior rama 30 mm, longitud rama 25 mm	10	pieza(s)
148040	diámetro exterior 150 mm, diámetro exterior rama 31 mm, longitud rama 22 mm	5	pieza(s)
148045	diámetro exterior 180 mm, diámetro exterior rama 40 mm, longitud rama 48 mm	1	pieza(s)



Embudos de filtración, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
464003	50 ml, modelo 3 D, porosidad 3	1	pieza(s)
464004	50 ml, modelo 3 D, porosidad 4	1	pieza(s)
464713	75 ml, modelo 11 D, porosidad 3	1	pieza(s)
464714	75 ml, modelo 11 D, porosidad 4	1	pieza(s)
465423	125 ml, modelo 17 D, porosidad 3	1	pieza(s)
465424	125 ml, modelo 17 D, porosidad 4	1	pieza(s)
466133	500 ml, modelo 25 D, porosidad 3	1	pieza(s)
466134	500 ml, modelo 25 D, porosidad 4	1	pieza(s)



Crisol de filtración, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
458021	30 ml, modelo 1 D, porosidad 1	10	pieza(s)
458022	30 ml, modelo 1 D, porosidad 2	10	pieza(s)
458023	30 ml, modelo 1 D, porosidad 3	10	pieza(s)
458024	30 ml, modelo 1 D, porosidad 4	10	pieza(s)
458731	50 ml, modelo 2 D, porosidad 1	10	pieza(s)
458732	50 ml, modelo 2 D, porosidad 2	10	pieza(s)
458733	50 ml, modelo 2 D, porosidad 3	10	pieza(s)
458734	50 ml, modelo 2 D, porosidad 4	10	pieza(s)



Adaptador para crisoles de filtración, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
463616	modelo 1 D, diámetro exterior 41 mm, longitud 125 mm	10	pieza(s)
463732	modelo 2 D, diámetro exterior 50 mm, longitud 132 mm	10	pieza(s)



Desecadores con tapa, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65031	tamaño nominal 15 cm, diámetro exterior 215 mm, Altura 252 mm	1	pieza(s)
65038	tamaño nominal 20 cm, diámetro exterior 270 mm, Altura 309 mm	1	pieza(s)
65043	tamaño nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura 357 mm	1	pieza(s)



Desecadores, PP, tapa, PC, con tapones de ventilación



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65805	tamaño nominal 15 cm, diámetro exterior 170 mm, Altura 195 mm	1	pieza(s)
65810	tamaño nominal 20 cm, diámetro exterior 235 mm, Altura 240 mm	1	pieza(s)
65815	tamaño nominal 25 cm, diámetro exterior 285 mm, Altura 300 mm	1	pieza(s)



Desecadores con tapa con tubo, Boro 3.3, Con llave



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65231	tamaño nominal 15 cm, diámetro exterior 215 mm, Altura, 316 mm	1	pieza(s)
65238	tamaño nominal 20 cm, diámetro exterior 270 mm, Altura, 368 mm	1	pieza(s)
65243	tamaño nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura, 417 mm	1	pieza(s)

Placa de desecación



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65965	porcelana, para tamaño nominal 15 cm, diámetro exterior 140 mm	1	pieza(s)
65975	porcelana, para tamaño nominal 20 cm, diámetro exterior 190 mm	1	pieza(s)
65980	porcelana, para tamaño nominal 25 cm, diámetro exterior 235 mm	1	pieza(s)
66015	PP, para tamaño nominal 15 cm, diámetro exterior 140 mm	1	pieza(s)
66025	PP, para tamaño nominal 20 cm, diámetro exterior 190 mm	1	pieza(s)
66030	PP, para tamaño nominal 25 cm, diámetro exterior 235 mm	1	pieza(s)



Trompa de vacío por agua , PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159600	Conexión de agua R 3/4" 1/2", oliva 10-12 mm	1	pieza(s)



Tubos, silicona



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
143352	diámetro interior manguera 2 mm, diámetro exterior 4 mm, espesor de pared 1 mm	25	metro
143355	diámetro interior manguera 3 mm, diámetro exterior 5 mm, espesor de pared 1 mm	25	metro
143356	diámetro interior manguera 4 mm, diámetro exterior 6 mm, espesor de pared 1 mm	25	metro
143357	diámetro interior manguera 4 mm, diámetro exterior 7 mm, espesor de pared 1,5 mm	25	metro
143358	diámetro interior manguera 5 mm, diámetro exterior 8 mm, espesor de pared 1,5 mm	25	metro
143359	diámetro interior manguera 6 mm, diámetro exterior 9 mm, espesor de pared 1,5 mm	25	metro
143360	diámetro interior manguera 6 mm, diámetro exterior 10 mm, espesor de pared 2 mm	25	metro
143361	diámetro interior manguera 7 mm, diámetro exterior 10 mm, espesor de pared 1,5 mm	25	metro
143362	diámetro interior manguera 8 mm, diámetro exterior 12 mm, espesor de pared 2 mm	25	metro
143364	diámetro interior manguera 10 mm, diámetro exterior 15 mm, espesor de pared 2,5 mm	25	metro



Conector para tubos, PP, rectos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
152400	Universal, diámetro interior manguera 5-17 mm	10	pieza(s)
152705	diámetro interior manguera 3-5 mm	10	pieza(s)
152710	diámetro interior manguera 6-10 mm	10	pieza(s)
152715	diámetro interior manguera 9-13 mm	10	pieza(s)



Reductores, rectos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
152505	PE-HD, diámetro interior manguera 8-10 / 11-14 mm	10	pieza(s)
152510	PE-HD, diámetro interior manguera 12-14 / 18-20,5 mm	10	pieza(s)
152605	PP, diámetro interior manguera 3-5 / 6-10 mm	10	pieza(s)
152615	PP, diámetro interior manguera 6-10 / 9-13 mm	10	pieza(s)



Válvula de retención, PE-HD



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
134002	Plaquita de válvula en FKM, longitud 78 mm, diámetro interior manguera 6-9 mm	10	pieza(s)



Conector para tubos, PP, forma de Y



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
152900	diámetro interior manguera 3 mm	20	pieza(s)
152903	diámetro interior manguera 4-5 mm	20	pieza(s)
152905	diámetro interior manguera 6-7 mm	20	pieza(s)
152907	diámetro interior manguera 8-9 mm	20	pieza(s)
152910	diámetro interior manguera 10-11 mm	20	pieza(s)



Llaves, PTFE, una vía, con olivas



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
88610	diámetro interior manguera 3 mm, orificio 2 mm	1	pieza(s)
88615	diámetro interior manguera 4 mm, orificio 2 mm	1	pieza(s)
88620	diámetro interior manguera 5 mm, orificio 3 mm	1	pieza(s)
88625	diámetro interior manguera 6 mm, orificio 3 mm	1	pieza(s)
88630	diámetro interior manguera 7 mm, orificio 4 mm	1	pieza(s)
88635	diámetro interior manguera 8 mm, orificio 4 mm	1	pieza(s)
88640	diámetro interior manguera 9 mm, orificio 5 mm	1	pieza(s)

Llaves, PTFE, tres vías, con olivas



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
88650	diámetro interior manguera 3 mm, orificio 2 mm	1	pieza(s)
88655	diámetro interior manguera 4 mm, orificio 2 mm	1	pieza(s)
88660	diámetro interior manguera 5 mm, orificio 3 mm	1	pieza(s)
88665	diámetro interior manguera 6 mm, orificio 3 mm	1	pieza(s)
88670	diámetro interior manguera 7 mm, orificio 4 mm	1	pieza(s)
88675	diámetro interior manguera 8 mm, orificio 4 mm	1	pieza(s)
88680	diámetro interior manguera 9 mm, orificio 5 mm	1	pieza(s)



Varillas agitadoras magnéticas, cilíndrico, PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
137100	2 mm x 2 mm	10	pieza(s)
137101	3 mm x 3 mm	10	pieza(s)
137102	5 mm x 2 mm	10	pieza(s)
137103	6 mm x 3 mm	10	pieza(s)
137104	8 mm x 3 mm	10	pieza(s)
137105	12 mm x 4,5 mm	10	pieza(s)
137106	7 mm x 2 mm	10	pieza(s)
137107	8 mm x 1,5 mm	10	pieza(s)
137108	10 mm x 3 mm	10	pieza(s)
137109	13 mm x 3 mm	10	pieza(s)
137110	15 mm x 4,5 mm	10	pieza(s)
137111	15 mm x 1,5 mm	10	pieza(s)
137113	10 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137114	15 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137115	20 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137120	25 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137125	30 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137127	35 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137130	40 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137132	45 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137135	50 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137140	60 mm x 10 mm	10	pieza(s)
137145	70 mm x 10 mm	10	pieza(s)
137150	80 mm x 10 mm	10	pieza(s)
137155	108 mm x 27 mm	1	pieza(s)
137160	159 mm x 27 mm	1	pieza(s)



Varillas agitadoras magnéticas, cilíndrico con anillo central, PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
137404	8 mm x 3 mm	10	pieza(s)
137405	12 mm x 4,5 mm	10	pieza(s)
137410	15 mm x 4 mm	10	pieza(s)
137415	20 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137420	25 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137425	30 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137427	35 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137430	40 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137432	45 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137435	50 mm x 8,5 mm	10	pieza(s)
137445	70 mm x 8,5 mm	10	pieza(s)



Varillas agitadoras magnéticas, triangular, PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
137810	25 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137812	25 mm x 14 mm	10	pieza(s)
137815	35 mm x 10 mm	10	pieza(s)
137817	40 mm x 14 mm	10	pieza(s)
137820	50 mm x 12 mm	10	pieza(s)
137822	55 mm x 14 mm	10	pieza(s)
137826	80 mm x 14 mm	10	pieza(s)



Varillas agitadoras magnéticas, octogonal con anillo central, PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
137607	13 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137608	15 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137610	25 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137612	25 mm x 10 mm	10	pieza(s)
137615	38 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137617	38 mm x 10 mm	10	pieza(s)
137618	51 mm x 8 mm	10	pieza(s)
137620	51 mm x 10 mm	10	pieza(s)
137622	64 mm x 10 mm	10	pieza(s)
137625	75 mm x 12 mm	10	pieza(s)



Varillas agitadoras magnéticas, forma de pesa, PTFE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
137930	longitud 37 mm	10	pieza(s)
137935	longitud 54 mm	10	pieza(s)



Varillas agitadoras magnéticas, forma elíptica, PTFE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
137300	10 mm x 5 mm	10	pieza(s)
137301	15 mm x 6 mm	10	pieza(s)
137302	20 mm x 10 mm	10	pieza(s)
137305	25 mm x 12 mm	10	pieza(s)
137307	32 mm x 15 mm	10	pieza(s)
137310	34 mm x 15 mm	10	pieza(s)
137312	40 mm x 20 mm	10	pieza(s)
137315	50 mm x 20 mm	10	pieza(s)
137320	65 mm x 20 mm	10	pieza(s)
137325	70 mm x 20 mm	10	pieza(s)



Varillas agitadoras magnéticas, forma de cruz, PTFE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
137630	diámetro exterior 10 mm, Altura 5 mm	10	pieza(s)
137632	diámetro exterior 20 mm, Altura 9 mm	10	pieza(s)
137634	diámetro exterior 25 mm, Altura 10 mm	10	pieza(s)
137636	diámetro exterior 30 mm, Altura 12 mm	10	pieza(s)
137638	diámetro exterior 38 mm, Altura 15 mm	10	pieza(s)



Vara para retirar varillas agitadoras magnéticas, PP, con anillo

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
137750	300 mm x 10 mm	1	pieza(s)
137755	450 mm x 10 mm	1	pieza(s)





Vara para retirar varillas agitadoras magnéticas, PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
137700	150 mm x 8 mm	1	pieza(s)
137710	250 mm x 8 mm	1	pieza(s)
137720	350 mm x 8 mm	1	pieza(s)



Varillas agitadoras, vidrio AR-GLAS®, Extremos unidos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
135805	200 mm x 5 mm	50	pieza(s)
135810	200 mm x 6 mm	50	pieza(s)
135815	250 mm x 6 mm	50	pieza(s)
135820	250 mm x 8 mm	50	pieza(s)
135825	300 mm x 8 mm	50	pieza(s)



Bandeja para pipetas, PVC



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
28300	280 mm x 220 mm x 39 mm, 1 compartimento	1	pieza(s)
28305	420 mm x 300 mm x 30 mm, 4 compartimentos	1	pieza(s)
768515	355 mm x 300 mm x 45 mm, 9 compartimentos	1	pieza(s)



Bandeja (bandeja de revelado), PP, blanco, apilable



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
156640	225 mm x 180 mm x 45 mm	1	pieza(s)
156642	300 mm x 240 mm x 70 mm	1	pieza(s)
156644	370 mm x 310 mm x 75 mm	1	pieza(s)
156646	510 mm x 410 mm x 120 mm	1	pieza(s)
156648	625 mm x 530 mm x 140 mm	1	pieza(s)
156650	840 mm x 645 mm x 160 mm	1	pieza(s)



Soporte para pipetas, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
30900	número de plazas 94, giratorio, 230 mm x 450 mm	1	pieza(s)

Bandeja con compartimentos, PVC



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
768505	402 mm x 302 mm x 60 mm, 5 compartimentos	1	pieza(s)
768510	402 mm x 302 mm x 60 mm, 12 compartimentos	1	pieza(s)

Pala medidora, PP, blanco



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
139115	longitud, 160 mm, volumen nominal 50 ml	12	pieza(s)
139120	longitud, 200 mm, volumen nominal 100 ml	12	pieza(s)
139125	longitud, 260 mm, volumen nominal 250 ml	6	pieza(s)
139130	longitud, 315 mm, volumen nominal 500 ml	6	pieza(s)
139135	longitud, 385 mm, volumen nominal 1.000 ml	6	pieza(s)

Pala medidora, PE, color natural




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
139035	longitud, 350 mm, 500 ml	6	pieza(s)
139040	longitud, 400 mm, 1.000 ml	6	pieza(s)



Espátula, PS resistente a impactos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
139810	150 mm, espátula doble	10	pieza(s)
139815	180 mm, espátula doble	10	pieza(s)
139817	180 mm, espátula / cuchara	10	pieza(s)
139820	210 mm, espátula / cuchara	10	pieza(s)



Espátula, PE-HD, núcleo de acero encapsulado



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
136100	longitud 260 mm, diámetro exterior rama 7 mm	1	pieza(s)



Espátula, PP, con diferentes extremos en forma de espátula



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
136110	longitud 245 mm, diámetro exterior rama 6 mm	10	pieza(s)



Vaso para toma de muestras, PTFE, con pico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
90438	100 ml, diámetro exterior 55 mm, Altura 65 mm	1	pieza(s)
90448	250 ml, diámetro exterior 70 mm, Altura 95 mm	1	pieza(s)
90454	500 ml, diámetro exterior 80 mm, Altura 128 mm	1	pieza(s)
90462	1.000 ml, diámetro exterior 105 mm, Altura 155 mm	1	pieza(s)



Pinzas, PMP, bordes afilados



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
112805	longitud 115 mm	10	pieza(s)
112810	longitud 145 mm	10	pieza(s)



Varillas agitadoras, PTFE, forma de espátula



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
136215	200 mm x 8 mm	1	pieza(s)
136220	250 mm x 8 mm	1	pieza(s)
136225	300 mm x 8 mm	1	pieza(s)



Varillas agitadoras, PTFE, con núcleo de acero



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
136315	200 mm x 6 mm	1	pieza(s)
136320	250 mm x 6 mm	1	pieza(s)
136325	300 mm x 6 mm	1	pieza(s)
136335	400 mm x 6 mm	1	pieza(s)



Platos de pesaje, PS, cuadrado



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
155540	7 ml, 45 mm x 45 mm x 7 mm	1 emb est = 500 pieza(s)	1 emb est
155542	100 ml, 84 mm x 84 mm x 24 mm	1 emb est = 500 pieza(s)	1 emb est
155544	250 ml, 140 mm x 140 mm x 21 mm	1 emb est = 500 pieza(s)	1 emb est
155570	7 ml, 45 mm x 45 mm x 7 mm, esterilizadas	1 emb est = 200 pieza(s) (40 bolsas x 5 piezas)	1 emb est
155572	100 ml, 84 mm x 84 mm x 24 mm, esterilizadas	1 emb est = 200 pieza(s) (40 bolsas x 5 piezas)	1 emb est



Platos de pesaje, PS, romboidal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
155546	25 ml, 67 mm x 47 mm x 14 mm	1 emb est = 500 pieza(s)	1 emb est
155548	30 ml, 78 mm x 56 mm x 14 mm	1 emb est = 500 pieza(s)	1 emb est
155550	100 ml, 119 mm x 90 mm x 19 mm	1 emb est = 500 pieza(s)	1 emb est



Platos de pesaje, PS, con pico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
155552	13 ml, 45 mm x 57 mm x 13 mm	1 emb est = 500 pieza(s)	1 emb est
155554	135 ml, 84 mm x 130 mm x 25 mm	1 emb est = 500 pieza(s)	1 emb est
155556	250 ml, 108 mm x 180 mm x 25 mm	1 emb est = 500 pieza(s)	1 emb est



Platos de pesaje, PS, redondo, con asa



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
155558	50 ml, 80 mm x 43 mm	1 emb est = 200 pieza(s)	1	emb est
155560	100 ml, 90 mm x 48 mm	1 emb est = 200 pieza(s)	1	emb est
155562	200 ml, 117 mm x 51 mm	1 emb est = 200 pieza(s)	1	emb est



Cubo, PE-HD, graduados, con asa



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
71772	5.000 ml, Altura 240 mm		1	pieza(s)
71774	10.000 ml, Altura 300 mm		1	pieza(s)



Cubo, PP, borde reforzado con pico vertedor, con asa



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
72376	12.000 ml, Altura 300 mm		1	pieza(s)
72378	15.000 ml, Altura 340 mm		1	pieza(s)



Tapa ajustada, PE-LD, para cubo



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
71771	para cubo de 5 l		1	pieza(s)
71776	para cubo de 10 l		1	pieza(s)



Frasco cuentagotas, vidrio de soda, topacio, con pipeta gotero y mango de goma



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
124529	50 ml		1	pieza(s)
124539	100 ml		1	pieza(s)



Frasco cuentagotas, vidrio de soda, claro, con pipeta gotero y mango de goma



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
124633	50 ml		1	pieza(s)
124639	100 ml		1	pieza(s)



Frasco de laboratorio, Boro 3.3, graduados, con tapa roscada de PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
122520	25 ml, GL 25	10	pieza(s)
122528	50 ml, GL 32	10	pieza(s)
122538	100 ml, GL 45	10	pieza(s)
122548	250 ml, GL 45	10	pieza(s)
122554	500 ml, GL 45	10	pieza(s)
122562	1.000 ml, GL 45	10	pieza(s)
122564	2.000 ml, GL 45	10	pieza(s)
122570	5.000 ml, GL 45	1	pieza(s)
122574	10.000 ml, GL 45	1	pieza(s)



Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704012	100 ml, GL 32	1	pieza(s)
704014	250 ml, GL 32	1	pieza(s)
704016	500 ml, GL 32	1	pieza(s)
704018	1.000 ml, GL 45	1	pieza(s)
704020	2.500 ml, GL 45	1	pieza(s)



Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio, con revestimiento acrílico de etileno

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704002	100 ml, GL 32	1	pieza(s)
704004	250 ml, GL 32	1	pieza(s)
704006	500 ml, GL 32	1	pieza(s)
704008	1.000 ml, GL 45	1	pieza(s)
704010	2.500 ml, GL 45	1	pieza(s)



Piseta, Calidad técnica PFA, cuello estrecho, con cierre roscado de ETFE, Tubo de FEP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
143848	250 ml, GL 25	1	pieza(s)
143854	500 ml, GL 25	1	pieza(s)
143862	1.000 ml, GL 32	1	pieza(s)





Frasco de aclarado, PE-HD, cuello estrecho, con tapa a rosca, con asa de transporte



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
131171	5.000 ml, Con llave	1	pieza(s)
131175	10.000 ml, Con llave	1	pieza(s)



Grifo para frasco de aclarado, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
131100	para frasco de aclarado art. no. 131171 + 131175, R 3/4"	1	pieza(s)



Frasco de almacenamiento, PE-HD, cuello estrecho, con tapa a rosca, con asa de transporte



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
130870	5.000 ml	1	pieza(s)
130874	10.000 ml	1	pieza(s)



Frasco de almacenamiento, PE-HD, cuello ancho, con tapa a rosca, con asa de transporte



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
130970	5.000 ml	1	pieza(s)
130974	10.000 ml	1	pieza(s)



Frasco, PE-LD, cuello ancho, topacio, con tapa a rosca



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129728	50 ml, GL 32	1	pieza(s)
129738	100 ml, GL 32	1	pieza(s)
129748	250 ml, GL 40	1	pieza(s)
129754	500 ml, GL 50	1	pieza(s)
129762	1.000 ml, GL 65	1	pieza(s)
129764	2.000 ml, GL 65	1	pieza(s)



Frasco cuadrado, PE-HD, cuello ancho

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
130338	100 ml, GL 32	1	pieza(s)
130348	250 ml, GL 45	1	pieza(s)
130354	500 ml, GL 54	1	pieza(s)
130362	1.000 ml, GL 54	1	pieza(s)
130363	1.500 ml, GL 80	1	pieza(s)
130365	2.500 ml, GL 80	1	pieza(s)
130368	4.000 ml, GL 80	1	pieza(s)



Cierre roscado con cierre de seguridad desechable, PP, para frasco con rosca

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
130320	GL 32	1	pieza(s)
130322	GL 45	1	pieza(s)
130324	GL 54	1	pieza(s)
130326	GL 80	1	pieza(s)



Frasco, PTFE, cuello ancho, con cierre roscado de PTFE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
130538	100 ml, Diámetro interior del cuello 35 mm	1	pieza(s)
130548	250 ml, Diámetro interior del cuello 42 mm	1	pieza(s)
130554	500 ml, Diámetro interior del cuello 52 mm	1	pieza(s)
130562	1.000 ml, Diámetro interior del cuello 57 mm	1	pieza(s)
130564	2.000 ml, Diámetro interior del cuello 60 mm	1	pieza(s)



Frasco, PE-LD, cuello estrecho

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129016	20 ml, GL 14	100	pieza(s)
129024	30 ml, GL 14	100	pieza(s)
129028	50 ml, GL 18	100	pieza(s)
129038	100 ml, GL 18	50	pieza(s)
129048	250 ml, GL 25	50	pieza(s)
129054	500 ml, GL 25	50	pieza(s)
129062	1.000 ml, GL 28	25	pieza(s)





Accesorio gotero, PE-LD, para frasco con rosca



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129230	GL 14	100	pieza(s)
129232	GL 18	50	pieza(s)
129234	GL 25	50	pieza(s)



Frasco, PE-LD, cuello ancho



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129328	50 ml, GL 32	100	pieza(s)
129338	100 ml, GL 32	50	pieza(s)
129348	250 ml, GL 40	50	pieza(s)
129354	500 ml, GL 50	50	pieza(s)
129362	1.000 ml, GL 65	25	pieza(s)
129364	2.000 ml, GL 65	25	pieza(s)



Cierre roscado, PE-LD



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129208	GL 32	25	pieza(s)
129210	GL 40	25	pieza(s)
129212	GL 50	25	pieza(s)
129214	GL 65	25	pieza(s)



Frasco, PFA, cuello ancho, con cierre roscado de PFA



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
128748	250 ml, rosca S 40	1	pieza(s)
128754	500 ml, rosca S 40	1	pieza(s)
128762	1.000 ml, rosca S 40	1	pieza(s)
128764	2.000 ml, rosca S 40	1	pieza(s)



Frasco cuentagotas, PTFE, con accesorio gotero y tapa de cierre



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
125316	25 ml	1	pieza(s)
125328	50 ml	1	pieza(s)



Atomizador, PP, blanco, cánula dosificadora de PE-LD

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144180	400 ml	5	pieza(s)
144190	850 ml	5	pieza(s)



Vidrio de reloj, vidrio de soda, borde pulido

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
150010	diámetro exterior 40 mm	10	pieza(s)
150015	diámetro exterior 50 mm	10	pieza(s)
150020	diámetro exterior 60 mm	10	pieza(s)
150030	diámetro exterior 70 mm	10	pieza(s)
150040	diámetro exterior 80 mm	10	pieza(s)
150045	diámetro exterior 90 mm	10	pieza(s)
150050	diámetro exterior 100 mm	10	pieza(s)
150060	diámetro exterior 120 mm	10	pieza(s)
150065	diámetro exterior 125 mm	10	pieza(s)
150070	diámetro exterior 150 mm	10	pieza(s)
150080	diámetro exterior 200 mm	10	pieza(s)



Vidrio de reloj, PTFE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
150904	diámetro exterior 40 mm	1	pieza(s)
150907	diámetro exterior 65 mm	1	pieza(s)
150910	diámetro exterior 75 mm	1	pieza(s)
150912	diámetro exterior 80 mm	1	pieza(s)
150915	diámetro exterior 100 mm	1	pieza(s)
150920	diámetro exterior 125 mm	1	pieza(s)



Panos desinfectantes mikrozid®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
44860	Paquete de 100 toallitas	1 emb est = 6 x Paquete de 100 toallitas	1 emb est





perform® classic concentrate mucasol, concentrado líquido, detergente universal



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
44103	frasco de 2 litros, no disponible para EE. UU.	1 emb est = 5 x frasco de 2 litros	1	emb est
44105	bidón de 5 litros, no disponible para EE. UU.	1 emb est = 1 x bidón de 5 litros	1	emb est



Edisonite® CLASSIC, detergente universal, en polvo



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
44205	cubo de 5 kg	1 emb est = 1 x cubo de 5 kg	1	emb est



gigasept® instru AF concentrado líquido, detergente desinfectante



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
44790	frasco de 2 litros	1 emb est = 5 x frasco de 2 litros	1	emb est
44793	bidón de 5 litros	1 emb est = 1 x bidón de 5 litros	1	emb est



líquido universal mikrozid®, detergente desinfectante



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
44880	frasco de 1 litro	1 emb est = 10 x frasco de 1 litro	1	emb est
44885	bidón de 5 litros	1 emb est = 1 x bidón de 5 litros	1	emb est



Schülke Wipes 70, paños desinfectantes



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
44870	rollo de 70 toallitas, 230 mm x 280 mm	1 emb est = 6 x rollo de 70 toallitas	1	emb est

Escurreidor, PS



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
95105	número de plazas 72, Diámetro de varilla 16 mm	1	pieza(s)



Picnómetros según Gay-Lussac, BLAUBRAND®, ajustado, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
43305	5 ml	1	pieza(s)
43308	10 ml	1	pieza(s)
43320	25 ml	1	pieza(s)
43328	50 ml	1	pieza(s)
43338	100 ml	1	pieza(s)



Picnómetros según Gay-Lussac, sin ajustar, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
43205	5 ml	2	pieza(s)
43208	10 ml	2	pieza(s)
43220	25 ml	2	pieza(s)
43228	50 ml	2	pieza(s)
43238	100 ml	2	pieza(s)



Conos de sedimentación según Imhoff, SAN, con tapa roscada



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
388001	Graduación a 1.000 ml	1	pieza(s)



Frascos de oxígeno según Winkler, con tapón vidrio



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
386038	100 ml - 150 ml, NS 14/23	2	pieza(s)
386048	250 ml - 300 ml, NS 19/26	2	pieza(s)





Tubos de centrifuga ASTM, BLAUBRAND®, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
362038	cilíndrico, parte inferior cónica, 100 ml, ASTM D 91	2	pieza(s)
362338	cilíndrico, parte inferior cónica, 100 ml, ASTM D 96	2	pieza(s)



Recipientes de ensayo, PS, claro, para analizador Technicon



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
115015	1,5 ml	1000	pieza(s)
115016	2 ml	1000	pieza(s)
115017	4 ml	1000	pieza(s)



Tapa ajustada para recipientes de ensayo, PE, para analizador Technicon



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
115020	Tapa ajustada para recipientes de ensayo, PE	1000	pieza(s)



Recipientes de ensayo para COULTER COUNTER®, PS, con tapa, PE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
722055	20 ml	1000	pieza(s)



Recipientes de ensayo, PS, con tapa ajustada



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
722060	12 ml	1000	pieza(s)



Vaso para orina, PP, con tapa roscada PE (verde), CE-IVD



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
758905	100 ml	1000	pieza(s)



Vaso universal, PP, con tapa roscada PE (amarillo), y-estéril

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
758910	100 ml	1 emb est = 240 pieza(s) (48 bolsas x 5 piezas)	1	emb est



Vaso para orina, PP, sin tapa, CE-IVD

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
758901	125 ml		1000	pieza(s)



Tapa ajustada para vaso para orina, PE, rojo, CE-IVD

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
758902	Tapa ajustada para vaso para orina		1000	pieza(s)



Placas de Petri, PS

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
452000	Con tapa sin orificios de ventilación, diámetro exterior 94 mm, Altura 16 mm	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
452005	Con tapa con orificios de ventilación, diámetro exterior 94 mm, Altura 16 mm	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
452010	Con tapa con orificios de ventilación, diámetro exterior 55 mm, Altura 14 mm	1 emb est = 1.620 pieza(s)	1	emb est
452015	Con tapa sin orificios de ventilación, diámetro exterior 55 mm, Altura 14 mm	1 emb est = 1.620 pieza(s)	1	emb est



Placas de Petri con tapa, vidrio de soda

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
455701	diámetro exterior 40 mm, altura parte inferior 12 mm	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
455717	diámetro exterior 60 mm, altura parte inferior 15 mm	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
455732	diámetro exterior 80 mm, altura parte inferior 15 mm	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
455742	diámetro exterior 100 mm, altura parte inferior 15 mm	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
455743	diámetro exterior 100 mm, altura parte inferior 20 mm	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
455751	diámetro exterior 150 mm, altura parte inferior 25 mm	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est





Bolsa para desechos, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759705	300 mm x 200 mm	100	pieza(s)



Bolsa para desechos, PA



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759710	300 mm x 200 mm	50	pieza(s)



Soportes para bolsas para desechos, cable de acero



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759703	Soportes para bolsas para desechos	1	pieza(s)



Pipetas de Pasteur, vidrio de soda



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
747715	145 mm, 1,5 ml	1000	pieza(s)
747720	225 mm, 1,5 ml	1000	pieza(s)
747725	270 mm, 1,5 ml	1000	pieza(s)
747730	310 mm, 1,5 ml	1000	pieza(s)



Pipetas de Pasteur, PE-LD



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
747750	Volumen de succión con pera 3,3 ml	500	pieza(s)
747755	1 ml, Volumen de succión con pera 4,4 ml	500	pieza(s)
747760	3 ml, Volumen de succión con pera 6,2 ml	500	pieza(s)
747765	2 ml, Volumen de succión con pera 5 ml	500	pieza(s)
747770	4 ml (volumen a aspirar), Volumen de succión con pera 7 ml	500	pieza(s)
747775	1 ml, Volumen de succión con pera 5,5 ml	500	pieza(s)



Tetina de goma, caucho natural, para pipeta de Pasteur / frasco gotero de vidrio



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
124700	Tetina de goma, caucho natural	100	pieza(s)



Pipeta gotero, fuelle integrado, graduados, PE-LD

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
125410	volumen a aspirar aprox. 1.5 ml, longitud 133 mm, Graduación 0,5; 1; 1,5 ml	100	pieza(s)
125420	volumen a aspirar aprox. 5 ml, longitud 194 mm, Graduación 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 ml	100	pieza(s)



Pipeta gotero, pera de pipeteado integrada, PE-LD

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
125400	volumen a aspirar 1.8 ml, longitud 98 mm	1 emb est = 250 pieza(s)	1 emb est



Recipientes de tinción con accesorio, vidrio de soda

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
472000	Inserto para Recipientes de tinción, 91 mm x 70 mm x 48 mm, para 10 portaobjetos	10	pieza(s)
472200	Recipientes de tinción con tapa, 105 mm x 85 mm x 70 mm	10	pieza(s)
473100	Soporte de alambre para Recipientes de tinción, acero inoxidable	10	pieza(s)



Recipientes de tinción, PMP, sin inserto, claro

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
474300	101 mm x 83 mm x 70 mm, sin inserto, con 2 tapas	4	pieza(s)



Inserto, PP, para cubeta de tinción, PMP, para 20 portaobjetos

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
474305	para cubeta de tinción, PMP, para 20 portaobjetos, art. no. 474200	2	pieza(s)



Recipientes de tinción, Schiefferdecker, con tapa, vidrio de soda

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
472500	85 mm x 70 mm x 45 mm	10	pieza(s)





Recipientes de tinción, Schiefferdecker, con tapa, PMP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
474410	86 mm x 70 mm x 51 mm	4	pieza(s)



Recipientes de tinción, Hellendahl, con tapa, vidrio de soda



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
472600	10 mm x 5 mm x 95 mm	10	pieza(s)



Recipientes de tinción, Hellendahl, vidrio de soda, con ampliación, con tapa



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
472700	6 mm x 5,5 mm x 105 mm	10	pieza(s)



Recipientes de tinción, Hellendahl, PMP, claro, con ampliación, con tapa



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
474400	5,7 mm x 5,7 mm x 90 mm	4	pieza(s)



Recipientes de tinción, Coplin, con tapa, redondo, vidrio de soda



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
472800	115 mm x 80 mm, para 10 portaobjetos	10	pieza(s)



Cubreobjetos, Espesor n.º 1, blanco puro




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
470045	18 mm x 18 mm, cuadrado	2000	pieza(s)
470050	20 mm x 20 mm, cuadrado	2000	pieza(s)
470055	22 mm x 22 mm, cuadrado	2000	pieza(s)
470060	24 mm x 24 mm, cuadrado	2000	pieza(s)
470816	40 mm x 24 mm, rectangular	1000	pieza(s)
470819	50 mm x 24 mm, rectangular	1000	pieza(s)
470820	60 mm x 24 mm, rectangular	1000	pieza(s)

Cubreobjetos de hemocitómetro, Boro 3.3




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
723014	24 mm x 24 mm x 0,4 mm, para cámaras de recuento Fuchs-Rosenthal	100	pieza(s)
723015	26 mm x 20 mm x 0,4 mm, para cámaras de recuento	100	pieza(s)
723016	30 mm x 22 mm x 0,4 mm, para cámaras de recuento Nageotte	100	pieza(s)

Cámaras de recuento, tipo Neubauer, BLAUBRAND®, cuadrícula doble




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
718605	sin abrazaderas con muelle	1	pieza(s)
718620	con abrazaderas con muelle	1	pieza(s)

Cámaras de recuento, Neubauer improved, BLAUBRAND®, cuadrícula doble



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
717805	sin abrazaderas con muelle	1	pieza(s)
717820	con abrazaderas con muelle	1	pieza(s)

Cámaras de recuento, Neubauer improved, líneas claire, BLAUBRAND®, cuadrícula doble




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
717810	sin abrazaderas con muelle	1	pieza(s)

Cámaras de recuento, tipo Thoma, BLAUBRAND®, cuadrícula doble




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
718005	sin abrazaderas con muelle	1	pieza(s)
718020	con abrazaderas con muelle	1	pieza(s)

Cámaras de recuento, tipo Bürker, BLAUBRAND®, cuadrícula doble




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
718905	sin abrazaderas con muelle	1	pieza(s)
718920	con abrazaderas con muelle	1	pieza(s)



Cámaras de recuento, tipo Malassez, BLAUBRAND®, cuadrícula doble




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
719005	sin abrazaderas con muelle	1	pieza(s)



Cámaras de recuento, tipo Bürker-Türk, BLAUBRAND®, cuadrícula doble



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
719505	sin abrazaderas con muelle	1	pieza(s)
719520	con abrazaderas con muelle	1	pieza(s)



Cámaras de recuento, tipo Fuchs-Rosenthal, BLAUBRAND®, cuadrícula doble



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
719805	sin abrazaderas con muelle	1	pieza(s)
719820	con abrazaderas con muelle	1	pieza(s)



Cámaras de recuento, tipo Nageotte, BLAUBRAND®, cuadrícula doble



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
721305	sin abrazaderas con muelle	1	pieza(s)



Portaobjetos, blanco, Altura 1 mm



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
474701	cantos cortados, 76 mm x 26 mm	1 emb est = 2.500 pieza(s)	1 emb est
474702	cantos cortados, bordes mate a ambos lados, 76 mm x 26 mm	1 emb est = 2.500 pieza(s)	1 emb est
474743	cantos pulidos, 76 mm x 26 mm	1 emb est = 2.500 pieza(s)	1 emb est
474744	cantos pulidos, bordes mate a ambos lados, 76 mm x 26 mm	1 emb est = 2.500 pieza(s)	1 emb est



Portaobjetos, 1,2 - 1,5 mm, blanco, con cavidades, borde pulido



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
475505	con 1 cavidad semicircular, 76 mm x 26 mm	1 emb est = 50 pieza(s)	1 emb est
475535	con 2 cavidades semicirculares, 76 mm x 26 mm	1 emb est = 50 pieza(s)	1 emb est
475565	con 3 cavidades semicirculares, 76 mm x 26 mm	1 emb est = 50 pieza(s)	1 emb est

Placa de tinción, vidrio de soda



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
473500	con 12 cavidades, 130 mm x 100 mm x 6 mm, diámetro 20 - 22 mm	1	pieza(s)

Tubo de ensayo de reactivo, Boro 3.3, graduados, con tapón en PP, con pico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
114508	15 mm x 165 mm, 10 ml : 0,1 ml, NS 12/21	10	pieza(s)
114516	17 mm x 200 mm, 20 ml : 0,2 ml, NS 14/23	10	pieza(s)
114521	17 mm x 220 mm, 25 ml : 0,2 ml, NS 14/23	10	pieza(s)
114524	19 mm x 220 mm, 30 ml : 0,5 ml, NS 14/23	10	pieza(s)

Tubos de centrífuga, PC, graduados, borde liso



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
781029	50 ml : 1 ml, 35 mm x 98 mm	10	pieza(s)
781039	100 ml : 2 ml, 41 mm x 115 mm	10	pieza(s)
781040	100 ml : 1 ml, 45 mm x 98 mm	10	pieza(s)

Tubos de centrífuga, PP, con tapa a rosca



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
114817	15 ml, Graduación a 13 ml, sin base para soporte	1 emb est = 750 pieza(s)	1 emb est
114818	15 ml, Graduación a 13 ml, sin base para soporte, esterilizadas	1 emb est = 750 pieza(s)	1 emb est
114820	50 ml, sin base para soporte	1 emb est = 300 pieza(s)	1 emb est
114821	50 ml, sin base para soporte, esterilizadas	1 emb est = 300 pieza(s)	1 emb est
114822	50 ml, con base para soporte	1 emb est = 250 pieza(s)	1 emb est
114823	50 ml, con base para soporte, esterilizadas	1 emb est = 250 pieza(s)	1 emb est



Tubos de centrifuga, PP, reborde, sin tapón, cilíndrico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
115342	10 ml, 16 mm x 100 mm	250	pieza(s)
115346	26 ml, 24 mm x 90 mm	50	pieza(s)
115348	20 ml, 20 mm x 100 mm	50	pieza(s)
115350	48 ml, 30 mm x 100 mm	25	pieza(s)
115352	75 ml, 35 mm x 100 mm	20	pieza(s)
115354	110 ml, 40 mm x 120 mm	20	pieza(s)
115356	125 ml, 45 mm x 120 mm	10	pieza(s)



Tubos de centrifuga, no graduados



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
778012	15 ml, forma fondo cónico, reborde, Altura 113 mm	100	pieza(s)
778013	15 ml, forma fondo cónico, reborde, Altura 113 mm	100	pieza(s)
779012	11 ml, forma fondo afilados, borde recto, Altura 98 mm	100	pieza(s)
779022	13 ml, forma fondo redondo, borde recto, Altura 98 mm	100	pieza(s)



Tapón, PE, para tubos de centrifuga



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
115360	para tubos de centrifuga art. no. 115342, PP, volumen nominal 10 ml	100	pieza(s)
115366	para tubos de centrifuga art. no. 115348, PP, volumen nominal 30 ml	100	pieza(s)
115368	para tubos de centrifuga art. no. 115346, PP, volumen nominal 26 ml	100	pieza(s)
115370	para tubos de centrifuga art. no. 115350, PP, volumen nominal 48 ml	100	pieza(s)
115372	para tubos de centrifuga art. no. 115352, PP, volumen nominal 75 ml	100	pieza(s)
115374	para tubos de centrifuga art. no. 115354, PP, volumen nominal 100 ml	100	pieza(s)
115376	para tubos de centrifuga art. no. 115356, PP, volumen nominal 125 ml	100	pieza(s)



Tubos de cultivo de vidrio, borde recto



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
114105	3 ml, 10 mm x 75 mm, vidrio AR-GLAS®, FCR máx 3.000 G	1 emb est = 250 pieza(s)	1 emb est
114106	5,5 ml, 12 mm x 75 mm, Fiolax®, FCR máx 3.000 G	1 emb est = 250 pieza(s)	1 emb est
114110	7,5 ml, 12 mm x 100 mm, Fiolax®, FCR máx 3.000 G	1 emb est = 144 pieza(s)	1 emb est
114115	13 ml, 16 mm x 100 mm, vidrio AR-GLAS®, FCR máx 2.600 G	1 emb est = 78 pieza(s)	1 emb est
114120	18 ml, 16 mm x 125 mm, vidrio AR-GLAS®, FCR máx 1.800 G	1 emb est = 344 pieza(s)	1 emb est
114125	22 ml, 16 mm x 160 mm, vidrio AR-GLAS®, FCR máx 1.500 G	1 emb est = 344 pieza(s)	1 emb est
114130	30 ml, 18 mm x 180 mm, Fiolax®, FCR máx 900 G	1 emb est = 121 pieza(s)	1 emb est



Tubos de cultivo de vidrio, con tapa roscada de PP

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
113931	6,5 ml, 12 mm x 100 mm, vidrio AR-GLAS®, FCR máx 3.000 G, GL 14	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
113935	10 ml, 16 mm x 100 mm, vidrio AR-GLAS®, FCR máx 3.000 G, GL 18	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
113941	20 ml, 16 mm x 160 mm, vidrio AR-GLAS®, FCR máx 1.800 G, GL 18	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est
113943	30 ml, 18 mm x 180 mm, vidrio AR-GLAS®, FCR máx 1.100 G, GL 18	1 emb est = 100 pieza(s)	1	emb est



Tubos de ensayo, PS, claro

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
114715	universal, 16 mm x 100 mm		2000	pieza(s)
114750	coagulómetro, 12 mm x 55 mm		5000	pieza(s)
114760	universal, 12 mm x 75 mm		4000	pieza(s)



Tapón con lengüeta, PE-LD

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
114720	para tubo de ensayo art.-no. 114715		1000	pieza(s)
114730	para tubo de ensayo art.-no. 114750/114760		1000	pieza(s)



Tubos de sedimentación, PS, claro

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
114740	cónico, 16 mm x 105 mm		2000	pieza(s)



Inoculadores, PS, y-estéril

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
452201	con aguja y bucle, 1 µl, blanco	1000 pieza(s) = 50 x 20 u./bolsa	1000	pieza(s)
452210	con aguja y bucle, 10 µl, azul	1000 pieza(s) = 50 x 20 u./bolsa	1000	pieza(s)
452215	con bucle en ambos extremos, 1 + 10 µl, amarillo	1000 pieza(s) = 50 x 20 u./bolsa	1000	pieza(s)



Accesorios y recambios



Liquid Handling

página 158



Consumibles Life Sciences

página 187



Aparatos volumétricos

página 190



Material de laboratorio

página 199



Adaptador para frascos Dispensette® / seripettor® / Titrette® / QuikSip™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704322	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 22	1	pieza(s)
704325	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 25	1	pieza(s)
704328	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 28	1	pieza(s)
704330	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 30	1	pieza(s)
704338	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 38	1	pieza(s)
704340	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos S 40	1	pieza(s)
704343	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos S 40	1	pieza(s)
704345	PP, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 45	1	pieza(s)
704348	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos S 60	1	pieza(s)
704350	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos S 50	1	pieza(s)
704375	ETFE, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 25	1	pieza(s)
704378	ETFE, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 28	1	pieza(s)
704388	ETFE, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 38	1	pieza(s)
704390	ETFE, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos S 40	1	pieza(s)
704391	PTFE, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos S 40	1	pieza(s)
704395	ETFE, rosca GL 32, adaptadores para rosca de frascos GL 45	1	pieza(s)
704396	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos GL 32	1	pieza(s)
704397	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos GL 38	1	pieza(s)
704398	ETFE, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos GL 32	1	pieza(s)
704399	ETFE, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos GL 38	1	pieza(s)
704419	PP, rosca GL 32, para frascos con esmerilado NS 19/26	1	pieza(s)
704424	PP, rosca GL 32, para frascos con esmerilado NS 24/29	1	pieza(s)
704429	PP, rosca GL 32, para frascos con esmerilado NS 29/32	1	pieza(s)
704430	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos S 54	1	pieza(s)
704431	PP, rosca GL 45, adaptadores para rosca de frascos GL 35	1	pieza(s)



Válvulas de aspiración Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6734	PFA / vidrio /cerámico, ideal para Dispensette® S / S Organic, para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	pieza(s)
6735	PFA / vidrio /cerámico, ideal para Dispensette® S / S Organic, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	pieza(s)
6739	PFA / zafiro, ideal para Dispensette® S Trace Analysis	1	pieza(s)



Válvula de aspiración con juntas seripettor® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6697	para volumen nominal 2 ml, 10 ml	1	pieza(s)
6698	para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)



Válvulas de expulsión Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6727	PFA / vidrio /cerámico / platino-iridio, ideal para Dispensette® S, para volumen nominal 5 ml, 10 ml, sin identificación	1	pieza(s)
6728	PFA / vidrio /cerámico / platino-iridio, ideal para Dispensette® S, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, sin identificación	1	pieza(s)
6729	PFA / vidrio /cerámico / tantalio, ideal para Dispensette® S Organic, para volumen nominal 5 ml, 10 ml, identificación «ORG»	1	pieza(s)
6730	PFA / vidrio /cerámico / tantalio, ideal para Dispensette® S Organic, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, identificación «ORG»	1	pieza(s)
6732	ideal para Dispensette® S Trace Analysis, para volumen nominal 10 ml, PT/IR muelle de válvula	1	pieza(s)
6733	ideal para Dispensette® S Trace Analysis, para volumen nominal 10 ml, tántalo muelle de válvula	1	pieza(s)
6749	ideal para Dispensette® S, para volumen nominal 1 ml, 2 ml, identificación «1+2»	1	pieza(s)



Tapones de ventilación Dispensette® / Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6659	ideal para Titrette®	1	pieza(s)
704492	ideal para Dispensette® S / S Organic	1	pieza(s)
704493	ideal para Dispensette® S Trace Analysis	1	pieza(s)



Tapones de ventilación con cono Luer Dispensette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704495	Tapones de ventilación con cono Luer, sello de junta incluido para bloque de válvulas, PTFE	1	pieza(s)



Juego de juntas de repuesto seripettor® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6696	Juego de juntas de repuesto	1 emb est = 5 set x 3 pieza(s)	emb est



Unidad de dosificación Dispensette® S Trace Analysis



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708035	con anillo de seguridad	1	pieza(s)



Cánulas de dosificación Dispensette® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708002	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, punta fina	1	pieza(s)
708005	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, punta estándar	1	pieza(s)
708006	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta fina	1	pieza(s)
708008	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta estándar	1	pieza(s)
708102	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, con válvula de purga, punta fina	1	pieza(s)
708104	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, con válvula de purga, punta estándar	1	pieza(s)
708106	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, con válvula de purga, punta fina	1	pieza(s)
708109	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, con válvula de purga, punta estándar	1	pieza(s)



Cánulas de dosificación Dispensette® S Organic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708012	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, punta fina	1	pieza(s)
708014	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, punta estándar	1	pieza(s)
708016	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta fina	1	pieza(s)
708019	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, punta estándar	1	pieza(s)
708112	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, con válvula de purga, punta fina	1	pieza(s)
708114	para volumen nominal 5 ml, 10 ml, con válvula de purga, punta estándar	1	pieza(s)
708116	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, con válvula de purga, punta fina	1	pieza(s)
708119	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, con válvula de purga, punta estándar	1	pieza(s)



Cánulas de dosificación Dispensette® S Trace Analysis



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708022	PT/IR muelle de válvula	1	pieza(s)
708024	tántalo muelle de válvula	1	pieza(s)
708122	con válvula de purga, PT/IR muelle de válvula	1	pieza(s)
708124	con válvula de purga, tántalo muelle de válvula	1	pieza(s)



Cánula de dosificación seripettor® / seripettor® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704518	ideal para seripettor®, para volumen nominal 2 ml, punta fina	1	pieza(s)
704520	ideal para seripettor®, para volumen nominal 10 ml, 25 ml, punta estándar	1	pieza(s)
707915	ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 2 ml, 90 mm	1	pieza(s)
707916	ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 10 ml, 90 mm	1	pieza(s)
707918	ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 25 ml, 120 mm	1	pieza(s)
707928	ideal para seripettor® pro, con conexión con cierre Luer para microfiltro	1	pieza(s)



Tubo de dosificación flexible, PTFE, Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708132	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, con válvula de purga, 800 mm	1	pieza(s)
708134	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, con válvula de purga, 800 mm	1	pieza(s)



Sistema de dosificación Dispensette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704209	Tubo de aspiración para volumen nominal 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, longitud 1,5 m, FEP	1	pieza(s)
704210	Tubo de aspiración para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, longitud 1,5 m, FEP	1	pieza(s)
704261	Sistema de extracción, equipamiento básico (sin Dispensette®)	1	pieza(s)
704267	Tubo de aspiración, diámetro exterior 7,6 mm, longitud 10 m, FEP	1	pieza(s)
704268	Montura para trípode para soporte de pared, acero inoxidable	1	pieza(s)
704269	Tubo de aspiración, diámetro exterior 6,9 mm, longitud 1 m, FEP	1	pieza(s)
704270	Adaptador a rosca, rosca exterior 2", rosca interior R 3/4", acero inoxidable	1	pieza(s)
704281	Adaptador a rosca, rosca exterior 3/4", GL 32, PTFE	1	pieza(s)
704282	Adaptador a rosca, rosca interior 3/4", GL 32, PTFE	1	pieza(s)



Portafrascos Dispensette® / Titrette®, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704275	ideal para Dispensette® / Titrette®	1	pieza(s)



Tuerca de sujeción del émbolo Dispensette® S / S Organic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706033	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	pieza(s)
706034	para volumen nominal 25 ml, 50 ml	1	pieza(s)



Mordaza para válvula de purga Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8516	ideal para Dispensette® S	1	pieza(s)
8517	ideal para Dispensette® S Organic	1	pieza(s)
8518	ideal para Dispensette® S Trace Analysis	1	pieza(s)



Llave de montaje



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6748	ideal para Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis / seripettor® pro	1	pieza(s)
6784	ideal para Titrette®	1	pieza(s)



Tubo de purga Dispensette® S / Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6747	ideal para Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis	1	pieza(s)
8317	ideal para Titrette®	1	pieza(s)



Tapa roscada con lengüeta Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706018	ideal para Dispensette® S, PP, para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	pieza(s)
706019	ideal para Dispensette® S, PP, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	pieza(s)
706025	ideal para Dispensette® S Organic, PP, para volumen nominal 2 ml, 10 ml	1	pieza(s)
706027	ideal para Dispensette® S Organic, PP, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	pieza(s)
706029	ideal para Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis, ETFE, para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	1	pieza(s)
706031	ideal para Dispensette® S / S Organic, PTFE, para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml	1	pieza(s)



Tapa roscada con lengüeta seripettor® pro, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
706011	para volumen nominal 2 ml, 10 ml	1	pieza(s)
706012	para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)



Tubo de aspiración telescópico Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis / seripettor® pro / Dispensette® III / TA / Titrette®, FEP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708210	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 70-140 mm	1	pieza(s)
708212	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 125-240 mm	1	pieza(s)
708214	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 195-350 mm	1	pieza(s)
708216	para volumen nominal 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 250-480 mm	1	pieza(s)
708218	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, 170-330 mm	1	pieza(s)
708220	para volumen nominal 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250-480 mm	1	pieza(s)

Tubo de secado Dispensette® / Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707930	PE-LD, sello de junta incluido para bloque de válvulas, PTFE	1	pieza(s)



Adaptador seripettor® pro, Junta ETFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6208	para la cánula de dosificación	1	pieza(s)
6707	para la válvula de aspiración	1	pieza(s)



Tubos de aspiración seripettor®, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704532	250 mm	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
704534	500 mm	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est
704536	para aplicaciones estériles, con junta tórica, 250 mm	1	pieza(s)
704538	para aplicaciones estériles, con junta tórica, 500 mm	1	pieza(s)



Juego de válvulas seripettor®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6790	1 con una válvula de aspiración/expulsión, 2 juntas	1	emb est



Set ajuste del volumen seripettor® / seripettor® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6787	compuesto de botón y indicador	1	pieza(s)





Unidad de accionamiento seripettor® / seripettor® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704541	ideal para seripettor®, para volumen nominal 2 ml	1	pieza(s)
704542	ideal para seripettor®, para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
704544	ideal para seripettor®, para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)
704548	ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
704549	ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)
704551	ideal para seripettor® pro, para volumen nominal 2 ml	1	pieza(s)



Tubo de dosificación flexible seripettor® / seripettor® pro, PTFE, 800 mm



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704522	para volumen nominal 2 ml, 10 ml	1	pieza(s)
704523	para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)



Unidad de dosificación seripettor® / seripettor® pro / QuikSip™, PP/PE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704500	2 ml	1 bolsas = 3 pieza(s)	1 bolsas
704502	10 ml	1 bolsas = 3 pieza(s)	1 bolsas
704504	25 ml	1 bolsas = 3 pieza(s)	1 bolsas
704506	10 ml, esterilizadas	1 emb est = 7 pieza(s)	1 emb est
704507	2 ml, esterilizadas	1 emb est = 7 pieza(s)	1 emb est
704508	25 ml, esterilizadas	1 emb est = 5 pieza(s)	1 emb est



Bloque de válvulas seripettor® / seripettor® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6792	para volumen nominal 2 ml, 10 ml	1	pieza(s)
6794	para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)



Tapa de cierre seripettor®, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704552	para volumen nominal 2 ml, 10 ml	1	pieza(s)
704554	para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)

Sello para bloque de válvulas, PTFE, Dispensette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704486	Sello para bloque de válvulas	1	pieza(s)



Válvula de aspiración Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6636	con boquilla en forma de oliva y anillo de sellado	1	pieza(s)



Válvula de salida Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8898	con boquilla en forma de oliva y anillo de sellado	1	pieza(s)



Microbatería Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
7260	Microbatería Titrette®, 1,5 V (AAA/UM-4/LR03), incl. cubierta del compartimento para pilas	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est



Cubierta del compartimento para pilas Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8857	Cubierta del compartimento para pilas	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est



Cilindro dosificador con bloque de válvulas Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707533	para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
707535	para volumen nominal 25 ml, a partir de SN 01K	1	pieza(s)
707537	para volumen nominal 50 ml, a partir de SN 01K	1	pieza(s)





Sistema de extracción Titrette® para sistema de embalaje Bag-in-Box



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707550	Sistema de extracción Titrette® para sistema de embalaje Bag-in-Box	1	pieza(s)



Cable de interfaz Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8850	Cable de interfaz RS232	1	pieza(s)
707539	Set de adaptación interface RS232 - USB	1	pieza(s)



Cabeza de émbolo Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707530	para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)
707531	para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
707532	para volumen nominal 50 ml	1	pieza(s)



Tapa roscada con lengüeta Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707528	Tapa roscada con lengüeta	1	pieza(s)



Visor Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6783	incolora y marrón/protección lumínica	1 emb est = 4 pieza(s) (2 x 2)	emb est



Cánula de valoración Titrette®, con tapa a rosca, con válvula de purga



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707525	para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
707529	para volumen nominal 25 ml, 50 ml	1	pieza(s)

Clip de carcasa Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8860	ideal para Titrette® SH	1	pieza(s)
8861	ideal para Titrette®, para volumen nominal 10 ml	1	pieza(s)
707558	ideal para Titrette®, para volumen nominal 25 ml	1	pieza(s)
707559	ideal para Titrette®, para volumen nominal 50 ml	1	pieza(s)



Teclas Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707556	«Encendido/Apagado»	1	pieza(s)
707557	«Pausa»	1	pieza(s)



Palanca de válvula Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8816	Palanca de válvula	1	pieza(s)



Carcasa - carcasa trasera Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
8842	standard	1	pieza(s)
8843	con interfaz RS232	1	pieza(s)



Rueda Titrette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
707560	Rueda	1	pieza(s)





BVC botella 2 l, vidrio, para BVC control/basic

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20635809	recubierto, con tapón de rosca, filtro de protección y tubo de entrada	1	pieza(s)



BVC botella 4 l, PP, para BVC control/basic/professional

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20635578	para BVC profesional, con acoplamiento rápido, filtro de protección y tubo de entrada	1	pieza(s)
20635810	para BVC control/basic, con tapón de rosca, filtro de protección y tubo de entrada	1	pieza(s)



VacuuHandControl VHCpro

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20688061	VacuuHandControl VHCpro	1	pieza(s)



Soporte de mesa VacuuHandControl VHCpro

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20635680	Soporte de mesa para VHCpro	1	pieza(s)



Adaptador 8 canales para puntas de pipetas, con expulsor de puntas, para VacuuHandControl VHCpro

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20635679	Adaptador 8 canales para VHCpro	1	pieza(s)



Shuttle BVC para BVC

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20696880	Shuttle BVC	1	pieza(s)



Acoplamiento rápido, conexión botella - BVC sistema de aspiración

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20635808	compl., conexión de la botella a la bomba	1	pieza(s)

Adaptador BVC para la botella de vidrio de 2 l

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20635839	Adaptador BVC	1	pieza(s)



Acoplamiento rápido, conexión VHC - botella

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20635807	compl., con adaptador y tubo de entrada	1	pieza(s)

Mangueras de repuesto para VHC / VHCpro

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20630990	Mangueras de repuesto para VHC / VHCpro, disponible por metros	1	metro


Kit de ampliación conexión BVC, para segundo VHC


Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20699943	Kit de ampliación conexión para segundo VHC	1	pieza(s)


Filtro de protección 2 µm, con manguera para conexión, para BVC

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20638266	Filtro de protección 2 µm, con manguera para conexión, para BVC	1	pieza(s)


Juego de juntas BVC control/professional

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20696879	Juego de juntas	1	pieza(s)


Paso para tapón de rosca para BVC botella colectora

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
20635849	Paso G1/4a-G1/4a-10/8	1	pieza(s)

Adaptador para cell-culture™ unit


Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25933	PVC, para pipetas capilares	1	pieza(s)
25960	SI / PVC, para pipeta de Pasteur	1	pieza(s)
25961	PP, para puntas para pipetas 200 µl	1	pieza(s)


Adaptador para acoplar el aparato cell-culture™ unit


Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25959	PP	1	pieza(s)


Tubo para unidad cell-culture™


Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25962	Tubo de aspiración, silicona, 2.000 mm	1	pieza(s)





Cánula de aspiración aspirador BT QuikSip™, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704575	con válvula de aspiración, PP/EPDM	1	pieza(s)



Válvula de expulsión aspirador BT QuikSip™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704580	PP/EPDM, con juntas	1	pieza(s)



Unidad de accionamiento aspirador BT QuikSip™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704570	Unidad de accionamiento	1	pieza(s)



Junta seripettor® / QuikSip™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
6788	EPDM	1 emb est = 5 pieza(s)	1 emb est



Unidad de pipeteado de 8 canales aspirador BT QuikSip™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704526	PP	1	pieza(s)



Soportes Transferpette® pro / Transferpette® S (modelo a partir de 2020) / Transferpette® electronic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703440	Soporte de mesa (para 1 aparato) Transferpette® pro -8/12, Transferpette® S-8/12, Transferpette® electronic -8/12, hasta 300 µl	1	pieza(s)
704807	Soporte de mesa redonda (para 6 aparatos) Transferpette® pro, Transferpette® pro -8/12, Transferpette® S, Transferpette® S-8/12	1	pieza(s)
705384	Soporte de mesa (para 1 aparato) Transferpette® electronic, Transferpette® electronic -8/12	1	pieza(s)
705385	Soporte de mesa (para 1 aparato) Transferpette® electronic, excepto 0,5-5 ml	1	pieza(s)
705386	Soporte de mesa (para 1 aparato) Transferpette® pro, Transferpette® S, Transferpette® electronic, 2 ml, 0,25/0,5-5 ml	1	pieza(s)
705390	Soporte de 3 aparatos co equipo de red Transferpette® electronic Europa (110-240 V / 50-60 Hz), excepto 0,5-5 ml	1	pieza(s)
705391	Soporte de 3 aparatos co equipo de red Transferpette® electronic UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz), excepto 0,5-5 ml	1	pieza(s)
705392	Soporte de 3 aparatos co equipo de red Transferpette® electronic EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz), excepto 0,5-5 ml	1	pieza(s)




Soportes Transferpette® S + pro + electronic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704811	Soporte de estante (para 1 aparato) Transferpette® S, mono- y multicanal	1	pieza(s)
704812	Soporte de pared (para 1 aparato) Transferpette® S, mono- y multicanal	1	pieza(s)
704881	Soporte de estante (para 1 aparato) Transferpette® pro, mono- y multicanal	1	pieza(s)
704882	Soporte de pared (para 1 aparato) Transferpette® pro, mono- y multicanal	1	pieza(s)
705382	Soporte de pared (para 1 aparato) Transferpette® electronic, mono- y multicanal	1	pieza(s)
705383	Soporte de estante (para 1 aparato) Transferpette® electronic, mono- y multicanal	1	pieza(s)



Recipiente de pesaje micro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708470	Recipiente de pesaje micro para pipetas < 50 µl, incluye 10 filtros y 3 esterillas de cierre	1	emb est
708471	Paquete de filtros para recipiente de pesaje micro, incluido 20 filtros de repuesto	1 emb est = 20 pieza(s)	1 emb est
708472	Set de tapones para recipiente de pesaje micro, incluido 3 tapones de repuesto	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est



Pieza inferior de expulsión Transferpette® S, hasta 1.000 µl, monocal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704730	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 0,1 - 1 µl	1	pieza(s)
704731	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 0,1 - 2,5 µl	1	pieza(s)
704732	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 0,5 - 10 µl	1	pieza(s)
704733	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 2 - 20 µl	1	pieza(s)
704734	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 5 - 50 µl	1	pieza(s)
704735	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 10 - 100 µl	1	pieza(s)
704736	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 20 - 200 µl	1	pieza(s)
704737	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), variable, 100 - 1.000 µl	1	pieza(s)
704739	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 10 µl	1	pieza(s)
704740	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 20 µl	1	pieza(s)
704741	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 25 µl	1	pieza(s)
704742	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 50 µl	1	pieza(s)
704743	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 100 µl	1	pieza(s)
704745	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 200 µl	1	pieza(s)
704746	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 500 µl	1	pieza(s)
704747	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), fija, 1.000 µl	1	pieza(s)



Pieza superior de expulsión Transferpette® S + pro + electronic, hasta 1.000 µl monocal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705508	ideal para Transferpette®, fijo 10 µl + variable 0,1 - 1 µl, 0,1 - 2,5 µl y 0,5 - 10 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
705509	ideal para Transferpette®, fijo 20 µl, 25 µl, 50 µl, 100 µl y 200 µl + variable 2 - 20 µl, 5 - 50 µl, 10 - 100 µl und 20 - 200 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
705510	Transferpette® electronic, hasta 1.000 µl, monocal	1	pieza(s)
705511	ideal para Transferpette® S, fijo, 500 y 1.000 µl + variable, 100-1.000 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
705513	Transferpette® pro, hasta 1.000 µl, monocal	1	pieza(s)



Pieza inferior de expulsión Transferpette® electronic, hasta 1.000 µl, monocal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705548	ideal para Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl	1	pieza(s)
705550	ideal para Transferpette® electronic, 2 - 20 µl	1	pieza(s)
705553	ideal para Transferpette® electronic, 10 - 200 µl	1	pieza(s)
705555	ideal para Transferpette® electronic, 50 - 1.000 µl	1	pieza(s)



Pieza inferior de expulsión Transferpette® pro, hasta 1.000 µl, monocal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704705	ideal para Transferpette® pro, variable, 0,1 - 1 µl	1	pieza(s)
704706	ideal para Transferpette® pro, variable, 0,1 - 2,5 µl	1	pieza(s)
704707	ideal para Transferpette® pro, variable, 0,5 - 10 µl	1	pieza(s)
704710	ideal para Transferpette® pro, variable, 2 - 20 µl	1	pieza(s)
704711	ideal para Transferpette® pro, variable, 5 - 50 µl	1	pieza(s)
704712	ideal para Transferpette® pro, variable, 10 - 100 µl	1	pieza(s)
704713	ideal para Transferpette® pro, variable, 20 - 200 µl	1	pieza(s)
704714	ideal para Transferpette® pro, variable, 30 - 300 µl	1	pieza(s)
704715	ideal para Transferpette® pro, variable, 100 - 1.000 µl	1	pieza(s)



Juego de pieza superior e inferior de expulsión Transferpette® S + pro + electronic, monocal a partir de 2 ml



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
7299	ideal para Transferpette® electronic, 0,25 ml - 5 ml	1	pieza(s)
704755	ideal para Transferpette® pro, variable, 250 - 2.500 µl	1	pieza(s)
704756	ideal para Transferpette® pro, variable, 0,5 ml - 5 ml	1	pieza(s)
704757	ideal para Transferpette® pro, variable, 1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
704765	ideal para Transferpette® S, 2 ml, fija, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704766	ideal para Transferpette® S, , 0,5 ml - 5 ml, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704767	ideal para Transferpette® S, , 1 ml - 10 ml, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)



Pieza inferior del vástago Transferpette® S + pro + electronic, monocal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703247	ideal para Transferpette® S + pro + electronic, fija 2 ml, variable 5 ml	1	pieza(s)
704628	ideal para Transferpette® S + pro, variable, 1.000 - 10.000 µl, monocal	1	pieza(s)
704689	ideal para Transferpette® pro, variable, 250 - 2500 µl, monocal	1	pieza(s)





Junta y arandela Transferpette® S + pro + electronic, monocal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
7228	Junta tórica para la unidad del émbolo, ideal para Transferpette® pro, variable, 250 - 2500 µl, monocal	1	pieza(s)
7288	Junta tórica para la unidad del émbolo, ideal para Transferpette® S 2 y 5 ml + pro 5 ml + electronic 5 ml	1	pieza(s)
7298	Junta tórica para la unidad del émbolo, ideal para Transferpette® S + pro, variable, 1.000 - 10.000 µl, monocal	1	pieza(s)
704610	Junta del émbolo con muelle, ideal para Transferpette® S + pro, fijo 20 µl y variable 2 - 20 µl, monocal	1	pieza(s)
704614	Junta del émbolo con muelle, ideal para Transferpette® S, fijo, 25 µl, monocal	1	pieza(s)
704617	Junta del émbolo con muelle, ideal para Transferpette® S + pro, variable, 5 - 50 µl, monocal	1	pieza(s)
704661	Junta del émbolo con muelle, ideal para Transferpette® S + pro, fijo, 50 y 100 µl + variable, 10 - 100 µl, monocal	1	pieza(s)
704662	Junta del émbolo con muelle, ideal para Transferpette® S + pro + electronic, fijo, 200 µl y variable, 10/20 - 200 µl, monocal	1	pieza(s)
704663	Junta del émbolo con muelle, ideal para Transferpette® S + pro + electronic, fijo, 500 y 1.000 µl, variable, 50/100-1.000 µl, monocal	1	pieza(s)
704664	Junta del émbolo con muelle, ideal para Transferpette® pro, variable, 30 - 300 µl, monocal	1	pieza(s)
705530	Junta del émbolo con muelle, ideal para Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, monocal	1	pieza(s)



Junta y arandela Transferpette® S + pro + electronic, multicanal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703340	Junta del émbolo, ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 0,5 - 10 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
703341	Junta del émbolo, ideal para Transferpette® electronic, 1 - 20 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
703343	Junta del émbolo, ideal para Transferpette® S + pro, 5 - 50 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
703344	Junta del émbolo, ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 10 - 100 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
703345	Junta del émbolo, ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 20 - 200 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
703346	Junta del émbolo, ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 30 - 300 µl, multicanal	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est
703380	Junta tórica, ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 0,5 - 10 y 1 - 20 µl, multicanal	1 emb est = 24 pieza(s)	1 emb est
705618	Junta tórica, ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 5 - 50, 10 - 100, 20 - 200 y 30 - 300 µl, multicanal	1 emb est = 24 pieza(s)	1 emb est
705619	Junta tórica, ideal para Transferpette® pro + electronic, 50 - 1.250 µl, multicanal	1 emb est = 24 pieza(s)	1 emb est



Unidad del émbolo Transferpette® S + pro + electronic, monocal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704600	ideal para Transferpette® S + pro, variable, 0,1 - 1 µl, monocal	1	pieza(s)
704601	ideal para Transferpette® S + pro, fijo 10 µl y variable 0,5 - 10 µl, monocal	1	pieza(s)
704602	ideal para Transferpette® S + pro, fijo 20 µl y variable 2 - 20 µl, monocal	1	pieza(s)
704606	ideal para Transferpette® S + pro, variable, 500 - 5.000 µl, monocal	1	pieza(s)
704607	ideal para Transferpette® S + pro, variable, 1.000 - 10.000 µl, monocal	1	pieza(s)
704608	ideal para Transferpette® S, fijo, 25 µl, monocal	1	pieza(s)
704615	ideal para Transferpette® S + pro, variable, 5 - 50 µl, monocal	1	pieza(s)
704616	ideal para Transferpette® S, variable, 0,1 - 2,5 µl, monocal	1	pieza(s)
704654	ideal para Transferpette® S + pro, fijo, 50 y 100 µl + variable, 10 - 100 µl, monocal	1	pieza(s)
704655	ideal para Transferpette® S + pro, fijo, 200 µl y variable, 20 - 200 µl, monocal	1	pieza(s)
704656	ideal para Transferpette® S + pro, fijo, 500 y 1.000 µl, variable, 100-1.000 µl, monocal	1	pieza(s)
704667	ideal para Transferpette® pro, variable, 0,1 - 2,5 µl, monocal	1	pieza(s)
704668	ideal para Transferpette® pro, variable, 30 - 300 µl, monocal	1	pieza(s)
704669	ideal para Transferpette® pro, variable, 250 - 2500 µl, monocal	1	pieza(s)
705518	ideal para Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, monocal	1	pieza(s)
705520	ideal para Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, monocal	1	pieza(s)
705523	ideal para Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, monocal	1	pieza(s)
705525	ideal para Transferpette® electronic, 50 - 1.000 µl, monocal	1	pieza(s)
705526	ideal para Transferpette® electronic, 250 - 5.000 µl, monocal	1	pieza(s)



Set de émbolo y junta con muelle Transferpette® S + electronic, monocal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704603	ideal para Transferpette® S, fijo, 50 y 100 µl + variable, 10 - 100 µl, monocal, Modelo hasta 2019	1	pieza(s)
705522	ideal para Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, monocal	1	pieza(s)
705524	ideal para Transferpette® electronic, 50 - 1.000 µl, monocal	1	pieza(s)



Émbolo Transferpette® S + pro + electronic, multical

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705659	ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 0,5 - 10 µl, multical	1	pieza(s)
705662	ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 10 - 100 µl, multical	1	pieza(s)
705663	ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 20 - 200 µl, multical	1	pieza(s)
705664	ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 30 - 300 µl, multical	1	pieza(s)
705666	ideal para Transferpette® S + pro, 5 - 50 µl, multical	1	pieza(s)
705671	ideal para Transferpette® electronic, 1 - 20 µl, multical	1	pieza(s)





Muelle de expulsión Transferpette® S + pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704626	ideal para Transferpette® S + pro, fija 2 ml, variable 2,5 / 5 10 ml	1	pieza(s)



Vástago con muelle de expulsión Transferpette® S + pro + electronic, monocal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704717	ideal para Transferpette® pro, variable, 0,1 - 2,5 µl, monocal	1	pieza(s)
704718	ideal para Transferpette® S + pro, variable, 0,1 - 1 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704719	ideal para Transferpette® S, variable, 0,1 - 2,5 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704721	ideal para Transferpette® S + pro, fijo 10 µl y variable 0,5 - 10 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704722	ideal para Transferpette® S + pro, variable, 5 - 50 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704723	ideal para Transferpette® S + pro, fijo 20 µl y variable 2 - 20 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704724	ideal para Transferpette® S + pro, fijo, 50 y 100 µl + variable, 10 - 100 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704725	ideal para Transferpette® S + pro, fijo, 200 µl y variable, 20 - 200 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704726	ideal para Transferpette® S + pro, fijo, 500 y 1.000 µl, variable, 100-1.000 µl, monocal, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704727	ideal para Transferpette® pro, variable, 2 - 20 µl (gris), monocal	1	pieza(s)
705537	ideal para Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, monocal	1	pieza(s)
705538	ideal para Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, monocal	1	pieza(s)
705539	ideal para Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, monocal	1	pieza(s)
705541	ideal para Transferpette® electronic, 50 - 1.000 µl, monocal	1	pieza(s)



Vástago individual Transferpette® S + pro + electronic, multicanal

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
705615	ideal para Transferpette® electronic, 10-100 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705616	ideal para Transferpette® electronic, 20-200 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705617	ideal para Transferpette® electronic, 30-300 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705620	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 5-50 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705621	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 10-100 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705622	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 20-200 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705623	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020), 30-300 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705631	ideal para Transferpette® electronic, 10-100 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705632	ideal para Transferpette® electronic, 20-200 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705633	ideal para Transferpette® electronic, 30-300 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705634	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020) + pro, 5-50 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705635	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020) + pro, 10-100 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705636	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020) + pro, 20-200 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705638	ideal para Transferpette® S (modelo a partir de 2020) + pro, 30-300 µl, forma redondeada	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705677	ideal para Transferpette® S + pro + electronic, 0,5-10 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est
705678	ideal para Transferpette® electronic, 1-20 µl	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est



Vástago de pipeta completo Transferpette® electronic, monocanal

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
705528	ideal para Transferpette® electronic 0,5 - 10 µl		1	pieza(s)
705529	ideal para Transferpette® electronic 2 - 20 µl		1	pieza(s)
705546	ideal para Transferpette® electronic 10 - 200 µl		1	pieza(s)
705547	ideal para Transferpette® electronic 50 - 1.000 µl		1	pieza(s)
705549	ideal para Transferpette® electronic 250 - 5.000 µl		1	pieza(s)



Filtro Transferpette® S + pro + electronic, PE

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
704652	Filtro Transferpette® S + pro + electronic, 2 ml, 2,5 ml, 5 ml	1 emb est = 25 pieza(s)	1	emb est
704653	Filtro Transferpette® S + pro, 1-10 ml	1 emb est = 25 pieza(s)	1	emb est





Campo de etiquetado Transferpette® S + pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704750	Transferpette® S, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)
704752	Transferpette® pro	1	pieza(s)



Lámina de etiquetado Transferpette® S + pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704751	Transferpette® S, Modelo a partir de 2020	1 emb est = 5 pieza(s)	1 emb est
704753	Transferpette® pro	1 emb est = 5 pieza(s)	1 emb est



Pulsador de pipeteado Transferpette® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704748	Pulsador de pipeteado, anillo de retención incl., Transferpette® S, Modelo a partir de 2020	1	pieza(s)



Grasa para émbolos y ejes guía Transferpette®



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703675	Grasa para émbolos, Transferpette® pro + electronic, 50 - 1.250 µl, multicanal, aprox. 1 g	1	pieza(s)
703677	Grasa siliconada para émbolos, Transferpette® S + pro 2 / 2,5 / 5 y 10 ml, monocanal + todas las multicanal (hasta 300 µl), aprox. 1 g	1	pieza(s)
703678	Grasa fluorada para ejes guía, Transferpette®, multicanal, aprox. 1 g	1	pieza(s)
705502	Grasa siliconada para émbolos, Transferpette® S + pro + electronic, hasta 1.000 µl monocanal, aprox. 0,3 g	1	pieza(s)



Paquete de baterías NiMH Transferpette® electronic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705500	Paquete de baterías NiMH Transferpette® electronic	1	pieza(s)

Fuente de alimentación Transferpette® electronic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705350	Fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705351	Fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705352	Fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705353	Fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)

Unidad de émbolo y vástago Transferpette® pro + electronic, 50 - 1.250 µl, multicanal



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705665	Unidad de émbolo y vástago Transferpette® electronic, 50 - 1.250 µl, multicanal	1	pieza(s)
705675	Unidad de émbolo y vástago Transferpette® pro, 50 - 1.250 µl, multicanal	1	pieza(s)

Filtro y tapón para PLT unit



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703978	Filtro y tapón para PLT unit, PE, 10 filtros + 1 tapón	1 emb est = 10 filtros + 1 tapón	1 emb est

Fuente de alimentación universal con adaptador de país, para PLT unit



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703979	universal (100-240 V / 50-60 Hz) para PLT unit	1	pieza(s)

Adaptador para pipetas para PLT unit



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703975	Monocanal adaptador de pipetas para PLT unit, para comprobaciones con punta	1	pieza(s)
703976	Monocanal adaptador de pipetas para PLT unit, para comprobaciones sin punta	1	pieza(s)
703977	4-canal adaptador de pipetas para PLT unit, para comprobaciones con y sin punta	1	pieza(s)



Bloque con orificios Transferpettor



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
654052	500 µl-10 ml, rojo		1	pieza(s)
655074	100/200 µl, azul		1	pieza(s)



Anillo de sujeción Transferpettor fija + digital, transparente, silicona



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
653054	1-25 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
653055	50 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
653056	100/200 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est



Seguro del vástago de émbolo Transferpettor (macro)



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
654004	500 µl-10 ml, digital		1	pieza(s)



Vástago de émbolo Transferpettor (micro)



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701928	1-5 µl, fija	1 bote = 3 pieza(s)	1	bote
701930	10 µl, fija + digital	1 bote = 3 pieza(s)	1	bote
701932	20/25 µl, fija + digital	1 bote = 3 pieza(s)	1	bote
701934	50 µl, fija + digital	1 bote = 3 pieza(s)	1	bote
701936	100 µl, fija + digital	1 bote = 3 pieza(s)	1	bote
701938	200 µl, fija	1 bote = 3 pieza(s)	1	bote



Vástago de émbolo Transferpettor digital (macro), acero inoxidable



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
654003	2 ml - 10 ml		1	pieza(s)
654019	1 ml - 5 ml		1	pieza(s)
654020	200-1.000 µl		1	pieza(s)
654021	100-500 µl		1	pieza(s)

Set de reparación Transferpettor



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701964	1-5 µl	1	emb est
701965	10 µl	1	emb est
701966	20/25 µl	1	emb est
701967	50 µl	1	emb est
701968	100/200 µl	1	emb est

Estación Transferpettor



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
701960	para 4 equipos 1-200 µl	1	pieza(s)
702890	para 2 equipos 500 µl-10 ml	1	pieza(s)

Tuerca de unión Transferpettor, PP, gris



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
655054	1-25 µl	1	pieza(s)
655055	50 µl	1	pieza(s)
655056	100/200 µl	1	pieza(s)

Batería de ion de litio HandyStep® touch y HandyStep® touch S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705225	Batería de ion de litio	1	pieza(s)

Soporte universal HandyStep® touch y HandyStep® touch S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705235	Soporte universal	1	pieza(s)



Soporte HandyStep® touch y HandyStep® touch S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705230	Soporte	1	pieza(s)



Cable USB, angulado, HandyStep® touch



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705240	Cable USB, angulado	1	pieza(s)



Soporte de carga HandyStep® touch y HandyStep® touch S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705220	Soporte de carga	1	pieza(s)



Fuente de alimentación universal con adaptador de país, HandyStep® touch y HandyStep® touch S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705250	universal (100-240 V / 50-60 Hz), incl. cable USB	1	pieza(s)



Estante HandyStep® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705130	Estante	1	pieza(s)



Soporte de pared HandyStep® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705129	Soporte de pared con cinta adhesiva	1	pieza(s)

Clip de carcasa HandyStep® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
15112	Clip de carcasa HandyStep® S, trasera	1	pieza(s)
15150	Clip de carcasa HandyStep® S, frontal	1	pieza(s)



Paquete de baterías NiMH HandyStep® electrónico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705025	Paquete de baterías NiMH, 4,8 V / 700 mAh	1	pieza(s)



Estación de carga HandyStep® electrónico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705020	Estación de carga, sin Fuente de alimentación	1	pieza(s)



Tapa del compartimento de la batería HandyStep® electrónico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
15295	Tapa del compartimento de la batería	1	pieza(s)



Fuente de alimentación para estación de carga HandyStep® electrónico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705050	Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705051	UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705052	EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705053	Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)



Fuente de alimentación universal con adaptador de país, accu-jet® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26606	universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)





Soporte de pared accu-jet® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26539	Soporte de pared accu-jet® S	1	pieza(s)



Cinta adhesiva accu-jet® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26547	Cinta adhesiva accu-jet® S	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est



Carcasa de adaptador accu-jet® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26658	Carcasa de adaptador, blanco	1	pieza(s)



Adaptador accu-jet® S / pro / auxiliar de pipeteado macro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26146	ideal para auxiliar de pipeteado macro, silicona, 44 mm	1	pieza(s)
26508	ideal para accu-jet® S / pro, silicona, 54 mm, con válvula de retención	1	pieza(s)



Carcasa de adaptador accu-jet® pro / auxiliar de pipeteado macro, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26220	ideal para auxiliar de pipeteado macro, gris, PP	1	pieza(s)
26221	ideal para auxiliar de pipeteado macro, azul, PP	1	pieza(s)
26222	ideal para auxiliar de pipeteado macro, magenta, PP	1	pieza(s)
26223	ideal para auxiliar de pipeteado macro, verde, PP	1	pieza(s)
26652	ideal para accu-jet® pro, azul oscuro, PP	1	pieza(s)
26653	ideal para accu-jet® pro, magenta, PP	1	pieza(s)
26654	ideal para accu-jet® pro, verde, PP	1	pieza(s)
26655	ideal para accu-jet® pro, azul real, PP	1	pieza(s)

Paquete de batería NiMH accu-jet® S / pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26630	Paquete de batería NiMH, 2,4 V / 730 mAh	1	pieza(s)



Cintas adhesivas accu-jet® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26542	12 mm x 65 mm	1 emb est = 2 pieza(s)	1 emb est



Filtro de membrana accu-jet® S / pro / auxiliar de pipeteado macro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26052	ideal para auxiliar de pipeteado macro, PTFE, 3 µm, hidrófobo	1	pieza(s)
26056	ideal para auxiliar de pipeteado macro, PTFE, 3 µm, hidrófobo	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est
26530	ideal para accu-jet® S / pro, PTFE, 0,2 µm, hidrófobo, esterilizadas	1	pieza(s)
26535	ideal para accu-jet® S / pro, PTFE, 0,2 µm, hidrófobo	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est



Fuentes de alimentación accu-jet® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26601	Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26602	UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26603	EE. UU. (120 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26604	Japón (100 V / 50 Hz)	1	pieza(s)
26605	Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)



Soporte de pared accu-jet® pro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26540	Soporte de pared accu-jet® pro	1	pieza(s)





Pera de aspiración auxiliar de pipeteado macro, con anillo roscado, silicona



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26225	gris	1	pieza(s)
26226	azul	1	pieza(s)
26227	magenta	1	pieza(s)
26228	verde	1	pieza(s)



Sistema de válvulas de repuesto auxiliar de pipeteado macro




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26128	Sistema de válvulas de repuesto, PP/silicona	1	pieza(s)



Sistema de aspiración de repuesto auxiliar de pipeteado micro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25805	Sistema de aspiración de repuesto, silicona	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est



Adaptador de recambio auxiliar de pipeteado micro-classic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25931	con tubo de silicona	1 emb est = 3 pieza(s)	1 emb est

Caja/gradilla para PCR



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781362	PP, para recipientes de 0,2 ml, clasificación por color	1 emb est = 5 pieza(s)	1	emb est

Minirrefrigerador para PCR



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781260	PP, para recipientes de 0,2 ml, 96 pocillos/tiras de 8/tiras de 12		2	pieza(s)

Espátula para aplicar para lámina de sellado



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701381	para presionar láminas de sellado autoadhesivos	1 emb est = 2 pieza(s)	1	emb est

Cap Tool para PCR



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
781419	para colocar y retirar tapas de placas para PCR		1	pieza(s)

Cajas de almacenamiento para tubos criogénicos, PC



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
114862	ideal para 81 tubos criogénicos 1,2 y 2 ml (rosca exterior)		4	pieza(s)
114864	ideal para 81 tubos criogénicos 3, 4 y 5 ml (rosca exterior)		5	pieza(s)
114866	ideal para 100 tubos criogénicos 1,2 y 2 ml (rosca interior)		4	pieza(s)

Soporte criogénico para tubos criogénicos, PP



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
114860	azul		4	pieza(s)



Contenedor refrigerador



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
156100	con tapa, 4.500 ml, apilable, espuma de PU	1	pieza(s)



Adaptador, PP, para soportes para recipientes de reacción



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780608	Adaptador, para recipientes, 0,5 ml, PP, para soportes para recipientes de reacción 780605	1 emb est = 20 pieza(s)	1 emb est



Soportes para recipientes de reacción, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
780605	para 20 recipientes 1,5 ml, gris	1	pieza(s)
4341000	para 84 recipientes con diámetro hasta 13 mm, blanco	5	pieza(s)
4341001	para 84 recipientes con diámetro hasta 13 mm, azul	5	pieza(s)
4341002	para 84 recipientes con diámetro hasta 13 mm, rojo	5	pieza(s)
4341050	para 128 recipientes con diámetro hasta 11 mm, blanco	5	pieza(s)
4341051	para 128 recipientes con diámetro hasta 11 mm, azul	5	pieza(s)
4341052	para 128 recipientes con diámetro hasta 11 mm, rojo	5	pieza(s)



Minirrefrigerador, recipientes 0,5 - 2 ml, 0,5 ml - 2 ml, PC



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
114930	temperatura mantenida de 0 °C para 60 minutos, rojo	1	pieza(s)
114935	temperatura mantenida de -20 °C para 60 minutos, amarillo	1	pieza(s)
114940	temperatura mantenida de -70 °C para 45 minutos, blanco	1	pieza(s)



Soportes para cubetas, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759500	gris, para 16 cubetas, 210 mmx70 mmx38 mm	1	pieza(s)

Accesorios para frasco para medios



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
122750	Tapa a rosca, GL 56, PP, blanco, ideal para frasco para medios, 500 ml	10	pieza(s)
122755	Adaptador a rosca, GL 45, PTFE, ideal para frasco para medios	1	pieza(s)



Espátula desechable, PS



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
759800	longitud 120 mm, Diámetro de varilla 3 mm	500	pieza(s)





Tapa roscada de repuesto para matraz aforado de PFA



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129250	GL 18	1	pieza(s)
129252	GL 25	1	pieza(s)



Tapones, silicona



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144310	diámetro exterior 12 mm, Diámetro exterior abajo 8 mm, Altura 20 mm	10	pieza(s)
144315	diámetro exterior 14 mm, Diámetro exterior abajo 11 mm, Altura 20 mm	10	pieza(s)
144320	diámetro exterior 16 mm, Diámetro exterior abajo 12 mm, Altura 20 mm	10	pieza(s)
144325	diámetro exterior 18 mm, Diámetro exterior abajo 14 mm, Altura 20 mm	10	pieza(s)
144330	diámetro exterior 22 mm, Diámetro exterior abajo 17 mm, Altura 25 mm	10	pieza(s)
144340	diámetro exterior 27 mm, Diámetro exterior abajo 21 mm, Altura 30 mm	10	pieza(s)



Tapones, caucho natural, rojo



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144382	diámetro exterior 12 mm, Diámetro exterior abajo 8 mm, Altura 20 mm	25	pieza(s)
144384	diámetro exterior 14 mm, Diámetro exterior abajo 11 mm, Altura 20 mm	25	pieza(s)
144385	diámetro exterior 16 mm, Diámetro exterior abajo 12 mm, Altura 20 mm	25	pieza(s)
144386	diámetro exterior 18 mm, Diámetro exterior abajo 14 mm, Altura 20 mm	25	pieza(s)
144388	diámetro exterior 22 mm, Diámetro exterior abajo 17 mm, Altura 25 mm	25	pieza(s)
144390	diámetro exterior 27 mm, Diámetro exterior abajo 21 mm, Altura 30 mm	25	pieza(s)



Juntas de vidrio esmerilado cónicas, topacio, Boro 3.3, pulido



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144671	NS 10/19, pulido	1	pieza(s)
144672	NS 12/21, pulido	1	pieza(s)
144673	NS 14/23, pulido	1	pieza(s)
144674	NS 19/26, pulido	1	pieza(s)
144676	NS 24/29, pulido	1	pieza(s)



Junta de vidrio esmerilado cónica, Boro 3.3, octogonal

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144515	macizo, NS 12/21	1	pieza(s)
144520	macizo, NS 14/23	1	pieza(s)
144525	macizo, NS 19/26	1	pieza(s)
144530	macizo, NS 24/29	1	pieza(s)
144535	semihueca, NS 29/32	1	pieza(s)
144540	semihueca, NS 34/35	1	pieza(s)
144545	semihueca, NS 45/40	1	pieza(s)



Junta de vidrio esmerilado cónica, Boro 3.3, hexagonal, hueca

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144605	NS 7/16	1	pieza(s)
144610	NS 10/19	1	pieza(s)
144615	NS 12/21	1	pieza(s)
144620	NS 14/23	1	pieza(s)
144625	NS 19/26	1	pieza(s)
144630	NS 24/29	1	pieza(s)
144635	NS 29/32	1	pieza(s)
144640	NS 34/35	1	pieza(s)
144645	NS 45/40	1	pieza(s)



Junta de vidrio esmerilado cónica, PE-LD, octogonal, hueca

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144440	NS 34/35	1	pieza(s)
144445	NS 45/40	1	pieza(s)



Junta de vidrio esmerilado cónica, PP, arandela de agarre cuadrada, hueca

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
144405	NS 7/16	10	pieza(s)
144410	NS 10/19	10	pieza(s)
144415	NS 12/21	10	pieza(s)
144420	NS 14/23	10	pieza(s)
144425	NS 19/26	10	pieza(s)
144430	NS 24/29	10	pieza(s)
144435	NS 29/32	10	pieza(s)






Cordel de algodón, para pipetas, algodón 100%



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
28205	desengrasado, ligero, aprox. 1.3 g/m	1 emb est = 1 kg	1 emb est



Caja de pipetas, aluminio, con almohadilla de silicona en el fondo



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
28920	para pipetas 150-200 mm	1	pieza(s)
28925	para pipetas 235-305 mm	1	pieza(s)
28930	para pipetas 315-385 mm	1	pieza(s)
28935	para pipetas 315-485 mm	1	pieza(s)



Seguro esmerilado para dosificadores basculantes, acero inoxidable



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
55618	NS 29/32	1	pieza(s)



Frasco de reserva, vidrio de soda



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
126963	1.000 ml, NS 29/32	1	pieza(s)



Punta de derrame con tubo de silicona para aparato de valoración Schilling



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11500	Boro 3.3, claro	10	pieza(s)
11505	vidrio AR-GLAS®, topacio	10	pieza(s)



Punta de derrame, PP, para bureta 'economy'



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11600	para llave de PTFE	1	pieza(s)



Punta de bureta de repuesto, Boro 3.3, para bureta y aparato de titulación compactos

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11510	para bureta y aparato de titulación compactos 10 ml, claro	1	pieza(s)
11511	para bureta 25 ml, claro	1	pieza(s)
11512	para bureta y aparato de titulación compactos 50 ml, claro	1	pieza(s)
11515	para bureta y aparato de titulación compactos 25 ml / 50 ml, topacio	1	pieza(s)



para bureta y aparato de titulación compactos, Boro 3.3, topacio, para bureta y aparato de titulación compactos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11519	10 ml	1	pieza(s)
11521	25 ml	1	pieza(s)
11522	50 ml	1	pieza(s)



Llave de bureta, Boro 3.3, topacio, PTFE punzón



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
81927	llave lateral, para bureta 25 ml / 50 ml	1	pieza(s)
81937	llave recta, para bureta 25 ml	1	pieza(s)
81939	llave recta, para bureta 50 ml	1	pieza(s)



Llave de bureta, PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11800	para bureta 'economy', con punta PP,, completo	1	pieza(s)
11805	para bureta y aparato de titulación compactos	1	pieza(s)



Juntas FKM para la llave para bureta y aparato de titulación compactos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11810	Junta para llave de bureta 11805 / bureta y aparato de titulación compactos, FKM	1	pieza(s)





Tapa para buretas, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
16400	diámetro interior 20 mm, Altura 30 mm	10	pieza(s)



Pinza para buretas



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
578000	aluminio fundido a presión, para 2 buretas	1	pieza(s)
578001	aluminio fundido a presión, para 1 bureta hasta 50 ml	1	pieza(s)



Pinza para micro bureta, tipo Bang



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
915	para micro bureta, tipo Bang	1	pieza(s)



Pie para micro bureta, tipo Bang



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4053	para micro bureta, tipo Bang	1	pieza(s)



Tubo de bureta de repuesto para aparatos de titulación compactos de cero automático, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23833	SILBERBRAND, 10 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23836	SILBERBRAND, 25 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23838	SILBERBRAND, 50 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23843	BLAUBRAND®, 10 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)
23846	BLAUBRAND®, 25 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)
23848	BLAUBRAND®, 50 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)

Trípode para buretas



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23882	Trípode para buretas	1	pieza(s)



Husillo de repuesto para llave de válvula con seguro, PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
82170	para bureta 2 ml - 50 ml, con llave recta o lateral	1	pieza(s)



Llave de válvula, Boro 3.3, para bureta, Válvula 0 - 2,5 mm



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
82120	llave lateral, para bureta 2 ml / 10 ml	1	pieza(s)
82121	llave lateral, para bureta 25 ml	1	pieza(s)
82122	llave lateral, para bureta 50 ml	1	pieza(s)
82220	llave recta, para bureta 2 ml / 10 ml	1	pieza(s)
82221	llave recta, para bureta 25 ml	1	pieza(s)
82222	llave recta, para bureta 50 ml	1	pieza(s)



Pinza de vidrio esmerilado cónicas, POM



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
55646	NS 29/32, rojo	1	pieza(s)



Buretas 'economy', SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, sin llave, graduación negra



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
10002	25 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)
10004	50 ml : 0,1 ml	1	pieza(s)





compactas-Buretas 'economy', SILBERBRAND, clase B, Boro 3.3, con llave PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
10012	25 ml	1	pieza(s)
10014	50 ml	1	pieza(s)



Tubo de bureta de repuesto para bureta compacta, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13933	SILBERBRAND, 10 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
13936	SILBERBRAND, 25 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
13938	SILBERBRAND, 50 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
13943	BLAUBRAND®, 10 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)
13946	BLAUBRAND®, 25 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)
13948	BLAUBRAND®, 50 ml, tira Schellbach azul	1	pieza(s)



Tubo de bureta para bureta compacta, Boro 3.3, topacio



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
13956	SILBERBRAND, 25 ml	1	pieza(s)
13958	SILBERBRAND, 50 ml	1	pieza(s)
13973	BLAUBRAND®, 10 ml	1	pieza(s)
13976	BLAUBRAND®, 25 ml	1	pieza(s)
13978	BLAUBRAND®, 50 ml	1	pieza(s)



Bureta de repuest para aparato de valoración Schilling, SILBERBRAND, Boro 3.3



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23713	10 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23715	15 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23716	25 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23718	50 ml, tira Schellbach negra	1	pieza(s)
23723	25 ml, topacio, longitud 440 mm	1	pieza(s)
23724	50 ml, topacio, longitud 690 mm	1	pieza(s)

Mecanismo, PP, para aparato de valoración Schilling



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23745	para aparato de valoración Schilling 10 ml	1	pieza(s)
23746	para aparato de valoración Schilling 15 ml	1	pieza(s)
23748	para aparato de valoración Schilling 25 ml / 50 ml	1	pieza(s)



Tubo de llenado de repuesto para aparato de valoración, transparente, PVC




Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
11525	Tubo de llenado de repuesto	1	pieza(s)



Fuelle de goma para aparato de valoración



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23400	semifuelle con válvula/tubo	1	pieza(s)



Macho de repuesto para llave intermedia, para aparato de valoración según Pellet



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
81265	PTFE 4 NS/19, con seguro	1	pieza(s)
81270	PTFE 4 NS/14, con seguro	1	pieza(s)



Macho de repuesto con seguro, para bureta 25 ml / 50 ml



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
81167	llave lateral, PTFE	1	pieza(s)
81248	llave recta	1	pieza(s)



Frasco 2.000 ml, NS 29/32, para aparato de valoración



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23310	Boro 3.3, claro	1	pieza(s)
23320	Boro 3.3, topacio	1	pieza(s)
126965	vidrio de soda, claro	1	pieza(s)
127065	vidrio de soda, topacio	1	pieza(s)





Frasco, PE-LD, para aparatos de titulación compactos y aparato de valoración Schilling, cierre con paso para tubos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129055	500 ml, GL 25	1	pieza(s)
129060	1.000 ml, GL 28	1	pieza(s)
130260	1.000 ml, GL 28	1	pieza(s)



Pie para aparato de valoración Schilling



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23725	para frasco de plástico 500 ml , diámetro 74-76 mm	1	pieza(s)
23728	para frasco de plástico 1000 ml , diámetro 94-96 mm	1	pieza(s)



Uniones hembra esmeriladas con agarre y juntas tóricas, PTFE



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
51467	NS 29/32	1	pieza(s)



Manguito esmerilados , PTFE, pared fina



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
51422	NS 29/32	10	pieza(s)



Bomba acoplable a frasco de repuesto de vidrio, Boro 3.3, para aparatos de titulación compactos



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
23875	claro	1	pieza(s)
23876	topacio	1	pieza(s)

Pulverizador para frasco 1 l Pursept A Xpress / mikrozyd® universal liquid



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
44832	para frasco 1 l Pursept A Xpress / mikrozyd® universal liquid	1	emb est

Anillo de vertido, PP, para frascos de laboratorio



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
122662	GL 32	10	pieza(s)
122664	GL 45	10	pieza(s)

Tapones de ventilación, PC, para desecadore



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65804	con válvula de retención	1	pieza(s)

Junta tórica, CR, para desecadore



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65820	tamano nominal 15 cm	1	pieza(s)
65822	tamano nominal 20 cm	1	pieza(s)
65824	tamano nominal 25 cm	1	pieza(s)

Junta plana para bomba de chorro de agua



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159661	R 3/4"	1	pieza(s)
159664	diámetro exterior 19 mm, Perbunan®, conexión a red de agua	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est

Reductor, PP, para bomba de chorro de agua



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159665	rosca R 3/8"	1	pieza(s)
159667	rosca R 1/2"	1	pieza(s)
159670	rosca M 22 x 1	1	pieza(s)



Válvula antirretorno, PP, para bomba de chorro de agua



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159668	con plaquita de válvula, FKM	1	pieza(s)



Conexión a rosca, PP, para bomba de chorro de agua



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159666	con junta, NBR	1	pieza(s)



Oliva, FKM, para bomba de chorro de agua



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
159669	para diámetro interior manguera 6-9 mm	1	pieza(s)



Pinza de resorte para botellas de oxígeno según Winkler



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
386138	de 100 ml - 150 ml	1	pieza(s)
386148	de 250 ml - 300 ml	1	pieza(s)



Frasco de filtración, Boro 3.3, con tubo lateral



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
73714	250 ml	1	pieza(s)
73719	500 ml	1	pieza(s)
73724	1.000 ml	1	pieza(s)
73729	2.000 ml	1	pieza(s)



Soporte de filtrado, base PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
74506	para 2 embudos, 250 mm x 140 mm	1	pieza(s)
74511	para 4 embudos, 450 mm x 140 mm	1	pieza(s)

Soporte para conos de sedimentación, PMMA/PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
388050	para 2 conos de sedimentación de plástico, 300 mm x 130 mm x 315 mm	1	pieza(s)



Junta de goma, EPDM, cónico, para embudos de filtración



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
462500	Set for nominal size 22-84 mm	1 emb est = 8 pieza(s)	1 emb est
462512	diámetro exterior 22 mm	10	pieza(s)
462617	diámetro exterior 28 mm	10	pieza(s)
462723	diámetro exterior 35 mm	10	pieza(s)
462827	diámetro exterior 42 mm	10	pieza(s)
462932	diámetro exterior 50 mm	10	pieza(s)
463036	diámetro exterior 63 mm	10	pieza(s)
463139	diámetro exterior 76 mm	10	pieza(s)
463243	diámetro exterior 89 mm	10	pieza(s)



Manguito de goma para crisoles de filtración



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
462026	crisol de filtración identificación 1 D, diámetro exterior 41 mm	10	pieza(s)
462231	crisol de filtración identificación 2 D, diámetro exterior 49 mm	10	pieza(s)



Grasa para llaves, sin silicona



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
61610	tubo de 30 g	1	pieza(s)



Tapa Novus, Boro 3.3, para desecadore



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65631	tamaño nominal 15 cm, diámetro exterior 215 mm, Altura 98 mm	1	pieza(s)
65638	tamaño nominal 20 cm, diámetro exterior 270 mm, Altura 107 mm	1	pieza(s)
65643	tamaño nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura 122 mm	1	pieza(s)





Soporte para pipetas para micropipetas intraEND



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708605	para micropipetas intraEND	10	pieza(s)



Tapa roscada, PFA



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129262	S 40, para frasco de cuello ancho	1	pieza(s)



Tapa roscada, PP, para frascos de laboratorio



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
122620	GL 25	10	pieza(s)
122628	GL 32	10	pieza(s)
122638	GL 45	10	pieza(s)



Cierre roscado con cono de obturación, PP, cono de obturación



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
704024	GL 32	1	pieza(s)
704025	GL 45	1	pieza(s)



Pasta de silicona UNISILKON TK M 1011



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
61605	tubo de 50 g	1	pieza(s)



Caja dispensadora, vacía, para schülke wipes 70



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
44875	para schülke wipes 70	1 emb est = 5 pieza(s)	1 emb est

Varillas especiales para escurridor



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
95111	Diámetro de varilla 6 mm, longitud 120 mm	1 emb est = 11 pieza(s)	1 emb est



Tapa de repuesto ETFE, con tubo vertical de FEP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129273	GL 25	1	pieza(s)
129275	GL 32	1	pieza(s)



Accesorio para piseta, PE-LD, para frasco con rosca



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
129222	GL 25	50	pieza(s)
129224	GL 28	25	pieza(s)



Indicador de flujo, SAN



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
134080	para diámetro interior manguera 6-11 mm	5	pieza(s)



Soporte para embudo, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
140300	para embudos de decantación, para varillas con 8-14 mm diámetro	1	pieza(s)
148500	para 1 embudo	5	pieza(s)
148502	para 2 embudos	5	pieza(s)



Tapa con tubo Novus , NS 24/29, Boro 3.3, para desecadore



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
65731	tamano nominal 15 cm, diámetro exterior 215 mm, Altura 85 mm	1	pieza(s)
65738	tamano nominal 20 cm, diámetro exterior 270 mm, Altura 94 mm	1	pieza(s)
65743	tamano nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura 109 mm	1	pieza(s)





Llave de válvula, Boro 3.3, para desecadore



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
82415	para tapa y tubo lateral	1	pieza(s)



Varilla de prolongación, PTFE, para cazo de recogida de muestras



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
90470	para cazo de recogida de muestras, longitud 600 mm	1	pieza(s)



Tapón a rosca, PP, para conos de sedimentación SAN



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
388002	gris	1	pieza(s)
388003	azul, M14	1	pieza(s)



Bote con tapa a presión, PS, con tapa roscada, PE-LD, cónico



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
62315	25 ml	1000	pieza(s)



Bote con tapa ajustada, PP



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
61815	50 ml, diámetro exterior 56 mm, Altura 25 mm	10	pieza(s)
61820	115 ml, diámetro exterior 75 mm, Altura 30 mm	10	pieza(s)



Banda indicadora para esterilización al vapor con indicador de temperatura, papel crepé, autoadhesivo



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
61750	50 m x 19 mm	1	pieza(s)



Recipiente de transporte para portaobjetos, PP, redondo

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
476900	para 5 portaobjetos gruesos o 10 finos	10	pieza(s)



Recipiente portaobjetos, rectangular, PS, 76 mm x 26 mm

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
475800	para 25 portaobjetos	1	pieza(s)
475900	para 50 portaobjetos	1	pieza(s)
476000	para 100 portaobjetos	1	pieza(s)



Soporte para tubos de ensayo, PP

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4340000	para 84 tubos de ensayo, diámetro hasta 13 mm, blanco	5	pieza(s)
4340001	para 84 tubos de ensayo, diámetro hasta 13 mm, azul	5	pieza(s)
4340002	para 84 tubos de ensayo, diámetro hasta 13 mm, rojo	5	pieza(s)
4340010	para 55 tubos de ensayo, diámetro hasta 18 mm, blanco	5	pieza(s)
4340011	para 55 tubos de ensayo, diámetro hasta 18 mm, azul	5	pieza(s)
4340012	para 55 tubos de ensayo, diámetro hasta 18 mm, rojo	5	pieza(s)
4340020	para 40 tubos de ensayo, diámetro hasta 20 mm, blanco	5	pieza(s)
4340021	para 40 tubos de ensayo, diámetro hasta 20 mm, azul	5	pieza(s)
4340022	para 40 tubos de ensayo, diámetro hasta 20 mm, rojo	5	pieza(s)
4340030	para 32 tubos de ensayo, diámetro hasta 25 mm, blanco	5	pieza(s)
4340031	para 32 tubos de ensayo, diámetro hasta 25 mm, azul	5	pieza(s)
4340032	para 32 tubos de ensayo, diámetro hasta 25 mm, rojo	5	pieza(s)
4340040	para 21 tubos de ensayo, diámetro hasta 30 mm, blanco	5	pieza(s)
4340041	para 21 tubos de ensayo, diámetro hasta 30 mm, azul	5	pieza(s)
4340042	para 21 tubos de ensayo, diámetro hasta 30 mm, rojo	5	pieza(s)
4340060	para 55 tubos de ensayo, diámetro hasta 16 mm, blanco	5	pieza(s)
4340061	para 55 tubos de ensayo, diámetro hasta 16 mm, azul	5	pieza(s)
4340062	para 55 tubos de ensayo, diámetro hasta 16 mm, rojo	5	pieza(s)



Soporte para tubos de ensayo, PTFE

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
115510	para 21 tubos de ensayo, diámetro hasta 13 mm, 180 mm x 60 mm x 60 mm	1	pieza(s)
115515	para tubos de ensayo, diámetro hasta 19 mm, 180 mm x 60 mm x 70 mm	1	pieza(s)
115520	para 4 tubos de ensayo, diámetro hasta 30 mm, 180 mm x 60 mm x 80 mm	1	pieza(s)



Índice numérico

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
915	194	8857	165	13933	196	23728	198
4053	194	8860	167	13936	196	23745	197
6208	163	8861	167	13938	196	23746	197
6636	165	8898	165	13943	196	23748	197
6659	159	10002	195	13946	196	23753	101
6696	159	10004	195	13948	196	23755	101
6697	158	10012	196	13956	196	23756	101
6698	158	10014	196	13958	196	23758	101
6707	163	11500	192	13963	99	23766	101
6727	159	11505	192	13966	99	23768	101
6728	159	11510	193	13968	99	23809	101
6729	159	11511	193	13973	196	23810	101
6730	159	11512	193	13976	196	23811	101
6732	159	11515	193	13978	196	23819	100
6733	159	11519	193	15112	183	23820	100
6734	158	11521	193	15150	183	23821	100
6735	158	11522	193	15295	183	23829	101
6739	158	11525	197	16400	194	23830	101
6747	162	11600	192	21911	102	23833	194
6748	162	11800	193	21912	102	23836	194
6749	159	11805	193	21913	102	23838	194
6783	166	11810	193	22316	102	23843	194
6784	162	12484	98	22318	102	23846	194
6787	163	12487	98	22336	102	23848	194
6788	170	12488	98	22338	102	23870	100
6790	163	13536	99	22521	102	23871	100
6792	164	13538	99	22522	102	23872	100
6794	164	13563	99	22523	102	23875	198
7228	174	13566	99	22761	101	23876	198
7260	165	13568	99	22762	101	23882	195
7288	174	13844	98	22763	101	23923	100
7298	174	13847	98	23310	197	23924	100
7299	173	13848	98	23320	197	23925	100
8317	162	13903	99	23400	197	23939	100
8516	161	13906	99	23713	196	23940	100
8517	161	13908	99	23715	196	23941	100
8518	161	13913	99	23716	196	24265	98
8816	167	13916	99	23718	196	24269	98
8842	167	13918	99	23723	196	24596	98
8843	167	13926	100	23724	196	24600	98
8850	166	13928	100	23725	198	25300	46

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
25315	46	26547	184	27702	95	28411	95
25400	46	26601	185	27704	95	28412	95
25805	186	26602	185	27705	97	28413	95
25900	46	26603	185	27706	97	28414	95
25931	186	26604	185	27707	97	28415	95
25933	169	26605	185	27708	97	28920	192
25950	29	26606	183	27709	97	28925	192
25959	169	26630	185	27710	97	28930	192
25960	169	26652	184	27711	97	28935	192
25961	169	26653	184	27712	97	29701	93
25962	169	26654	184	27713	97	29702	93
26052	185	26655	184	27714	97	29703	93
26056	185	26658	184	27715	97	29704	93
26128	186	27002	95	27716	97	29705	93
26146	184	27005	95	27721	96	29706	93
26200	46	27006	95	27722	96	29707	93
26201	46	27009	95	27724	96	29708	93
26202	46	27010	95	27725	96	29709	93
26203	46	27011	95	27727	96	29710	93
26220	184	27013	95	27729	96	29711	93
26221	184	27070	96	27731	96	29712	93
26222	184	27072	96	27816	96	29713	93
26223	184	27073	96	27817	96	29714	93
26225	186	27075	96	27818	96	29715	93
26226	186	27076	96	27819	96	29716	93
26227	186	27077	96	27820	96	29717	93
26228	186	27078	96	27821	96	29718	93
26350	46	27079	96	27822	96	29719	93
26351	46	27107	97	27823	96	29721	93
26352	46	27109	97	27824	96	29722	93
26353	46	27112	97	27825	96	29723	93
26360	46	27113	97	27826	96	29725	93
26361	46	27115	97	27827	96	29727	93
26362	46	27306	97	27828	96	29732	93
26363	46	27309	97	27829	96	29733	93
26508	184	27316	95	28205	192	29734	93
26530	185	27319	95	28300	134	29735	93
26535	185	27506	97	28305	134	29738	93
26539	184	27509	97	28405	95	30502	94
26540	185	27511	97	28406	95	30503	94
26542	185	27513	97	28409	95	30507	94

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
30512	94	32408	118	35020	119	36254	113
30514	94	32420	118	35028	119	36401	108
30515	94	32428	118	35038	119	36402	108
30518	94	32438	118	35048	119	36403	108
30601	94	32448	118	35054	119	36404	108
30602	94	32454	118	35062	119	36406	108
30603	94	32462	118	35064	119	36407	108
30605	94	32705	117	35108	118	36408	108
30606	94	32708	117	35120	118	36548	105
30607	94	32720	117	35128	118	36549	105
30608	94	32728	117	35138	118	36550	105
30609	94	32738	117	35148	118	36551	105
30610	94	32748	117	35154	118	36552	105
30611	94	32754	117	35162	118	36553	105
30612	94	32762	117	35164	118	36838	112
30613	94	32764	117	36008	114	36841	112
30614	94	32805	115	36020	114	36842	112
30615	94	32808	115	36028	114	36843	112
30616	94	32820	115	36038	114	36845	112
30617	94	32828	115	36048	114	36846	112
30618	94	32838	115	36054	114	36847	112
30619	94	32848	115	36062	114	36848	112
30900	134	32854	115	36108	114	36849	112
31905	117	32862	115	36120	114	36850	112
31908	117	32864	115	36128	114	36851	112
31920	117	33908	118	36138	114	36852	112
31928	117	33920	118	36148	114	36853	112
31938	117	33928	118	36154	114	36854	112
31948	117	33938	118	36162	114	36938	104
31954	117	33948	118	36170	114	36943	104
31962	117	33954	118	36172	114	36945	104
31964	117	33962	118	36174	114	36947	104
32105	115	34808	119	36176	114	36948	104
32108	115	34820	119	36178	114	36949	104
32120	115	34828	119	36180	114	36950	104
32128	115	34838	119	36182	114	36951	104
32138	115	34848	119	36208	113	36952	104
32148	115	34854	119	36220	113	36953	104
32154	115	34862	119	36228	113	36954	104
32162	115	34864	119	36238	113	36968	106
32164	115	35008	119	36248	113	36973	106

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
36975	106	37262	106	37465	111	43208	145
36977	106	37263	106	37467	111	43220	145
36978	106	37264	106	37468	111	43228	145
36979	106	37265	106	37469	111	43238	145
36980	106	37266	106	37470	111	43305	145
36981	106	37267	106	37471	111	43308	145
36982	106	37268	106	37481	109	43320	145
36983	106	37288	106	37482	109	43328	145
36984	106	37289	106	37483	109	43338	145
37045	108	37290	103	37484	109	44103	144
37046	108	37291	103	37485	109	44105	144
37047	108	37293	103	37487	109	44205	144
37048	108	37294	106	37488	109	44790	144
37049	108	37401	109	37489	109	44793	144
37050	108	37402	109	37490	109	44832	199
37051	108	37403	109	37491	109	44860	143
37052	108	37404	109	38204	113	44870	144
37053	108	37405	109	38206	113	44875	202
37233	103	37406	109	38208	113	44880	144
37234	103	37407	109	38210	113	44885	144
37236	103	37408	109	41620	119	51422	198
37238	103	37409	109	41628	119	51467	198
37241	103	37410	109	41638	119	55618	192
37243	103	37411	109	41648	119	55646	195
37245	103	37412	109	41654	119	61605	202
37246	103	37413	109	41662	119	61610	201
37247	103	37438	111	42008	117	61750	204
37248	103	37443	111	42020	117	61815	204
37249	103	37445	111	42028	117	61820	204
37250	103	37446	111	42038	117	62315	204
37251	103	37447	111	42048	117	65031	128
37252	103	37448	111	42054	117	65038	128
37253	103	37449	111	42062	117	65043	128
37254	103	37450	111	42064	117	65231	128
37255	103	37451	111	43055	98	65238	128
37256	106	37452	111	43058	98	65243	128
37257	106	37453	111	43066	98	65631	201
37258	106	37461	111	43070	98	65638	201
37259	106	37462	111	43078	98	65643	201
37260	106	37463	111	43088	98	65731	203
37261	106	37464	111	43205	145	65738	203

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
65743	203	87602	124	90354	125	92817	122
65804	199	87604	124	90362	125	92824	122
65805	128	87606	124	90364	125	92836	122
65810	128	87608	124	90438	136	92839	122
65815	128	87610	124	90448	136	92844	122
65820	199	87612	124	90454	136	92854	122
65822	199	87614	124	90462	136	92863	122
65824	199	87616	124	90470	204	93170	123
65965	129	87618	124	90617	123	93172	123
65975	129	87620	124	90624	123	93175	123
65980	129	87622	124	90629	123	93180	123
66015	129	87624	124	90636	123	93185	123
66025	129	87626	124	90641	123	94905	126
66030	129	88610	130	90648	123	94910	126
71771	138	88615	130	90654	123	94915	126
71772	138	88620	130	90663	123	95105	145
71774	138	88625	130	90668	123	95111	203
71776	138	88630	130	91210	124	112805	136
72376	138	88635	130	91212	124	112810	136
72378	138	88640	130	91214	123	113931	155
73714	200	88650	131	91217	123	113935	155
73719	200	88655	131	91224	123	113941	155
73724	200	88660	131	91229	123	113943	155
73729	200	88665	131	91236	123	114105	154
74506	200	88670	131	91241	123	114106	154
74511	200	88675	131	91248	123	114110	154
81167	197	88680	131	91253	123	114115	154
81248	197	90224	124	91254	123	114120	154
81265	197	90228	124	91263	123	114125	154
81270	197	90238	124	91268	123	114130	154
81927	193	90248	124	91273	123	114508	153
81937	193	90252	124	92717	122	114516	153
81939	193	90254	124	92724	122	114521	153
82120	195	90256	124	92736	122	114524	153
82121	195	90262	124	92739	122	114715	155
82122	195	90320	125	92744	122	114720	155
82170	195	90328	125	92754	122	114730	155
82220	195	90338	125	92763	122	114740	155
82221	195	90344	125	92768	122	114750	155
82222	195	90348	125	92773	122	114760	155
82415	204	90352	125	92814	122	114817	153

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
114818	153	115366	154	128762	142	130326	141
114820	153	115368	154	128764	142	130338	141
114821	153	115370	154	129016	141	130348	141
114822	153	115372	154	129024	141	130354	141
114823	153	115374	154	129028	141	130362	141
114830	77	115376	154	129038	141	130363	141
114831	77	115510	205	129048	141	130365	141
114832	77	115515	205	129054	141	130368	141
114833	77	115520	205	129055	198	130538	141
114834	77	122520	139	129060	198	130548	141
114835	77	122528	139	129062	141	130554	141
114840	77	122538	139	129208	142	130562	141
114841	77	122548	139	129210	142	130564	141
114842	77	122554	139	129212	142	130870	140
114843	77	122562	139	129214	142	130874	140
114844	77	122564	139	129222	203	130970	140
114845	77	122570	139	129224	203	130974	140
114850	77	122574	139	129230	142	131100	140
114851	77	122620	202	129232	142	131171	140
114852	77	122628	202	129234	142	131175	140
114853	77	122638	202	129250	190	134002	130
114854	77	122662	199	129252	190	134080	203
114860	187	122664	199	129262	202	135805	134
114862	187	122710	85	129273	203	135810	134
114864	187	122750	189	129275	203	135815	134
114866	187	122755	189	129328	142	135820	134
114930	188	124529	138	129338	142	135825	134
114935	188	124539	138	129348	142	136100	136
114940	188	124633	138	129354	142	136110	136
115015	146	124639	138	129362	142	136215	137
115016	146	124700	148	129364	142	136220	137
115017	146	125316	142	129728	140	136225	137
115020	146	125328	142	129738	140	136315	137
115342	154	125400	149	129748	140	136320	137
115346	154	125410	149	129754	140	136325	137
115348	154	125420	149	129762	140	136335	137
115350	154	126963	192	129764	140	137100	131
115352	154	126965	197	130260	198	137101	131
115354	154	127065	197	130320	141	137102	131
115356	154	128748	142	130322	141	137103	131
115360	154	128754	142	130324	141	137104	131

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
137105	131	137445	132	140004	126	144515	191
137106	131	137607	132	140005	126	144520	191
137107	131	137608	132	140006	126	144525	191
137108	131	137610	132	140007	126	144530	191
137109	131	137612	132	140300	203	144535	191
137110	131	137615	132	143352	129	144540	191
137111	131	137617	132	143355	129	144545	191
137113	131	137618	132	143356	129	144605	191
137114	131	137620	132	143357	129	144610	191
137115	131	137622	132	143358	129	144615	191
137120	131	137625	132	143359	129	144620	191
137125	131	137630	133	143360	129	144625	191
137127	131	137632	133	143361	129	144630	191
137130	131	137634	133	143362	129	144635	191
137132	131	137636	133	143364	129	144640	191
137135	131	137638	133	143848	139	144645	191
137140	131	137700	134	143854	139	144671	190
137145	131	137710	134	143862	139	144672	190
137150	131	137720	134	144180	143	144673	190
137155	131	137750	133	144190	143	144674	190
137160	131	137755	133	144310	190	144676	190
137300	133	137810	132	144315	190	145505	125
137301	133	137812	132	144320	190	145507	125
137302	133	137815	132	144325	190	145515	125
137305	133	137817	132	144330	190	145520	125
137307	133	137820	132	144340	190	145525	125
137310	133	137822	132	144382	190	145530	125
137312	133	137826	132	144384	190	145535	125
137315	133	137930	133	144385	190	145540	125
137320	133	137935	133	144386	190	145545	125
137325	133	139035	135	144388	190	145550	125
137404	132	139040	135	144390	190	145560	125
137405	132	139115	135	144405	191	145611	125
137410	132	139120	135	144410	191	145616	125
137415	132	139125	135	144415	191	145619	125
137420	132	139130	135	144420	191	145631	125
137425	132	139135	135	144425	191	145638	125
137427	132	139810	136	144430	191	146506	126
137430	132	139815	136	144435	191	146508	126
137432	132	139817	136	144440	191	146511	126
137435	132	139820	136	144445	191	146516	126

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
146519	126	152505	130	159670	199	462827	201
146523	126	152510	130	362038	146	462932	201
147010	126	152605	130	362338	146	463036	201
147015	126	152615	130	365538	115	463139	201
147020	126	152705	129	386038	145	463243	201
147025	126	152710	129	386048	145	463616	128
147030	126	152715	129	386138	200	463732	128
147035	126	152900	130	386148	200	464003	127
148020	127	152903	130	388001	145	464004	127
148025	127	152905	130	388002	204	464713	127
148030	127	152907	130	388003	204	464714	127
148035	127	152910	130	388050	201	465423	127
148040	127	155540	137	402038	114	465424	127
148045	127	155542	137	402046	114	466133	127
148215	127	155544	137	452000	147	466134	127
148220	127	155546	137	452005	147	470045	150
148225	127	155548	137	452010	147	470050	150
148235	127	155550	137	452015	147	470055	150
148237	127	155552	137	452201	155	470060	150
148240	127	155554	137	452210	155	470816	150
148245	127	155556	137	452215	155	470819	150
148500	203	155558	138	455701	147	470820	150
148502	203	155560	138	455717	147	472000	149
150010	143	155562	138	455732	147	472200	149
150015	143	155570	137	455742	147	472500	149
150020	143	155572	137	455743	147	472600	150
150030	143	156100	188	455751	147	472700	150
150040	143	156640	134	458021	128	472800	150
150045	143	156642	134	458022	128	473100	149
150050	143	156644	134	458023	128	473500	153
150060	143	156646	134	458024	128	474300	149
150065	143	156648	134	458731	128	474305	149
150070	143	156650	134	458732	128	474400	150
150080	143	159600	129	458733	128	474410	150
150904	143	159661	199	458734	128	474701	152
150907	143	159664	199	462026	201	474702	152
150910	143	159665	199	462231	201	474743	152
150912	143	159666	200	462500	201	474744	152
150915	143	159667	199	462512	201	475505	152
150920	143	159668	200	462617	201	475535	152
152400	129	159669	200	462723	201	475565	152

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
475800	205	701374	71	701922	44	703341	174
475900	205	701376	70	701924	44	703343	174
476000	205	701377	70	701928	180	703344	174
476900	205	701381	187	701930	180	703345	174
578000	194	701430	70	701932	180	703346	174
578001	194	701431	70	701934	180	703380	174
653054	180	701432	70	701936	180	703409	42
653055	180	701440	56	701938	180	703411	42
653056	180	701442	56	701960	181	703440	171
654003	180	701460	57	701964	181	703459	42
654004	180	701462	57	701965	181	703675	178
654019	180	701464	57	701966	181	703677	178
654020	180	701620	122	701967	181	703678	178
654021	180	701621	122	701968	181	703970	32
654052	180	701622	122	702398	46	703975	179
655054	181	701623	122	702399	46	703976	179
655055	181	701624	122	702595	38	703977	179
655056	181	701625	122	702600	38	703978	179
655074	180	701626	122	702603	38	703979	179
701330	74	701627	122	702604	38	703980	33
701340	75	701650	122	702605	38	704002	139
701342	75	701807	43	702608	38	704004	139
701346	75	701812	43	702804	43	704006	139
701347	75	701817	43	702806	43	704008	139
701348	75	701822	43	702810	43	704010	139
701350	75	701842	43	702812	43	704012	139
701352	75	701844	43	702852	44	704014	139
701353	75	701853	43	702854	44	704016	139
701354	75	701858	43	702858	44	704018	139
701355	75	701863	43	702860	44	704020	139
701357	75	701864	43	702864	44	704024	202
701358	75	701868	43	702866	44	704025	202
701360	75	701873	43	702870	44	704209	161
701362	75	701878	43	702872	44	704210	161
701364	71	701900	43	702883	44	704261	161
701365	71	701902	43	702884	44	704267	161
701367	70	701904	43	702885	44	704268	161
701368	75	701906	43	702886	44	704269	161
701370	71	701908	43	702890	181	704270	161
701371	71	701910	43	703247	173	704275	161
701372	71	701920	44	703340	174	704281	161

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
704282	161	704532	163	704689	173	704755	173
704322	158	704534	163	704705	173	704756	173
704325	158	704536	163	704706	173	704757	173
704328	158	704538	163	704707	173	704765	173
704330	158	704541	164	704710	173	704766	173
704338	158	704542	164	704711	173	704767	173
704340	158	704544	164	704712	173	704807	171
704343	158	704548	164	704713	173	704811	171
704345	158	704549	164	704714	173	704812	171
704348	158	704551	164	704715	173	704881	171
704350	158	704552	164	704717	176	704882	171
704375	158	704554	164	704718	176	705020	183
704378	158	704570	170	704719	176	705025	183
704388	158	704575	170	704721	176	705050	183
704390	158	704580	170	704722	176	705051	183
704391	158	704600	175	704723	176	705052	183
704395	158	704601	175	704724	176	705053	183
704396	158	704602	175	704725	176	705110	45
704397	158	704603	175	704726	176	705129	182
704398	158	704606	175	704727	176	705130	182
704399	158	704607	175	704730	172	705200	44
704419	158	704608	175	704731	172	705201	44
704424	158	704610	174	704732	172	705210	44
704429	158	704614	174	704733	172	705211	44
704430	158	704615	175	704734	172	705220	182
704431	158	704616	175	704735	172	705225	181
704486	165	704617	174	704736	172	705230	182
704492	159	704626	176	704737	172	705235	181
704493	159	704628	173	704739	172	705240	182
704495	159	704652	177	704740	172	705250	182
704500	164	704653	177	704741	172	705299	33
704502	164	704654	175	704742	172	705300	33
704504	164	704655	175	704743	172	705303	33
704506	164	704656	175	704745	172	705306	33
704507	164	704661	174	704746	172	705307	33
704508	164	704662	174	704747	172	705309	33
704518	160	704663	174	704748	178	705310	33
704520	160	704664	174	704750	178	705313	33
704522	164	704667	175	704751	178	705316	33
704523	164	704668	175	704752	178	705317	33
704526	170	704669	175	704753	178	705319	33

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
705320	33	705426	34	705538	176	705710	45
705323	33	705433	34	705539	176	705712	45
705326	33	705434	34	705541	176	705714	45
705327	33	705436	34	705546	177	705716	45
705329	33	705447	35	705547	177	705718	45
705333	33	705448	34	705548	172	705720	45
705336	33	705449	34	705549	177	705730	45
705337	33	705450	34	705550	172	705732	45
705339	33	705453	34	705553	172	705734	45
705340	33	705454	34	705555	172	705736	45
705343	33	705456	34	705615	177	705738	45
705346	33	705459	34	705616	177	705740	45
705347	33	705460	34	705617	177	705742	45
705350	179	705463	34	705618	174	705744	45
705351	179	705464	34	705619	174	705746	45
705352	179	705466	34	705620	177	705748	45
705353	179	705469	34	705621	177	705808	31
705382	171	705470	34	705622	177	705816	31
705383	171	705473	34	705623	177	705820	31
705384	171	705474	34	705631	177	705828	31
705385	171	705476	34	705632	177	705838	31
705386	171	705480	34	705633	177	705844	31
705390	171	705484	34	705634	177	705854	31
705391	171	705500	178	705635	177	705862	31
705392	171	705502	178	705636	177	705864	31
705397	35	705508	172	705638	177	705868	31
705398	34	705509	172	705659	175	705869	31
705399	34	705510	172	705662	175	705870	31
705400	34	705511	172	705663	175	705872	31
705403	34	705513	172	705664	175	705873	31
705404	34	705518	175	705665	179	705874	31
705406	34	705520	175	705666	175	705878	31
705409	34	705522	175	705671	175	705880	31
705410	34	705523	175	705675	179	705882	31
705413	34	705524	175	705677	177	705884	31
705414	34	705525	175	705678	177	705890	32
705416	34	705526	175	705700	45	705891	32
705419	34	705528	177	705702	45	705892	32
705420	34	705529	177	705704	45	705893	32
705423	34	705530	174	705706	45	705896	32
705424	34	705537	176	705708	45	705897	32

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
705900	32	706912	30	708104	160	709451	55
705906	32	706916	30	708106	160	709452	55
705908	32	706920	31	708109	160	709453	55
705910	32	706926	31	708112	160	709455	55
705912	32	706928	31	708114	160	709456	55
705920	32	706930	31	708116	160	709458	56
705926	32	706932	31	708119	160	709463	55
705928	32	706936	31	708122	160	709465	55
705930	32	707525	166	708124	160	709470	56
705932	32	707528	166	708132	161	709472	56
706011	162	707529	166	708134	161	709474	56
706012	162	707530	166	708210	162	709476	56
706018	162	707531	166	708212	162	709477	56
706019	162	707532	166	708214	162	709478	56
706025	162	707533	165	708216	162	709479	56
706027	162	707535	165	708218	162	709480	56
706029	162	707537	165	708220	162	709481	56
706031	162	707539	166	708470	171	709482	56
706033	161	707550	166	708471	171	709489	57
706034	161	707556	167	708472	171	709490	57
706868	30	707557	167	708605	202	709492	57
706869	30	707558	167	709400	54	709510	57
706870	30	707559	167	709402	54	709511	57
706871	30	707560	167	709410	55	709512	57
706872	30	707915	160	709413	55	709513	57
706873	30	707916	160	709416	55	709514	57
706874	30	707918	160	709420	55	717805	151
706878	30	707928	160	709423	55	717810	151
706879	30	707930	163	709426	55	717820	151
706880	30	708002	160	709427	57	718005	151
706881	30	708005	160	709428	57	718020	151
706882	30	708006	160	709429	57	718605	151
706884	30	708008	160	709430	55	718620	151
706890	30	708012	160	709432	55	718905	151
706891	30	708014	160	709436	55	718920	151
706892	30	708016	160	709438	55	719005	152
706893	30	708019	160	709443	55	719505	152
706900	30	708022	160	709446	55	719520	152
706906	30	708024	160	709448	55	719805	152
706908	30	708035	159	709449	55	719820	152
706910	30	708102	160	709450	55	721305	152

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
722055	146	732190	37	732638	41	734172	54
722060	146	732192	37	732682	39	734650	54
723014	151	732202	35	732684	39	734652	54
723015	151	732204	35	732686	39	734654	54
723016	151	732206	36	732688	40	734670	54
732002	35	732208	36	732690	40	734672	54
732004	35	732210	37	732692	40	734674	54
732006	36	732212	37	732694	41	747715	148
732008	36	732214	38	732702	39	747720	148
732010	37	732217	38	732704	39	747725	148
732012	37	732222	35	732706	39	747730	148
732014	38	732224	35	732708	40	747750	148
732016	38	732226	36	732710	40	747755	148
732022	35	732228	36	732712	40	747760	148
732024	35	732230	37	732714	41	747765	148
732026	36	732232	37	732716	41	747770	148
732028	36	732234	38	732718	41	747775	148
732030	37	732236	38	732722	39	758901	147
732032	37	732244	35	732724	39	758902	147
732034	38	732248	36	732726	39	758905	146
732036	38	732252	37	732728	40	758910	147
732102	35	732264	35	732730	40	759005	86
732104	35	732268	36	732732	40	759015	86
732106	36	732272	37	732734	41	759030	85
732108	36	732602	39	732736	41	759035	85
732110	37	732604	39	732738	41	759105	86
732112	37	732606	39	732988	42	759115	86
732114	38	732608	40	732990	41	759125	85
732116	38	732610	40	732992	41	759128	85
732122	35	732612	40	732994	41	759150	86
732124	35	732614	41	732996	41	759170	86
732126	36	732616	41	732997	41	759200	86
732128	36	732618	41	733146	54	759210	86
732130	37	732622	39	733166	54	759215	86
732132	37	732624	39	733646	54	759220	86
732134	38	732626	39	733666	54	759230	86
732136	38	732628	40	734148	54	759235	86
732182	35	732630	40	734150	54	759240	87
732184	35	732632	40	734152	54	759241	87
732186	36	732634	41	734168	54	759242	87
732188	36	732636	41	734170	54	759243	87

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
759500	188	780730	73	781290	69	781365	70
759703	148	780731	73	781300	68	781366	69
759705	148	780732	73	781301	68	781367	69
759710	148	780733	73	781302	68	781368	69
759800	189	780734	73	781303	68	781369	69
768505	135	780740	74	781304	68	781371	69
768510	135	780741	74	781305	68	781372	69
768515	134	780742	74	781310	68	781373	69
778012	154	780743	74	781311	68	781374	69
778013	154	780744	74	781312	68	781375	69
779012	154	780750	72	781313	68	781376	69
779022	154	780751	72	781314	68	781377	69
780420	72	780752	72	781315	68	781378	69
780421	72	780753	72	781316	68	781381	71
780422	72	780754	72	781317	68	781382	71
780423	72	780755	72	781318	68	781383	70
780424	72	780756	72	781320	68	781390	70
780425	72	780757	72	781321	68	781391	70
780507	71	780758	72	781322	68	781400	69
780536	71	780759	72	781323	68	781411	69
780540	72	780760	73	781324	68	781412	69
780546	72	780761	73	781325	68	781415	69
780550	72	780762	73	781326	68	781416	69
780555	72	780763	73	781327	68	781419	187
780605	188	780764	73	781330	68	781500	76
780608	188	780770	74	781332	68	781510	76
780700	73	780771	74	781333	68	781520	76
780701	73	780772	74	781334	69	781525	76
780702	73	780773	74	781340	69	781530	76
780703	73	780774	74	781341	69	781535	76
780704	73	780775	74	781342	69	781540	77
780710	73	781029	153	781343	69	781565	76
780711	73	781039	153	781344	69	781566	76
780712	73	781040	153	781345	70	781600	81
780713	73	781230	70	781346	70	781601	81
780714	73	781231	70	781350	69	781602	81
780720	74	781232	70	781354	69	781603	81
780721	74	781233	70	781357	69	781604	81
780722	74	781234	70	781358	70	781605	81
780723	74	781260	187	781362	187	781607	81
780724	74	781280	68	781364	69	781608	81

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
781610	81	781911	84	782707	79	782826	80
781611	81	781912	84	782710	79	782840	79
781614	81	781913	84	782711	79	782841	80
781615	81	781960	83	782712	79	782846	80
781620	81	781961	83	782713	79	782860	79
781621	81	781962	83	782714	79	782861	80
781622	81	781965	83	782715	79	782866	80
781626	81	781968	83	782716	79	782870	79
781627	81	781970	83	782717	79	782871	80
781640	82	781971	83	782720	78	782876	80
781641	82	781974	83	782721	78	782880	81
781642	82	781975	83	782726	78	782881	81
781660	82	781980	84	782727	78	782890	81
781661	82	781981	84	782730	78	782891	81
781662	82	781982	84	782731	78	782900	79
781663	82	781986	84	782732	78	782901	80
781665	82	781987	84	782733	78	936401	109
781668	82	781988	84	782734	78	936402	109
781670	82	781989	84	782735	78	936403	109
781671	82	782022	84	782736	78	936404	109
781680	82	782030	84	782737	78	936406	109
781681	82	782031	84	782740	78	936407	109
781682	82	782034	84	782741	78	936408	109
781686	82	782035	84	782746	78	936838	113
781687	82	782082	84	782747	78	936841	113
781720	82	782090	84	782750	78	936842	113
781721	82	782091	84	782751	78	936843	113
781722	82	782094	84	782752	78	936845	113
781724	82	782095	84	782753	78	936846	113
781731	82	782150	85	782754	78	936847	113
781732	82	782151	85	782755	78	936848	113
781740	83	782152	85	782756	78	936849	113
781741	83	782153	85	782757	78	936850	113
781742	83	782155	85	782800	79	936851	113
781780	83	782300	85	782801	80	936852	113
781782	83	782301	85	782806	80	936853	113
781840	83	782305	85	782810	79	936854	113
781842	83	782306	85	782811	80	937045	108
781900	84	782700	79	782816	80	937046	108
781902	84	782701	79	782820	79	937047	108
781910	84	782706	79	782821	80	937048	108

Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página	Réf.	Página
937049	108	937401	110	956980	107	4340061	205
937050	108	937402	110	956981	107	4340062	205
937051	108	937403	110	956982	107	4341000	188
937052	108	937404	110	956983	107	4341001	188
937053	108	937405	110	956984	107	4341002	188
937233	104	937406	110	957461	112	4341050	188
937234	104	937407	110	957462	112	4341051	188
937236	104	937408	110	957463	112	4341052	188
937238	104	937409	110	957464	112	4600100	24
937241	104	937410	110	957465	112	4600101	24
937243	104	937411	110	957467	112	4600120	24
937245	104	937412	110	957468	112	4600121	24
937246	104	937413	110	957469	112	4600130	24
937247	104	937438	111	957470	112	4600131	24
937248	104	937443	111	957471	112	4600140	24
937249	104	937445	111	957481	110	4600141	24
937250	104	937446	111	957482	110	4600150	24
937251	104	937447	111	957483	110	4600151	24
937252	104	937448	111	957484	110	4600160	24
937253	104	937449	111	957485	110	4600161	24
937254	104	937450	111	957487	110	4600170	24
937255	104	937451	111	957488	110	4600171	24
937256	107	937452	111	957489	110	4600210	25
937257	107	937453	111	957490	110	4600211	25
937258	107	956938	105	957491	110	4600220	25
937259	107	956943	105	4340000	205	4600221	25
937260	107	956945	105	4340001	205	4600230	25
937261	107	956947	105	4340002	205	4600231	25
937262	107	956948	105	4340010	205	4600240	25
937263	107	956949	105	4340011	205	4600241	25
937264	107	956950	105	4340012	205	4600290	25
937265	107	956951	105	4340020	205	4600291	25
937266	107	956952	105	4340021	205	4600310	24
937267	107	956953	105	4340022	205	4600311	24
937268	107	956954	105	4340030	205	4600320	24
937288	107	956968	107	4340031	205	4600321	24
937289	107	956973	107	4340032	205	4600330	24
937290	104	956975	107	4340040	205	4600331	24
937291	104	956977	107	4340041	205	4600340	24
937293	104	956978	107	4340042	205	4600341	24
937294	107	956979	107	4340060	205	4600350	24

Réf.	Página
4600351	24
4600360	24
4600361	24
4630130	25
4630131	25
4630140	25
4630141	25
4630150	25
4630151	25
4630160	25
4630161	25
4630170	25
4630171	25
4630230	26
4630231	26
4630240	26
4630241	26
4630290	26
4630291	26
4630330	25

Réf.	Página
4630331	25
4630340	25
4630341	25
4630350	25
4630351	25
4630360	25
4630361	25
4640040	26
4640041	26
4640240	26
4640241	26
4720120	26
4720140	26
4720150	26
4720420	26
4720440	26
4720450	26
4723180	29
4760141	27
4760151	27

Réf.	Página
4760161	27
4760241	27
4760251	27
4760261	27
4760451	27
20630990	169
20635578	168
20635679	168
20635680	168
20635807	168
20635808	168
20635809	168
20635810	168
20635839	168
20635849	169
20638266	169
20688061	168
20696879	169
20696880	168
20699943	169

Réf.	Página
20727000	28
20727100	28
20727200	28
20727201	28
20727202	28
20727203	28
20727206	28
20727300	28
20727301	28
20727302	28
20727303	28
20727400	28
20727401	28
20727402	28
20727403	28
20727500	28
20727501	28
20727502	28
20727503	28

BRAND GMBH + CO KG

P.O. Box 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

BRAND. For lab. For life.®



Con nuestras publicaciones técnicas pretendemos informar y aconsejar a nuestros clientes. La transmisibilidad de datos de la experiencia en general y de resultados obtenidos bajo condiciones de ensayo al caso concreto de aplicación depende de múltiples factores que escapan a nuestra influencia. Por tanto pedimos comprendan que de nuestra información no se puede derivar ninguna responsabilidad por nuestra parte. Por tanto debe comprobar Ud. mismo con mucho cuidado si son adecuadas la transmisibilidad y aplicación de los datos en cada caso concreto.

Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

996271 © 2023 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 0226



En shop.brand.de encontrará accesorios y piezas de repuesto, manuales de instrucciones, instrucciones de calibrado (SOP) y vídeos sobre el producto.



Encontrará más información sobre los productos y sus aplicaciones en nuestro canal de Youtube [mylabBRAND](https://www.youtube.com/mylabBRAND).

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

Tel.: +86 21 6422 2318
info@brand.com.cn
www.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
Mumbai, India

Tel.: +91 22 42957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BrandTech® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

Tel.: +1 860 767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com